

Orthodeal

VOUS DONNE LE SOURIRE



PROMOTIONS ET COURS 2020

01 47 82 09 48
info@orthodeal.com
www.orthodeal.com

BRACKET METAL MUSTANG



~~2,55€^{ttc}~~

PROMO

0,99€^{ttc}
pièce

- Full control
- Profil ultra plat- Low profile
- Bracket Mesh base
- Rétention maximum
- Bracket forme rhomboïde
- Base anatomique
- Torque dans la base
- Crochet boule
- Code couleur



PROMO

JUSQU'À
10 CAS COMPLETS



- 40 %

1,53€^{ttc}
le bracket

DE 10 À
30 CAS COMPLETS



- 50 %

1,28€^{ttc}
le bracket

À PARTIR
DE 31 CAS



PROMO

0,99€^{ttc}
le bracket

TUBE AUTO LIGATURANT PROMIM SL



Ce tube de conception MIM vous apportera confort, solidité et fiabilité durant vos traitements.

Très simple à ouvrir et à fermer aussi souvent que nécessaire, il facilitera la mise en place de votre fil.

Prix spécial

~~14,80€^{ttc}~~

-50%


7,40€^{ttc}
pièce

- Changement facile de l'arc
- Ouverture occlusale et fermeture gingivale
- Petit Crochet recourbé pour éviter les irritations gingivales
- Forme arrondie et douce pour un confort optimal du patient
- 80# mesh base et profil ultra plat
- Torque et ancrage optimisés

Promo Tube

~~6,28€^{ttc}~~**-50%****3,14€^{ttc}**
pièce*Eokra* **LOW PROFILE TUBE**

Le meilleur tube, au meilleur Prix



Et aussi, le Micro Tube

Spécialement conçu pour la 2^{ème} molaire partiellement incluse, parfait pour le collage au niveau de la cuspside mésiale.

Pour toute commande supérieure ou égale à 120 tubes :



UNE PRECELLE À TUBE EST OFFERTE

Valeur : 60€



Marquage du sillon



Guide de positionnement pour faciliter le collage

A partir de 400 tubes achetés

-60%**2,51€^{ttc}**
pièce*Eokra 2* **LOW PROFILE TUBE**

Promo Tube

~~6,40€^{ttc}~~**-50%****3,20€^{ttc}**
pièceEt aussi, en 2^{ème} Molaire


Base mesh 80



Encoche Sillon

TUBE CONVERTIBLE VIPER

CONTROLE, PRECISION ET CONFORT



~~8,85€^{ttc}~~

40%

5,30€^{ttc}
pièce



Existe en petite base


Les tubes vestibulaires VIPER sont disponibles en simple tube 0.018 ou 0.022.

REFERENCES

CS1B205E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	10°T 8° DO	.022 UR
CS1B206E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	10°T 8° DO	.022 UL
CS1B207E	TTube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	25°T 5° DO	.022 LR
CS1B208E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	25°T 5° DO	.022 UL
CS1B805E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	10°T 8° DO	.018 UR
CS1B806E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	10°T 8° DO	.018 UL
CS1B807E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	25°T 5° DO	.018 LR
CS1B808E	Tube Viper Plus Single Conv. ROTH 3.5mm	25°T 5° DO	.018 LL

TUBE CONVERTIBLE MUSTANG

Le Meilleur tube au meilleur prix



~~6,40€^{ttc}~~

50%

3,20€^{ttc}
pièce

	TORQUE	OFFSET	R/L	018 SLOT	022 SLOT
ROTH	-10	10	UR	MECONV1816	MECONV2216
ROTH	-10	10	UL	MECONV1826	MECONV2226
ROTH	-25	4	LL	MECONV1836	MECONV2236
ROTH	-25	4	LR	MECONV1846	MECONV2246

BAGUES PRÉSOUDEES ORTHODEAL

Nos bagues sont fabriquées à partir d'un alliage qui a été choisi pour sa rigidité et son élasticité. Une pose et un ajustage sur la molaire très précis et sans déformation, le choix de cette bague sera pour vous un gage de confort d'utilisation.

- Forme anatomique
- Ajustement précis avec 32 tailles
- Affinage des parois interproximales
- Marquage laser pour une identification permanente
- Micro sablage procurant une meilleure rétention
- Présoudage classique avec une gorge parallèle au bord occlusal de la bague
- Présoudage sur mesure possible sur simple demande



1 BAGUE AU CHOIX = 1 PRIX UNIQUE

En effet, Orthodeal vous propose de composer vous-même votre bague : simple, double, triple tube avec cleat ou fourreau = 1 prix unique.

Exemple :



Bague nue

+



Simple tube

OU



Double tube

OU



Triple tube



Fourreau

OU



Cleat

=

9,80€^{ttc}

-50%

4,90€^{ttc}

pièce

Tailles 1^{re} molaire

Tailles les moins usuelles

Tailles les plus usuelles

Tailles les moins usuelles

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BERYL CLEAR


Ortho**d**deal



~~15,16€^{ttc}~~

-50%

7,58€^{ttc}
le bracket



- Poly- cristalline (AL203) bio céramique, très haute transparence, mimétisme parfait
- Design esthétique, CIM technologie
- Clapet Passif sans métal 100 % Alumine
- Base anatomique
- Crochet disponible sur 3/4/5
- Ouverture facile et confortable
- Ailettes retentives et douces
- Système d'ouverture et fermeture ergonomique avec clic audible
- Précision des informations
- Disponible arc droit 0.022

ROTH

MAXILARY	TORQ	ANG	R/L	WITH HOOK	MANDIBULAR	TORQ	ANG	R/L	WITH HOOK
1 1	+12	5	R L		21 12	-1	0	R L	
2 2	+8	9	R L		3 3	-11	7	R L	•
3 3	-2	10	R L	•	4 4	-17	0	R L	•
54 45	-7	0	R L	•	5 5	-22	0	R L	•

Ref : BERCLE22 345HK - cas complet ROTH 22 cr 3/4/5

Ref : BERCLE22 3 HK - cas complet ROTH 22 cr 3

OrthoDeal

BERYL METAL

- Acier 17.4 mim technologie , grande durabilité
- Clapet Passif avec un meilleur contrôle des rotations grâce à la largeur de la porte
- Epaisseur réduite Low Profile
- Base anatomique
- Slot vertical sur 2/4/5 supérieur et inférieur
- Crochet disponible sur 3/4/5
- Slot horizontal en supérieur et inférieur pour fil 0.012 et 0.014
- Ouverture facile et confortable
- Ailettes retentives et douces
- Système d'ouverture et fermeture ergonomique avec clic audible
- Précision des informations

NEW
Valeur positive

sur canine

~~7,8€^{ttc}~~
-50%
3,90€^{ttc}
le bracket

Pour 30 cas soit

600 brackets
2,90€^{ttc}
le bracket


REFERENCE CAS «BERSLHIGHT»

BERYL HIGH TORQUE

MAXILARY						MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
TORQUE	19	12	9	-6	-6	TORQUE	-5	-5	12	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	3	6	6

REFERENCE CAS «BERSLSTANDARD»

BERYL STANDARD TORQUE

MAXILARY						MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
TORQUE	14	12	9	-6	-6	TORQUE	0	0	9	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	7	6	6

REFERENCE CAS «BERSLMBT»

BERYL MBT

MAXILARY						MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
TORQUE	19	12	-8	-6	-6	TORQUE	-5	-5	-8	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	7	6	6

ONYX BRACKET

AUTO LIGATURANT ACTIF



~~5,80€^{ttc}~~


-50%

2,90€^{ttc}

Pour 30 cas soit

600 brackets

2,50€^{ttc}
le bracket



- Ouverture ou fermeture du Clapet ultra sécurisée et facile
- Clapet avec ressort pour un meilleur maintien de l'arc dans le slot
- Ailettes relevées et douces pour la pose des chainettes
- Torque dans la base
- Crochet disponible sur 3,4,5
- Identification code couleur

SAPHIR ABSOLUTE 100% ESTHÉTIQUE

QUAND RÉSISTANCE rime avec transparence

Le Bracket Absolute, c'est la fiabilité issue des dernières technologies.



- Une transparence totale,
- Une absence de coloration,
- Une base galbée en harmonie avec l'anatomie de la dent, évite l'effet de bascule,
- Une épaisseur réduite au maximum pour un meilleur confort du patient et de travail,
- Base 100% mécanique,
- Polissage complet du Bracket avec contours lisses.

Prix spécial

4,90€^{tt}

L'unité

Caractéristiques

- Pas d'usure dans le temps
- Chimiquement neutre
- Compatible avec toutes les teintes
- Code couleur d'identification
- Marquage slot
- Excellent design pour un meilleur confort



BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT



À partir de

~~6,51€^{ttc}~~

PROMO

2,90€^{ttc}
pièce

Prenez le meilleur avec la performance & l'innovation

Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, pratiquement invisible avec un glaçage sur la surface afin d'améliorer l'esthétisme et le confort en bouche.

- Une faible épaisseur, un glaçage
- Une très haute transparence
- Une base mécanique à 100% et une dépose très facile
- Contours des plots ronds et lisses pour un confort optimal en bouche
- Vendu sur plaquette individuelle ou en sachet (par 10)
- Disponible en Roth 18 ou 22

PROMO

DE 1 À 10 CAS

★★

- 40 %

3,91€^{ttc}

le bracket

DE 11 À 50 CAS

★★★


PROMO

2,90€^{ttc}

le bracket

LE BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT au prix du métal

Vendu par cas complet, nous vous offrons au prix du métal les brackets céramique de 13 à 23. Une présentation sur plaquette (format carte de crédit), dispo en 0,18 et 0,22.



Les cas se composent de :

- Boîtier métal Mustang
- De canine à canine Sup : Nouveaux brackets céramique Diamant

PROMO

10 CAS COMPLETS

★★

Incluant céramique de 3 à 3 supérieur

1,95€^{ttc}

le bracket

30 CAS COMPLETS


★★★

Incluant céramique de 3 à 3 supérieur

1,75€^{ttc}

le bracket

ARCS NITI



Sections d'arcs disponibles

EN ROND :

■ .012 ■ .014 ■ .016
■ .018 ■ .020

CARRÉ, RECT. : 14x25

■ 16x16 ■ 16x22 ■ 16x25
■ 17x25 ■ 18x18 ■ 18x25
■ 19x25 ■ 20x20 ■ 21x25

sur demande d'autres
sections sont disponibles.

**Arcs avec V-BEND et/ou
stop : +5€ par boîte de 10**

Rond

~~26,06€^{ttc}~~

-50%

13,03€^{ttc}
-10 arcs

Rectangulaire

~~30,38€^{ttc}~~

-50%

15,20€^{ttc}
-10 arcs

ARCS THERMIQUES



Sections d'arcs disponibles

EN ROND :

■ .012 ■ .014 ■ .016
■ .018 ■ .020

CARRÉ, RECT. : 14x25

■ 16x16 ■ 16x22 ■ 16x25
■ 17x25 ■ 18x18 ■ 18x25
■ 19x25 ■ 20x20 ■ 21x25

sur demande d'autres
sections sont disponibles.

**Arcs avec V-BEND et/ou
stop : +5€ par boîte de 10**

Rond

~~36,87€^{ttc}~~

-50%

18,43€^{ttc}
-10 arcs

Rectangulaire

~~41,20€^{ttc}~~

-50%

20,60€^{ttc}
-10 arcs

à partir de **1,30€^{ttc}** l'Arc

**PROMOTION
SINGLE PACK**

à partir de **1,84€^{ttc}** l'Arc

ARCS NITI ESTHETIQUE



ROND :

■ .012 ■ .014 ■ .016 ■ .018

RECT. : ■ .014 x .025

■ .016 x .016 ■ .016 x .022

■ .018 x .025 ■ .019 x .025

**5 boîtes
achetées =
5 OFFERTES**

soit

42,32€^{ttc}

les 10 arcs

Un arc en niti couleur
dent pour optimiser votre
traitement esthétique, un arc
qui ne s'écaille pas avec un
minimum de friction.

■ Couche externe en
polymère couleur dent et

un noyau en niti

■ Vendu en boîte de 10 en
single pack unitaire

■ Disponible en forme 10

■ Extrêmement résistant

■ Ne change pas la dimension
de l'arc sélectionné

4,23€^{ttc}
l'Arc

ARCS TMA®



Sections d'arcs disponibles

CARRÉ, RECT. :

■ 14x25 ■ 16x16
■ 16x22 ■ 16x25 ■ 17x25
■ 18x18 ■ 18x25 ■ 19x25
■ 20x20 ■ 21x25

sur demande d'autres
sections sont disponibles.

**Arcs avec V-BEND et/ou
stop : +5€ par boîte de 10**

~~75,90€^{ttc}~~

-50%

37,95€^{ttc}
-10 arcs

* TMA® : nom déposé par Ormcosybron

3,79€^{ttc}
l'Arc

PASSEZ AUX ARCS BIO MULTIFORCE AU PRIX DES ARCS THERMIQUES

69,42€^{ttc}**-50%****34,70€^{ttc}**
boîte
REMISE 
SUPPLÉMENTAIRE
- 40 %
**LA BOITE DE
BIO MULTIFORCE**

★★★★

à 20,82€^{ttc}

Un arc qui supporte la déformation extrême dans des cas difficiles pour mettre vos arcs à l'épreuve. L'arc doit non seulement être facile à plier et à insérer, mais il doit aussi résister à la déformation et exercer les forces souhaitées, tout en respectant le confort du patient. Les arcs Biomultiforce en nickel-titane thermique vous offriront des performances, une fiabilité et une maniabilité optimales.


AVANTAGES DES ARCS BIOMULTIFORCE

- Trois zones de forces, graduellement croissantes des antérieures aux postérieures
- Possibilité d'entrer plus tôt dans la phase de travail, ce qui permet bien souvent d'éliminer un arc de votre séquence
- Forces constantes pour un traitement plus confortable pour le patient
- Superplasticité lui permettant de continuer d'exercer ses forces même en cas de malpositions sévères

Thermoactivation pour une maniabilité idéale à température ambiante

- Accepte des courbures allant jusqu'à 90° sans déformation permanente

Les arcs Biomultiforce exercent des forces idéales pour déplacer chaque dent, évitant ainsi le développement de forces excessives ou non souhaitées qui pourrait être constaté avec les arcs Niti.



SELON LA SECTION CHOISIE

- 80 à 120g sur les incisives
La zone antérieure présente la force thermo-activée la plus faible, car les dents antérieures ont les racines les plus petites.
- 100 à 160g sur canines
Légèrement plus importante sur les canines pour intensifier la force
- 180 à 250g sur les prémolaires pour faciliter les glissements
- 250 à 300g sur les molaires

L'arc exerce des forces douces et faibles au niveau des antérieures, qui augmentent graduellement jusqu'aux postérieures et cette transformation se fera à une température buccale de 35 degrés. Un plateau est atteint dans la région des molaires. Il est ainsi possible de niveler, d'aligner et de torquer simultanément les dents, ce qui pourrait limiter le nombre de changements d'arc dans votre plan de traitement.

DISPO EN 4 FORMES : 9, 10, 2, 11

EN SECTIONS : CARRÉ / RECTANGULAIRE / SINGLE PACK UNITAIRE / BOITE DE 10

FORME 9 pour auto ligaturant avec stop + 5 € la boîte

250 000 ARCS VENDUS en 2019 ET 100% DES CLIENTS SATISFAITS

Forme 10

Prescription Damon*

Forme 9

Forme 11

Forme 2

**FORMES
disponibles**

NITI FORM

Damon*-pré Stoppé

18,03 €^{ttc} / Rond**20,20** €^{ttc} / Rect

les 10 en single pack

* Marque Damon déposée par Bruco

PRÉSENTOIR ARCS

85 €^{ttc}
pièce



- Présentoir en plexiglass avec fond de couleur noir, emplacement arcade supérieure et l'inférieure
- identification des sections

LE SABLAGE EST INDISPENSABLE

Mais ... Pourquoi sabler tout votre cabinet ?



Sableur intra-oral avec embouts jetables :

- Embouts pré-remplis d'alumine (27 ou 50µm) ou de Cojet®

Polyvalent :

- Nettoyage des brackets et de toutes les surfaces dentaires et prothétiques
- Amélioration de la liaison

adhésive par formation de micro-rugosités

Ne nécessite aucune installation particulière :

- S'installe rapidement sur le raccord turbine ou sur le raccord quick-disconnect de l'arrivée d'air

Minimise les projections d'abrasif hors de la surface traitée :

- Réduit le nettoyage fastidieux autour de la zone de travail

Confort de travail :

- Système très compact et léger. Visibilité optimale

Sécurité :

- Pas de risque de fracture de la buse
- Pas de blocage lié à un bouchon d'abrasif



Sableur SD Etch'Air
raccord universel 2 à 6 trous

469 €

- Raccord turbine universel (type Midwest)
- Activation à la pédale. Poids : 60g
- Longueur totale : 6 cm



SD Etch'Air raccord rapide Kavo*,
Sirona*, W&H*, Bien Air*, NSK

669 €

- Se clipse sur le raccord turbine
- Activation à la pédale
- Poids : 40g. • Ø 1,5 cm



Raccord Quick Disconnect**

769 €

- Livré avec raccord mâle et manomètre.
- Poids : 135g

Chaque sableuse est livrée avec 10 embouts d'alumine 27µm (8 petits et 2 gros)

Embouts jetables : Boîte de 25 embouts (petit : 4 dents ; gros : 16 dents)

Abrasif	Couleur	Taille	Tarifs	Orientation buse
Alumine 27 µm	Rouge	25 Petits embouts réf. EA27P 25 Gros embouts réf. EA27L	99 € 168 €	Classique 
Alumine 50 µm	Noir	25 Petits embouts réf. EA50PR 25 Gros embouts réf. EA50LR	99 € 168 €	Classique 
Alumine 50 µm	Noir	25 Gros embouts réf. EA50LC	168 €	Linguale 
Cojet® (3M)	Brun	25 Petits embouts réf. EACOJET	99 €	Classique 



Petit embout :
sable 4 surfaces dentaires



Gros embout :
sable 16 surfaces dentaires

PROMO : 1 raccord + 1 boîte embouts jetables = -10%

PROMO LIGATURE

Passez à la couleur



Transparent
60.63.510.05200



Blanc
60.63.510.29200



Argent
60.63.510.26200



Noir
60.63.510.01200



Orange
60.63.510.21200



Rouge
60.63.510.25200



Rouge métal
60.63.510.17200



Bordeaux
60.63.510.03200



Framboise
60.63.510.24200



Rose fluo
60.63.510.21.20200



Rose pâle
60.63.510.21.14200



Violet
60.63.510.21.23200



Raisin
60.63.510.21.10200



Bleu nuit
60.63.510.21.06200



Bleu métal
60.63.510.21.15200



Bleu
60.63.510.21.02200



Bleu pervenche
60.63.510.21.22200



Bleu caroline
60.63.510.21.04200



Bleu fluo
60.63.510.21.18200



Vert clair
60.63.510.21.27200



Vert
60.63.510.21.12200



Vert métal
60.63.510.21.16200



Vert fluo
60.63.510.21.19200

10 paquets
achetées =
5 offerts

soit le paquet à

14,24€^{ttc}

ELASTIQUES ORTHODEAL


~~40€^{ttc}~~
-20%
32€^{ttc}
la boîte

29,90€^{ttc}

la boîte à partir
de 5 boîtes

- 50 sachets de 100 élastiques, soit 5000/boîte
- Sachets d'élastiques présentés dans des boîtes distributrices avec un design exclusif
- Chaque sachet contient un instrument pour la mise en place des élastiques en bouche
- Une identification facile, un sport pour chaque force avec le diamètre correspondant, ce qui facilitera la mémorisation pour le patient


0,006 Cts
l'élastique

➤ Instrument inclus
dans chaque sachet

TAILLE FORCE	(3,2 mm) 1/8	(4,8mm) 3/16	(6,14 mm) 1/4	(7,9 mm) 5/16	(9,5 mm) 3/8
3,5 OZ	KARATE	VOLLEY BALL	SKATE BOARD	GOLF	TIR À L'ARC
					
Réf.	06kar	06vol	06ska	06gol	06tir
5 OZ	BASKET	FOOTBALL	VTT	PING PONG	TENNIS
					
Réf.	06bas	06foo	06vtt	06pin	06ten
6,5 OZ	KUNG FU	BASE BALL	JOGGING	GYMNASTIQUE	KARTING
					
Réf.	06kun	06base	06jog	06gym	06kart

■ **BOUTONS à coller**

- Paquet de 10

Ref : 30-10-203



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ **CROCHETS à sertir**

- Paquet de 10

Ref : 30-40-009



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ **CHAINETTE or**

- Vendue par paquet de 2

Ref : 40-25-2



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ **CROCHETS à sertir courbes**

- Droit et gauche

Ref Droit : 30-40-003

Gauche : 30-40-004



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ **COIL SPRING ressort fermé**

- Paquet de 10



3 tailles : medium force

- 6 mm : Ref : NTCS-06

- 9 mm : Ref : NTCS-09

- 12 mm : Ref : NTCS-12

~~43,26€^{ttc}~~
-50%
21,63€^{ttc}

■ **STOPS à sertir sur barrette**

- Paquet de 10

Ref : 30-40-008



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ **BOUTONS en céramique**

- Paquet de 10

Ref : 30-10-206




~~25€^{ttc}~~
-40%
15€^{ttc}

■ **RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES**

- Facile à utiliser sur n'importe quel arc (toutes tailles), il exercera une force douce et constante (100 gr).

- Il se coupe facilement (bord plat, spire fermée), il suffira ensuite de le compresser entre les brackets.

Ref : 35-200-72



~~62,86€^{ttc}~~
-40%
37,71€^{ttc}

3 longueurs de 18 cm

■ CROCHETS LONGS à sertir

- Paquet de 10

Ref : 30-40-005



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ STOPS pour Arc Rond

- Paquet de 10

Ref : 30-40-020



~~29€^{ttc}~~
-50%
14,50€^{ttc}

■ RESSORT NITI ouvert

- 3 longueurs de 18 cm

Ref : 35-200-60



~~58€^{ttc}~~
-40%
34,80€^{ttc}

■ CROCHETS à coulisser

- Du .016x .022 au .021x .025

Ref : IA05-105



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

■ BOUTONS à coller, base rectangulaire

- Paquet de 10

Ref : 906001 - Plate

Ref : 906002 - Coube



~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}

CONTENTION FLEX TECH ORTHODEAL



68 € TTC
LA BOBINE

à partir de
5 bobines

-10%

61,20 € TTC

- Fil de contention tressé acier
- Précision pour épouser la forme d'arcade
- Grande flexibilité et maléabilité

- Dimension : 1 mètre
- Produit équivalent à la concurrence
- Un prix sans équivalent avec 25 % de longueur en plus

Ref : IA06208



QUAD HELIX

13,63 € TTC

-20%

10,68 € TTC
pièce



REF	DESIGNATION
QH1	Quad Helix taille 1
QH2	Quad Helix taille 2
QH3	Quad Helix taille 3

BARRE PALATINE DISTAL



2,60 € TTC

-20%

2,08 € TTC
pièce

REF	DESIGNATION
FPAB35LL	Barre Palatine distal 35 ml
FPAB37LL	Barre Palatine distal 37 ml
FPAB39LL	Barre Palatine distal 39 ml
FPAB41LL	Barre Palatine distal 41 ml
FPAB43LL	Barre Palatine distal 43 ml
FPAB45LL	Barre Palatine distal 45 ml
FPAB47LL	Barre Palatine distal 47 ml
FPAB49LL	Barre Palatine distal 349ml
FPAB51LL	Barre Palatine distal 51 ml
FPAB53LL	Barre Palatine distal 53 ml
FPAB55LL	Barre Palatine distal 55 ml
FPAB57LL	Barre Palatine distal 57 ml

LIGATURES METAL

> LIGATURE PRÉFORMÉE LONGUE



QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
1000	Métal	0.01	60.40.700.00010
1000	Métal	0.012	60.40.700.00012
100	Dent	0.012	60.40.700.00112

~~29,35€^{ttc}~~
-20%
23,50€^{ttc}
métal

~~86€^{ttc}~~
-20%
68,80€^{ttc}
dent

> LIGATURE PRÉFORMÉE COURTE



QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
500	Métal	0.010	60.40.700.10000
500	Dent	0.012	60.40.700.12000

~~36,40€^{ttc}~~
-20%
29,12€^{ttc}
métal

~~260€^{ttc}~~
-20%
208€^{ttc}
dent

> KOBAYASHI LONG



~~28,75€^{ttc}~~
-20%
23€^{ttc}
métal

QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
100	Métal	0.012	60.40.700.00120
100	Métal	0.014	60.40.700.00140

> KOBAYASHI COURT



~~41,90€^{ttc}~~
-20%
33,52€^{ttc}
métal

~~72€^{ttc}~~
-20%
57,60€^{ttc}
dent


QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
100	Métal	0.012	60.40.700.00121
100	Métal	0.014	60.40.700.00141
100	Dent	0.014	60.40.700.00142

■ PIQUE LANGUE

- Pour le contrôle des mauvaises habitudes de la langue ou pour empêcher de sucer son pouce
- Paquet de 10

Ref : 30-60-002

~~32,55€^{ttc}~~
-50%
16,27€^{ttc}



■ DÉCONVERTISSEUR pour tube convertible

- Le seul instrument qui vous permet de déconvertir votre tube de façon simple en toute sécurité

■ Instrument

Ref : 75-01-024



~~28€^{ttc}~~
-30%
19,60€^{ttc}



■ Lames

Paquet de 5

Ref : 75-01-025



~~23€^{ttc}~~
-30%
16,10€^{ttc}

■ MIROIR DENTAIRE patient



Ref : HK775 Blanc



Ref : HK775 Violet

~~8€^{ttc}~~
-30%
5,60€^{ttc}

■ MIROIRS pour photos


- Acier découpé au laser
- Polissage parfait
- Double extrémité




Ref : G13 Occlusal enfant/adulte



Ref : G14 Lingual



~~85€^{ttc}~~
-30%
59,50€^{ttc}



Ref : G15 Buccal

■ MASQUE ajustable


- Confort du patient
- Multi positions
- Mentonnière ergonomique
- trou de ventilation

Ref Bleu : 70-50-001

Ref Rose : 70-50-002



~~69€^{ttc}~~
-30%
48,30€^{ttc}



CIRE A MORDU PRODONT



BOITE DE 50 PIECES

REF

PARFUM

CP1682B

parfum bubble Gum

~~35€^{ttc}~~**-15%****29,75€^{ttc}**

LA BOITE DE 50

CIRE PRÉ-DOSÉE



- Appliquée sur les parties gênantes de l'appareil orthodontique, la cire de protection évite l'incommodité du patient durant les premiers jours d'adaptation du traitement.
- Format et quantité adéquat, prêt à l'usage.
- Pratique
- Emballage hygiénique
- Goût menthe
- 10 plaquettes de 20 pastilles de cire

~~30€^{ttc}~~**PROMO****13,50€^{ttc}**

CIRE ORTHODONTIQUE DE PROTECTION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

10 plaquettes

35.33.001

ECARTEUR ORTHODONTIQUE

- Autoclavable 121 degré
- Elasticité et confort

~~16€^{ttc}~~**-30%****11,20€^{ttc}**

Ref : CTC (97*72*15mm) taille petit
 Ref : CTM (118*90*20mm) taille medium
 Ref : CTL(130*105*25mm) taille large



ECARTEUR

POUR UN COLLAGE PARFAIT

Un système qui permet d'éliminer la présence de la salive lors de la procédure de collage, avec un accès complet sur les deux arcades, il est facile à assembler et d'une utilisation simple.

- Autoclavable
- Confort maxi pour le patient
- 2 tailles disponibles : Small ou Large



LE KIT CONTIENT

- Un ecarteur
- 1 tube flexible
- 1 repousse langue
- 1 tube de raccordement et 2 tubes bilatéraux



Taille M

Ref : ECARTASPIS

Taille L

Ref : ECARTASPIL

~~85€^{ttc}~~

-40%

51€^{ttc}
pièce



PORTE-EMPREINTES INOX

Porte-empreintes inox perforés avec bords Rétentifs

Marquage laser personnalisé, **OFFERT POUR L'ACHAT DE 20 PIÈCES**

-20%

sur toute la
gamme



SUPÉRIEUR

REF	TAILLE MM
3041.U1	61x47
3041.U2	64x51
3041.U3	66x53
3041.U4	69x57
3041.U5	71x60
3041.U6	73x62

INFÉRIEUR

REF	TAILLE MM
3041.L1	55x47
3041.L2	60x49
3041.L3	72x54
3041.L4	75x57
3041.L5	76x59
3041.L6	78x61

FRAISE EN ZIRCONIUM MULTI LAMES

- Recommandée pour enlever en toute sécurité l'excès de résine orthodontique après la dépose des brackets sans altérer ou endommager l'émail
- Utilisation sur contre angle basse vitesse.
- Efficacité et haute résistance à la stérilisation en autoclave : Elimination facile des résidus.
- A basse vitesse (de 3000 et 10000 tours) elle provoque très peu de vibrations ce qui génère moins d'échauffement et laisse les surfaces parfaitement lisses quel que soit le sens de rotation
- La seule fraise du marché entièrement en zirconium injecté avec lames assurant ainsi des performances abrasives optimales en toute sécurité et cela sans vibration, fraise stérilisable.
- Moyenne de 5 arcades pour 1 fraise

Ref : 7503001



la boîte de
5 unités

-20%

23€^{ttc}
boîte

POLISSOIR USAGE UNIQUE



la boîte de
20 unités

-20%

29€^{ttc}

- Après utilisation de la fraise en zirconium idéal pour obtenir un brillant optimal
- Utilisation sur contre angle à basse vitesse
- Sa forme arrondie permet un accès aux zones difficiles et un travail en toute sécurité garantissant une finition parfaite grâce à sa composition en polymère renforcé en fibres de verre
- Jetable, peut s'utiliser à sec quel que soit les sens de rotation
- De couleur bleu pour repérage des fraises de finition, pas d'ajout de pâte à polir.
- Polissoir pour 1 arcade complète

Ref : 7503002



EDUCATION FONCTIONNELLE

myobrace® By **OrthoDeal**

Le **traitement orthodontique précoce** par l'éducation fonctionnelle

La majorité de nos enfants (75 %) ont une malocclusion en phase de croissance et cela à partir de 5 ans, tel que :

- Classe II
- Béance
- Encombrement
- Sourire gingival
- Menton hyperactif
- Respiration buccale
- Déglutition atypique
- Troubles respiratoires du sommeil

De fait des millions de patients ont besoin d'un traitement d'éducation fonctionnelle et le système MYOBACE vous permettra de rétablir ces fonctions telles que :

- La correction des classe II
- La stimulation du développement transversal
- La correction de l'ensemble des dysfonctions



RÉSULTAT AVEC LES APPAREILS MYOBACE



PROMOTION MYOBRACE



PROMO

DE 5 À 10
APPAREILS

- 10 %

DE 11 À 30
APPAREILS

- 20 %

DE 31 À 50
APPAREILS

- 30 %

À PARTIR DE 50
APPAREILS

- 35 %

KIT D'INTRODUCTION Myobrace



Pour commencer vos premiers pas en éducation fonctionnelle, nous vous proposons un coffret d'introduction de 15 appareils pour traiter vos premiers cas.

**15 Myobrace
-35 %**

- Coffret offrant le maximum de possibilités de choix et de tailles
- Gouttières stérilisables à 121 degrés
- Coffret fixe, pas de possibilité de modifier les produits à l'intérieur du coffret
- Fiches d'utilisations pour les appareils et réglettes de mesures dans le coffret



Contenu intérieur :

- Junior Medium x 1, Junior Large x 3
- K 1 Medium x 4, K2 Medium x 1
- T 1 medium x 2, T2 Medium x 1
- I 3 n Medium x 1, I 3 Medium x 1
- B1 Medium x 1

RESPIRATEURS BUCCAUX

myOSA®

Votre solution pour les **respirateurs buccaux**

3-7 ans
for junior



for kids
7-12 ans




MYOSA - Existe en deux tailles

705010 MYOSA JUNIOR «CHAT BLEU» 3 à 7 ans

705020 MYOSA KIDS «CHIEN BLEU» 7 à 12 ans

PROMO

à partir de
40.76€^{ttc}
pièce



C'est votre objectif, la **restauration de la respiration nasale diurne et nocturne**, la seule finition qui validera les TRS « troubles du sommeil »

- 1 ■ Des parois latérales hautes qui assurent une bonne rétention sans modelage
- 2 ■ Deux grands aérateurs respiratoires qui régulent efficacement
- 3 ■ La languette linguale fine et mince qui guide la langue vers une position correcte
- 4 ■ Une cage « breveté » à langue qui la maintient en bonne position
- 5 ■ Une base ressort « Air Spring » confortable pour les ATM
- 6 ■ Une position optimum de la mandibule et une ouverture verticale

EDUCATION FONCTIONNELLE



myobrace®


FOR KIDS

Dentition Mixte

6 - 12 ans

ETAPE 1

CORRECTION
DES HABITUDES



Etablir une respiration nasale
et corriger les fonctions

4-6 MOIS

ETAPE 2

DEVELOPPEMENT
D'ARCADE



Etablir une position de la langue, une
posture labiale et une déglutition correctes

4-6 MOIS

PROMO K1

K1 à partir de
40.76€^{ttc}
pièce

Myobrace for kid est un système en deux étapes, favorisant le traitement des classe II, il est plus haut sur la partie antérieure ce qui permet un bon enveloppement des arcades et le traitement des cas avec un décalage important :

1. Des parois latérales hautes qui assurent une bonne rétention sans modelage
2. Deux aérateurs respiratoires qui régulent efficacement
3. La languette linguale fine et mince qui guide la langue vers une position correcte
4. Une cage « brevetée » à langue qui la maintient en bonne position
5. Une base ressort « Air Spring » confortable pour les ATM
6. Une position optimum de la mandibule et une ouverture verticale



MYOBRACE FOR KIDS - Existe en trois tailles

411145	K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans	411215	K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans
411146	K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4 /6 ans	411216	K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4/6 ans
411150	K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans	411220	K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans
411151	K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/ 9 ans	411221	K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/9 ans
411155	K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans	411225	K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans
411156	K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans	411226	K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans

MYOSA POUR ATM

myOSA®

POUR ATM



Articulation Temporo-Mandibulaire

Pour un soulagement **immédiat des symptômes**

L'appareil TMJ™ est préfabriqué, souple, facile à porter et s'adapte immédiatement au patient (pas de modelage, zéro temps au fauteuil)



TMJ

Réf : 703000 medium

PROMO

à partir de
39.19€^{ttc}
pièce




CL III DENTURE MIXTE Myobrace for Interceptive Class III™

La majorité des malocclusions de Classe III proviennent d'une déficience maxillaire due à une respiration buccale et à une position basse de la langue. Ce qui provoque des malocclusions de Classe III à la fois squelettiques et dentaires. Le système d'appareils *Myobrace® Interceptive Class III* est spécifiquement conçu pour corriger les malocclusions de Classe III. Il est le plus efficace en début de denture mixte (de 5 à 8 ans). L'appareil possède une compensation supplémentaire pour améliorer la correction dentaire des articulés croisés antérieurs.

Porter une heure le jour
plus toute la nuit
en dormant.

- 1 **DynamiCore™** avec cage de Fränkel – aide à élargir et à développer les maxillaires, dégageant davantage d'espace pour la langue.
- 2 Les petits trous de respiration et la forme des arcades jumelles préviennent la respiration buccale, fréquente dans la plupart des cas de Classe III.
- 3 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement. Cela peut prévenir une croissance indésirable de la mandibule.



**5 à 8
ANS**

Tous les appareils *Myobrace®* sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.

i-3^N

**CORRECTION DES
HABITUDES**

Établir une
respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois



L'*i-3N* est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3N – VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)
i-3N EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® i-3N


L'*i-3N* se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez à l'*i-3®* que lorsque l'*i-3N* reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.

i-3[®]

**DÉVELOPPEMENT
D'ARCADE**

Établir une position
correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois



L'*i-3®* est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3® – VUE SUPÉRIEURE (à gauche)
i-3® EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® i-3®


L'*i-3®* se focalise sur le développement d'arcade et la poursuite de la correction des habitudes. Il possède un *DynamiCore™* qui a un effet Fränkel, ce qui aide à développer l'arcade supérieure. Ceci aide à corriger la malocclusion de Classe III. Ne passez à l'*i-3H* que quand la forme d'arcade s'est améliorée, que la position de repos de la langue et un schéma de déglutition correct ont été établis, avec un bon alignement dentaire.

i-3^H

**ALIGNEMENT FINAL
ET CONTENTION**

Maintien la posture
labiale et une
déglutition correcte.

ÉTAPE 3



4-6 mois



L'*i-3H* est disponible en medium, en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3H – VUE POSTÉRIEURE (à gauche)
i-3H EN COUPE – VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (ci-dessus)

MYOBACE® i-3H


L'*i-3H* se focalise sur la finalisation de la correction des habitudes, la correction de la Classe III, l'alignement dentaire final et la contention, grâce à sa construction en polyuréthane plus rigide.

La languette linguale creuse facilite la position finale de la langue sur le point.

iP-3[®]

**DENTURE
PERMANENTE**

Correction
des habitudes
myofonctionnelles
et correction de la
Classe III dentaire.



Le *P-3®* est disponible en medium, en transparent et en vert.
APPAREIL P-3® VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)
P-3® EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® P-3® DENTURE PERMANENTE

Le *P-3®* est destiné à la denture permanente quand la Classe III squelettique est difficile à corriger. Le *P-3®* se focalise sur la correction de la Classe III dentaire et de l'articulé croisé antérieur lorsque c'est possible. Il opère une correction des habitudes (respiration buccale et déglutition atypique). Le surplomb supplémentaire* de 3mm entre les arcades supérieure et inférieure corrige la Classe III dentaire. NB : La correction des Classes III en denture permanente n'est pas toujours possible.

MYOBRACE AVEC TRAITEMENT ORTHODONTIQUE

NOUVELLE GAMME


myobrace®

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
POUR SOLUTIONNER LES
PROBLEMES DE TRS (trouble
respiratoire du sommeil)
AVEC LES BRACKETS

à partir de

40.76€^{ttc}

l'unité



Expansion d'arcade assistée
par le B1 et le B2



Brackets vestibulaires



Brackets linguaux



Expansion d'arcade



Contention avec
gouttières

Augmenter l'efficacité de votre traitement ortho en

- Corrigeant la position linguale
- En favorisant la respiration nasale en ouvrant les voies aériennes
- Tout cela en développant une expansion stable et efficace

B1 Medium : Ref 41500

B1 Large : Ref 415005

B2 Medium : Ref 415030


B2 Large : Ref 415035

B3 Medium : Ref 415040

Myobrace avec Port de brackets

PERMANENT DENTITION WITH BRACES

Myobrace for Braces™ est un système d'appareils en trois étapes spécifiquement conçu pour être compatible avec les brackets tout en corrigeant les mauvaises habitudes buccales, pour améliorer les problèmes de développement des maxillaires supérieurs et inférieurs et aider les brackets à aligner les dents en position correcte. Ces appareils corrigent les mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un mauvais alignement dentaire, tout en exerçant des forces légères pour contribuer à l'expansion du maxillaire et aider les brackets à aligner les dents dans leurs positions correctes.



- 1 Gorge pour brackets accueille les brackets du haut (et du bas) et l'arc orthodontique tout en protégeant les joues et les gencives.
- 2 La languette linguale, la cage et la rampe à langue rééduquent la langue vers sa position correcte.
- 3 Le lip bumper étendu et les écrans vestibulaires hauts préviennent l'hyperactivité des lèvres et favorisent la respiration nasale.



APPAREIL B1 (à gauche)
B1 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B1

Le B1 corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.



APPAREIL B1 LING (à gauche)
B1 LING EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B1 LING

Le B1 LING corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

CORRECTION DES HABITUDES

ÉTAPE 1



APPAREIL B2 (à gauche)
B2 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B2

Le B2 réalise une expansion d'arcade.

Il possède une gorge pour brackets, un Dynamicore™, une languette linguale, une cage, une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour contribuer au développement d'arcade, corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

EXPANSION D'ARCADE

ÉTAPE 2



APPAREIL B3 (à gauche)
B3 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B3

Le B3 corrige les habitudes pendant la phase de contention.

Il possède une gorge élargie, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec des gouttières transparentes.


CORRECTION DES HABITUDES PENDANT LA PHASE DE CONTENTION

ÉTAPE 3

PREMIER APPAREIL MYOFONCTIONNEL ACTIF AU MONDE



POUR AUGMENTER LA FORCE DES MUSCLES DE LA LANGUE, DES LEVRES ET DE LA GORGE.



TLJ
TONGUE, LIPS & JAW
APPLIANCE


Existe en 3 tailles : 71005 small • 710000 Medium • 710010 Large

COMPRENDRE LE PROBLÈME

Les patients souffrant de problèmes orthodontiques, de mâchoire, de respiration et de sommeil n'ont pas assez de force dans les muscles de la langue, des lèvres et des mâchoires. Ces muscles doivent être renforcés pour résoudre les causes sous-jacentes des problèmes respiratoires du sommeil.

L'appareil *Myotalea*® TLJ est un appareil myofonctionnel actif utilisé pour renforcer les muscles de la langue, des lèvres et des mâchoires. Des exercices supplémentaires s'adressent aux muscles de la gorge et du pharynx, typiquement trop faibles chez les patients atteints de troubles respiratoires du sommeil (TRS). Ceci est une partie essentielle du traitement orthodontique myofonctionnel ou TMJBDS. Le TLJ a de nombreuses caractéristiques qui aideront à corriger les habitudes dysfonctionnelles des tissus mous, dont:

- Respiration buccale habituelle
- Lèvres disjointes au repos
- Langue en position basse au repos
- Schéma de déglutition incorrect
- Manque de force des muscles de la gorge et du pharynx



ADHÉSIFS ET CONTENTIONS

Le N°1 en produit de collage Orthodontique dans le monde,
une garantie de collage dans votre cabinet

PROMOTION

Découvrez nos tarifs
Téléphonez-nous au
01 47 82 09 48

LIGHT BOND

Kit de collage pour les brackets



- 4 seringues de 5 gr
- 2 flacons de sealant 3 cc
- 1 flacon etching
- 2 spatules
- 1 paquet de 50 pinceaux
- 1 bloc à spatuler

Ref : LBEFF

ULTRA BAND LOK

Kit de collage pour les bagues - photopolymérisable sans mélange



- Produit très puissant à haut pouvoir rétentif
- Nettoyage de la dent plus facile (bleu)
- Très facile à utiliser (pas de mélange)
- Pas de contrainte de temps

- Permet de faire un plan de surélévation occlusal (blanc)
- Existe en deux couleurs : bleu, ref : UBL-BPP et blanc ref : UBL-BP

ASSURE



- Augmente l'adhésion et minimise les décollements
- Supporte l'humidité
- Diffusion d'ions fluorés pendant le traitement

Ref : AS

ASSURE PLUS



Et maintenant le nouveau **Assure Plus** : le seul primer qui colle sur toutes les surfaces

- Email classique ou atypique
- Amalgame
- Acier, Or, etc.

Ref : PLUS REL

BOND A BRAID



- Grande flexibilité
- Souplesse d'utilisation
- Très maléable

Ref : BAB

RETANIUM



- 70% plus fort que le multi brin
- Meilleur maintien
- Fil plat
- Sans nickel
- Très facile à manipuler

Ref : RET

FLEX TECH OR



Ref : OFT2



FLEX TECH ACIER



Fil de contention tressé en Or ou acier, une des références sur le marché orthodontique, ce fil vous permet :

- D'épouser avec précision la forme de l'arcade
- D'avoir une grande flexibilité et une grande maléabilité

Ref : SSOFT

KIT DE STRIPPING

SYSTÈME DE STRIPS DIAMANTÉS OSCILLANT, pour la réduction de l'espace interdentaire, rapide et précis pour le praticien et confortable pour le patient.



Ref : CX235



Ref : CX235C311

INCLUANT :

- 10 strips de 015µm à 090µm perforés double face
- 1 Contre angle
- Jauge de mesure x 6 tailles

~~490€^{ttc}~~

-20%

392€^{ttc}

PROMO STRIP



~~14,40€^{ttc}~~

-20%

12€^{ttc}
Pièce

REF CONTRE ANGLE

REF	PV TTC
CX235	370 €

REF STRIP (double face perforé)

REF	TAILLE MM	PV TTC
001015H	0.05 mm	12 €
001025H	0.08 mm	12 €
001040H	0.14 mm	12 €
001060H	0.18 mm	12 €
001090H	0.24 mm	12 €



4 PINCES
achetées =
2 offerts
même gamme

Nouveau design
rhomboïde, aux
arêtes adoucies
pour une meilleure
utilisation

Chaque instrument
s'articule autour d'un
joint emboîté qui
procure une action
douce et assure en
permanence un parfait
alignement des mors

Mors en carbure de
tungstène insérés par
la dernière génération
électro soudage

Finition satinée, fabriquée en
acier inoxydable forgé de la
plus haute qualité

Des manches dorés sur
les pinces coupantes
pour faciliter leurs
identifications.

Century line

Medesy® fabrique des pinces d'exception grâce à une recherche de l'excellence et une attention minutieuse à chaque détail. Cela pour apporter aux professionnels des instruments d'une qualité inégalée. Chaque pince est fabriquée individuellement puis rigoureusement testée et inspectée pour garantir une qualité sans faille, une précision sans équivalent.

Les instruments Medesy® ont une « Garantie de 5 ans » contre les défauts de fabrication.

DISTAL & CUTTERS




3000/69 TC

Ø max 0,55 ×
0,64 mm / .021»
× .025» (mm 125)



3000/69 TC LL

Ø max 0,55 ×
0,64 mm /
.021» × .025»
(mm 150)




Same as 3000/69 TC
but with long handle




3000/65

Flush slim Ø max mini head
0,41 × 0,55 mm /
.021» × .025» (mm 125)



3000/76 TC

Flush Ø max 0,55
× 0,64 mm / .021»
× .025»



Same as 3000/74 TC but
with regular head.



3000/63

Cinch back Ø max 0,55 × 0,64 mm
max .021» × .025» (mm 155)



UTILITY PLIERS




Cinch back utility plier. For closing
arches or cinch down a wire. Use on
round or rectangular wire.



3000/89 TC

Ø max 0,3 mm
/ .012 (mm 120)




Delicate cutter, specially
designed for the removal
of soft stainless steel
ligatures



3000/85 TC

Ø max 0,3 mm
/ .012» (mm 130)





Standard cutter with slim
profile, allowing an easy
access and better view of
the oral cavity.



3000/85 TC°

Ø max 0,3 mm
/ .012» (mm 130)
Angled 15°



Same as 85TC, but
with a 15° offset tip
enhancing a better
access in difficult areas

WIRE CUTTERS




3000/87 TC

Ø max 0,7 mm /
.028» (mm 130)



Suitable for cutting
archwires or pins of
any size. TC inserts
ensuring longer
duration.



3000/87 TC°

Ø max 0,7 mm / .028»
(mm 130) Angled 15°




Same as 87TC, but
with a 15° offset tip
enhancing a access in
difficult areas better

HARD WIRE CUTTERS

➤ UTILITY PLIERS




3000/25 TC
Weingart angle
Ø max 0,5 mm/
(mm 140)



Weingart with TC tips,
indicated also for
placement and removal
of archwires, because of
tapered angular design





3000/32
Weingart – Slim
Ø max 0,5 mm /
.020» (mm 145)



Weingart with fine
points.




3000/39 TC
Angle N.139
Ø max 0,7 mm
/.028» (mm 125)



Bird beak plier



3000/38C TC
Ø max 0,6 mm /
.024» (mm 135)
With cutter



Light wire cutting and
contouring plier. For
round wire, to bend
small loops. Contouring
of loops and arches up
to 0,55 × 0,64 mm.




3000/54
Aderer –
Long max 0,7
mm / .028»
(mm 130)



3 jaw plier – Long.
Slightly rounded
tips, for contouring
and bending without
damaging the archwire.



3000/51
Tweed – Short
max 0,5 mm /
.020» (mm 125)



Arch forming plier –
Short. Ideal for torquing
and bending squared or
rectangular wire.



3000/52
Tweed – Long
max 0,7 mm /
.028» (mm 130)



Arch forming plier –
Long. As 3000/51 but
for bigger wires size.



3000/34
De La Rosa
max 0,5 mm /
.020» (mm 125)



Contours and forms
archwires, of light wire
without torquing.




3000/35
De La Rosa
max 0,5 mm /
.020» (mm 125)




Same as 3000/34 with
additional grooves
measuring respectively
0,41-0,46-0,56 mm.

> UTILITY PLIERS



3000/98

Tweed – Short
 $\emptyset$ max 0,5 mm /
 .020» (mm 135)





3000/95

Tweed – Short
 max 0,5 mm /
 .020» (mm 135)



$\emptyset$ 0,7 mm



3000/53

Optical max
 0,7 mm / .028»
 (mm 140)


Concave/convex loop
 forming plier, small
 medium.



3000/80

Nance max 0,7
 mm / .028» (mm
 125)

Concave/convex loop
 forming plier, small
 medium.



3000/45

Adhesive remover
 (mm 140)


Used to remove
 composite material after
 debonding attachments.



3000/62


Crimpable
 archwire hook
 (mm 130)

For ball hooks and
 auxiliaries.



3000/49

Posterior band
 remover – Short
 (mm 135)



3000/50

Posterior band
 remover – Long
 (mm 135)



3000/82

Bracket remover –
 Angled (mm 130)



3000/83

Bracket remover –
 Straight (mm 135)

> LIGATURE FORCEPS

à partir de

18,75€^{ttc}



1851

Smaha (mm 140)



1852

Smaha Curved
(mm 140)



1519

Halstead
(mm 125)




> BRACKET INSTRUMENTS

à partir de

13,20€^{ttc}

DIRECT BOND BRACKET TWEEZER



1006

With blade
(mm 135)

1008

(mm 140)

1009

(mm 140)

1130

(mm 140)

1132

(mm 120)



1134

Buccal tube tweezer
Pinzetta ausiliaria
buccale (mm 140)



4873

Molar band seater,
adjustable (mm 140)



4873/PR

Spare part

BAND PUSHER



673 2C

Band Pusher scaler



673

Band pusher scaler mini



67210

Pousse ligature double mini



4876

Jauge droite acier en 0.018 ou 0.022



981

H 35mm x W1545 x L185



998

Plateau aluminium 290x190x30 : argent, doré, bleu, vert ou rouge

➤ ALIGN PLIERS



Ref : 687802
PINCE HORIZONTALE



Cette pince produit une indentation pour accentuer le couple au niveau de la racine. Il améliore également la rétention des aligneurs transparents ou des dispositifs de retenue en plaçant une empreinte dans la contre-dépouille d'une dent ou sous une attache collée.

~~95€^{ttc}~~
-40%
57€^{ttc}
pièce

➤ ALIGN PLIERS



Ref : 678 801
PINCE VERTICALE



Cette pince accentue la sur-correction des rotations en produisant une indentation aux angles de la ligne mésiale ou distale en vestibulaire et / ou en lingual d'une dent spécifique.

~~95€^{ttc}~~
-40%
57€^{ttc}
pièce

ALIGN PLIERS



Ref : 687 804

PINCE À POINÇON

Cette pince qui est parfaitement adaptée pour une utilisation de pose d'élastiques inter et intra maxillaire en liaison avec une découpe sur le bord gingival de la gouttière. Il n'y aura pas ou plus besoin de positionner de fastidieux boutons. La découpe spéciale empêche les élastiques de glisser et à la gouttière de se fissurer.



~~299€^{ttc}~~

-30%

209.30€^{ttc}
pièce

ALIGN PLIERS



Ref : 687803

PINCE PERFORATRICE .6 MM



Crée des découpes en demi-lune pour le soulagement des aligneurs autour des boutons collés utilisés pour les élastiques. Il peut également pincer le plastique pour fournir un dégagement des tissus mous afin d'éviter tout impact de l'aligneur sur ces derniers.

~~99€^{ttc}~~

-40%

59,40€^{ttc}
pièce

COURS 2020





COURS • Dr Emmanuel Thelliez

LA POSTUROLOGIE, L'EDUCATION FONCTIONNELLE et L'ORTHODONTIE, L'ENSEMBLE EST LIÉ

PARIS - Lundi 29 mars 2021



L'ORTHODONTIE MEDICALE, SYSTEMIQUE ET SENSORIELLE

Par le Dr Emmanuel Thelliez

Le Dr Emmanuel THELLIEZ est stomatologiste, diplômé d'Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale, de Médecine Manuelle Ostéopathie, Posturologue CIES, enseignant certifié Damon.

Améliorer, voire guérir les céphalées, les douleurs dorsales ou lombaires de vos patients. Prévenir les décompensations posturales, donc la future arthrose et guérir le syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Améliorer les « DYS ».

Comment est-ce possible pour nous, orthodontistes ?

PROGRAMME DU COURS (Agrémenté de nombreux cas cliniques)

- Le système autoligaturant passif : beaucoup plus qu'une avancée technique.
- Le système postural : les capteurs, les voies nerveuses, la régulation sous corticale, les effecteurs.
- Diagnostic clinique d'un syndrome de dysfonction proprioceptive.
- Son étiologie, essentiellement obstétricale.
- Traitement par appareil autoligaturant passif .
- Apport du système Myobrace dans la régulation des fonctions.

FORMATION - 29 MARS 2021 - PARIS

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier. Vous pouvez régler par **chèque** ou par **carte bancaire** en téléphonant au **01 47 82 09 48**.

Tarif : 189 € (cours d'une journée incluant le repas) - **Horaires : 9h - 17h**

Conditon d'annulation : les frais d'inscription ne seront plus remboursables 15 jours avant la date du cours.

☐ **Lundi 29 mars 2021 - PARIS**

Nombre de participants :

Nom du docteur :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Mail. :



Orthodeal

myobrace®

L'ORTHODONTIE FONCTIONNELLE

"Avoir des dents alignées de façon naturelle"



Docteur,

Nous avons le plaisir de vous convier au prochain **cours Myobrace, lundi 14 décembre 2020 à Lyon.**

Myobrace a mis au point des appareils d'orthodontie destinés à améliorer le développement dentaire et facial sur **l'enfant de 5 à 15 ans** à l'aide des techniques Myofonctionnelles.

Une technique qui permet de réaligner les dents en traitant les mauvaises habitudes par la **correction de la respiration** buccale, de la **pulsion linguale** ou encore de la **déglutition**.

Vous pourrez ainsi :

- traiter des enfants plus précocement
- faire l'impasse sur la contention
- augmenter votre patientèle.

Réservez votre place dès maintenant en remplissant le formulaire joint.

Cordialement,
L'équipe Orthodeal

**14
décembre**

Lieu : **Lyon**

**Hôtel NOVOTEL
Confluence**

3, rue Paul Montrochet
69002 Lyon

Prix : **189 €**



CONTENU DU COURS

Une approche complète sur les appareils fonctionnels Myobrace

Myobrace est le leader Mondial, utilisé depuis plus de 20 ans partout dans le monde, vous découvrirez le meilleur concept et le plus abouti pour traiter l'orthodontie fonctionnelle. Myobrace est un système pratique et une gamme adaptée à chaque âge.



Conférencier :
Niels Hulsink

- Les malocclusions orthodontiques : les solutions qu'apporte l'éducation fonctionnelle
- Cas cliniques traités en Myobrace
- Les limites du traitement orthodontique avec les Brackets
- Comment fonctionne le système des gouttières Myobrace
- Questions-réponses.

	Gamme Junior 4/6 ans	Gamme kids 6/10 ans	Gamme Teens 10/14 ans	Gamme Adulte	Traitement Class III
PHASE 1 Correction des mauvaises habitudes	J ₁	K ₁	T ₁	A ₁	i-3 ^m
PHASE 2 Développement des arcades	J ₂	K ₂	T ₂	A ₂	i-3
PHASE 3 Alignement final et contention	J ₃	K ₃	T ₃ EX MB	A ₃	i-3 ^m

FORMATION MYOBRACE - 14 DÉCEMBRE 2020 - LYON

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter et renvoyer le bulletin par courrier.

Vous pouvez régler par **chèque** ou par **carte bancaire** en téléphonant au **01 47 82 09 48**.

Tarif : **189 €** (cours d'une journée incluant le repas à l'hôtel Novotel)

Horaires : 9h - 17h

Condition d'annulation : les frais d'inscription ne seront plus remboursables 15 jours avant la date du cours.

☐ **Lundi 14 décembre 2020 - LYON**

Nombre de participants :

Nom du docteur :

Adresse :

Ville :

Tél. :

Mail. :



www.orthodeal.com

Tél : 01 47 82 09 48

Fax : 01 57 67 68 51

info@orthodeal.com

Siège : 44, Chemin du Château d'eau
38200 SEYSSUEL

Logistique : 179, terrasse de l'Université
92000 Nanterre

Notre équipe commerciale à votre service

■ Ile-de-France

Géraldine Loison : 07 61 93 15 62

■ Grand Ouest

Thomas Madec : 06 98 99 44 06

■ Rhône Alpes

Sandrine Ortega : 07 62 54 47 19

■ Sud

Magali Walter : 06 98 28 44 05

■ Nord et Est

Xavier Castille : 06 98 81 44 01

■ France

Education Fonctionnelle Myobrace

Géraldine Loison : 07 61 93 15 62