

3,43 €^{TTC}



AUTOLIGATURANT PASSIF

Disponible en 3 torques >> page 2

L'EDUCATION FONCTIONNELLE AVEC LES BRACKETS



Etape 1 : correction
des habitudes



Etape 2 : développement
des arcades

>> page 40

L'EDUCATION FONCTIONNELLE POUR LES RESPIRATEURS BUCCAUX



>> page 42

CLEAR DISTALIZER
ICERAM[®]



À partir de
142,99 €^{TTC}
LA PAIRE >> page 17

TUBE AUTOLIGATURANT BERYL

3,99 €^{TTC}



>> page 3

BRACKET BERYL

LE SYSTEME AUTOLIGATURANT

« ALLEZ A L'ESSENTIEL »

~~6,86€^{ttc}~~

-50%

3,43€^{ttc}
le bracket



- Acier 17.4 mim technologie, grande durabilité
- Clapet Passif avec un meilleur contrôle des rotations grâce à la largeur de la porte
- Épaisseur réduite Low Profile
- Base anatomique
- Slot vertical sur 2/4/5 supérieur et inférieur
- Crochet disponible sur 3 ou 3/4/5
- Slot horizontal en supérieur et inférieur pour fil 0.12 et 0.14
- Ouverture facile et confortable
- Ailettes rétentes et douces
- Système d'ouverture et fermeture ergonomique avec clic audible
- Précision des informations
- Présentation sur carte de crédit auto-collante

BERYL HIGH TORQUE

	MAXILARY					MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
TORQUE	19	12	9	-6	-6	TORQUE	-5	-5	12	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	3	6	6

BERYL STANDARD

	MAXILARY					MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
TORQUE	14	12	9	-6	-6	TORQUE	0	0	9	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	7	6	6

BERYL MBT

	MAXILARY					MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
TORQUE	19	12	-8	-6	-6	TORQUE	-5	-5	-8	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	7	6	6

TUBE AUTO LIGATURANT BERYL SL

« LA PRECISION DU BERYL POUR LES MOLAIRES »



Passez au tube
auto ligaturant
**AU PRIX DU TUBE
CLASSIQUE**

~~6,65€^{ttc}~~
-40%
3,99€^{ttc}
pièce

- Une nouvelle base développée qui s'adapte sur toutes les molaires
- Le tube auto ligaturant Beryl facilite le placement de l'arc horizontalement grâce à sa porte glissière
- Conception unique du système de verrouillage, ouverture et fermeture très douces avec clic audible
- Torque et ancrage optimisés, Insertion facile de l'arc
- Profil ultra-plat

- Un Traitement efficace avec torque dans la base, réduit efficacement le temps de traitement.
- Le tube Beryl est confortable pour le patient. et donne la possibilité de ligaturer en 4 ou 8.
- Base Mesh pour un collage optimal.
- En sachet de 10.



1^{ère} Molaire tube auto ligaturant


RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	4,0	UR	BERSL22-16
					UL	BERSL22-26
ROTH	-19°	+4°	0,5	4,0	LL	BERSL22-36
					LR	BERSL22-46

ONYX BRACKET

AUTOLIGATURANT ACTIF



- Ouverture ou fermeture du Clapet ultra sécurisée et facile
- Clapet avec ressort pour un meilleur maintien de l'arc dans le slot
- Ailettes relevées et douces pour la pose des chainettes
- Torque dans la base
- Crochet disponible sur 3 ou 3/4/5
- Identification code couleur
- Présentation sur carte de crédit



ONYX MBT 022

	MAXILARY					MANDIBULAR					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
TORQUE	19	12	-8	-6	-6	TORQUE	-5	-5	-8	-16	-21
ANGULATION	4	6	7	2	2	ANGULATION	0	0	7	6	6

ONYX CLEAR

Onyx clear vous offre tous les avantages, une faible épaisseur, il est fabriqué par injection, 100 % céramic, une technologie qui permet de réaliser des brackets plus petits avec une haute résistance aux chocs tout en donnant plus de confort aux patients.

Une expression parfaite du torque, une optimisation du glissement de l'arc, un clip interactif, une base anatomique mécanique qui suit la courbure de la dent et lui assure un collage parfait.



~~16,66€^{ttc}~~

-55%

7,50€^{ttc}
le bracket

- Dispo en Roth 22
- Base mécanique moulée qui assure 100 % de rétention et permet une dépose simplifiée
- Torque dans la base
- Identification couleur disto-gingivale
- Crochet sur 3/4/5 ou crochet sur 3
- RE : ONYCLE22345H « cas complet onyx clear roth 22 cr sur 3 et 3/4/5 »

CePass[®]



Ceramic Passive Self-ligating Brackets

PROMO
~~14~~ €^{ttc}
-40%
8,40 €^{ttc}


- Crochet doux et confortable

- Très haute transparence

- Très faible épaisseur

- Base anatomique

- Clapet avec ouverture facile, avec clic




MEDIUM TORQUE

Maxillary

Torque		-11	-11	+7	+7	+17	+17	+7	+7	-11	-11
REF 18	Without hook	BR221-50149M	BR221-50149M	—	BR221-50129M	BR221-50119M	BR221-50219M	BR221-50229M	—	BR221-50249M	BR221-50249M
	With hook	BR221-51149M	BR221-51149M	BR221-51139M	—	—	—	—	BR221-51239M	BR221-51249M	BR221-51249M
REF 22	Without hook	BR222-50149M	BR222-50149M	—	BR222-50129M	BR222-50119M	BR222-50219M	BR222-50229M	—	BR222-50249M	BR222-50249M
	With hook	BR222-51149M	BR222-51149M	BR222-51139M	—	—	—	—	BR222-51239M	BR222-51249M	BR222-51249M

Mandibular

Torque		-17	-12	+7	-3	-3	-3	-3	+7	-12	-17
REF 18	Without hook	BR221-50459	BR221-50449	—	BR221-50319M	BR221-50319M	BR221-50319M	BR221-50319M	—	BR221-50349	BR221-50359
	With hook	BR221-51459	BR221-51449	BR221-51439M	—	—	—	—	BR221-51339M	BR221-51349	BR221-51359
REF 22	Without hook	BR222-50459	BR222-50449	—	BR222-50319M	BR222-50319M	BR222-50319M	BR222-50319M	—	BR222-50349	BR222-50359
	With hook	BR222-51459	BR222-51449	BR222-51439M	—	—	—	—	BR222-51339M	BR222-51349	BR222-51359



FDI System

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

SAPHIR ABSOLUTE 2

Quand RÉSISTANCE rime avec TRANSPARENCE

~~12,40€^{ttc}~~

-50%

6,20€^{ttc}
pièce

Le Bracket Absolute, c'est la fiabilité issue des dernières technologies.



- Une transparence totale,
- Une absence de coloration,
- Une base galbée en harmonie avec l'anatomie de la dent, évite l'effet de bascule,
- Une épaisseur réduite au maximum pour un meilleur confort du patient et de travail,
- Base 100% mécanique,
- Polissage complet du Bracket avec contours lisses.
- Jauge de placement
- Dispo Roth 18 et Roth 22, crochet 3 ou 3/4/5

100% ESTHÉTIQUE



Caractéristiques

- Pas d'usure dans le temps
- Chimiquement neutre
- Compatible avec toutes les teintes
- Code couleur d'identification
- Marquage slot - axe vertical
- Excellent design pour un meilleur confort

BRACKET METAL MUSTANG

~~2,80€^{ttc}~~
PROMO
1,12€^{ttc}
 pièce



- Full control
 - Profil ultra plat- Low profile
 - Bracket Mesh base
 - Rétention maximum
 - Bracket forme rhomboïde
 - Base anatomique
 - Torque dans la base
 - Crochet boule
 - Code couleur
 - Sur carte de crédit
- DISPO**
- Roth 18x25
 - Roth 22x28
 - Ricketts 18x25
 - Crochet sur 3 ou 3/4/5

PROMO

DE 10 À
30 CAS COMPLETS



- 50 %

1,40€^{ttc}
le bracket

À PARTIR
DE 31 CAS



PROMO

1,12€^{ttc}
le bracket

FDI System

	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	
UR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	UL
LR	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	LL
	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	

BRACKET CÉRAMIQUE DIAMANT



À partir de

~~6,44€^{ttc}~~

-50%

3,22€^{ttc}
pièce


Prenez le meilleur avec la performance & l'innovation

Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, pratiquement invisible avec un glaçage sur la surface afin d'améliorer l'esthétisme et le confort en bouche.

- Une faible épaisseur, un glaçage lisse
- Une très haute transparence
- Une base mécanique à 100% et une dépose très facile
- Contours des plots ronds et lisses pour un confort optimal en bouche
- Vendu sur plaquette individuelle ou en sachet (par 10)
- Disponible en Roth 18 ou 22

Cobra LOW PROFILE TUBE

Le meilleur tube, au meilleur Prix



Promo Tube

~~6,92€^{ttc}~~

-50%

3,46€^{ttc}
pièce

A partir de 400 tubes achetés

-60%

2,77€^{ttc}
pièce

Pour toute commande supérieure ou égale à 120 tubes :



Valeur : 60€

UNE PRECELLE À TUBE EST OFFERTE

1^{ère} Molaire simple tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	4,0	UR	BT18-16	BT22-16
					UL	BT18-26	BT22-26
ROTH	-25°	+4°	0,5	4,0	LL	BT18-36	BT22-36
					LR	BT18-46	BT22-46
EDGEWISE	0°	0°	0,5	4,0	UR/LL	BT1800URLL	BT2200URLL
					UL/LR	BT1800ULLR	BT2200ULLR


1^{ère} Molaire double tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
RICKETTS	0°	0°	0,5	4,0	UR/LL	BTRICK18-16	*****
					UL/LR	BTRICK18-26	*****

2^{ème} Molaire simple tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	3,2	UR	BT18-17	BT22-17
					UL	BT18-27	BT22-27
ROTH	-25°	+4°	0,5	3,2	LL	BT18-37	BT22-37
					UL/LR	BT18-47	BT22-47

Cobra 2 LOW PROFILE TUBE



FDI System

	17	16	26	27	
	●	●	●	●	
UR	7	6	6	7	UL
LR	7	6	6	7	LL
	●	●	●	●	
	47	46	36	37	

- Dispo en Roth 18
- Dispo en Roth 22

Et aussi, en 2^{ème} Molaire



1^{ère} Molaire simple tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	4,0	UR	NWBT18-16	NWBT22-16
					UL	NWBT18-26	NWBT22-26
ROTH	-25°	+4°	0,5	4,0	LL	NWBT18-36	NWBT22-36
					LR	NWBT18-46	NWBT22-46

2^{ème} Molaire simple tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	3,2	UR	NWBT18-17	NWBT22-17
					UL	NWBT18-27	NWBT22-27
ROTH	-25°	+4°	0,5	3,2	LL	NWBT18-37	NWBT22-37
					LR	NWBT18-47	NWBT22-47

MICRO TUBE POUR MOLAIRE EN ÉRUPTION



Spécialement conçu pour la deuxième molaire partiellement incluse, parfait pour le collage au niveau de la cuspide mésiale.

~~6,92€^{ttc}~~

50%

3,46€^{ttc}
pièce

1^{ère} Molaire Micro Tube

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.018	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	4,0	UR	BTM18-16	BTM22-16
					UL	BTM18-26	BTM22-26
ROTH	-25°	+4°	0,5	3,2	LL	BTM18-36	BTM22-36
					LR	BTM18-46	BTM22-46

TUBE CONVERTIBLE PREMIUM



7,26€^{ttc}
50%
 3,63€^{ttc}
 pièce

Les tubes de la série Premium sont en acier chirurgical 17/4 PH et sont fabriqués selon un processus d'usinage de haute technologie en 3 pièces séparées et soudées au laser.

Le résultat final est un tube qui allie qualité et précision. La base anatomique assure une excellente adaptation à la surface de la dent et la maille 80 microns assure une meilleure rétention à la résine pour une optimisation au collage. Son profil peu épais lui assure un confort pour le patient.

- Fabriqués en acier 17/4 PH
- Processus d'usinage
- Marquage au laser sur la base
- Maille de 80 microns
- Procédé innovant de soudage au laser
- Profil bas pour un plus grand confort
- Conception anatomique

1^{ère} Molaire simple tube non convertible

RX	TORQUE	OFFSET	IN/OUT (mm)	M/D (mm)	R/L	.022
ROTH /MBT	-14°	+10°	0,5	4,0	UR	20021116
					UL	20021126
ROTH	-25°	+4°	0,5	4,0	LL	20021136
					LR	20021146

TUBE CONVERTIBLE MUSTANG



7,26€^{ttc}
50%
 3,63€^{ttc}
 pièce

	TORQUE	OFFSET	R/L	018 SLOT	022 SLOT
ROTH	-10	10	UR	BTCONV1816	BTCONV2216
ROTH	-10	10	UL	BTCONV1826	BTCONV2226
ROTH	-25	4	LL	BTCONV1836	BTCONV2236
ROTH	-25	4	LR	BTCONV1846	BTCONV2246

BAGUES PRÉSOUDÉES ORTHODEAL

Nos bagues sont fabriquées à partir d'un alliage qui a été choisi pour sa rigidité et son élasticité. Une pose et un ajustage sur la molaire très précis et sans déformation, le choix de cette bague sera pour vous un gage de confort d'utilisation.

- Forme anatomique
- Ajustement précis avec 32 tailles
- Marquage laser pour une identification permanente
- Micro sablage procurant une meilleure rétention
- Présoudage classique avec une gorge parallèle au bord occlusal de la bague



Livraison 48H

**Simple TUBE
CONV. avec Cleat
ou fourreau**

1 BAGUE AU CHOIX = 1 PRIX UNIQUE

En effet, Orthodeal vous propose de composer vous-même votre bague : simple, double, triple tube avec cleat ou fourreau = 1 prix unique

Exemple :



Bague nue

+

Simple tube



OU

Double tube



OU

Triple tube



Fourreau



OU

Cleat



=

~~10,78€^{ttc}~~

-50%

5,39€^{ttc}
pièce

Tailles 1^{re} molaire

Tailles les moins usuelles

Tailles les plus usuelles

Tailles les moins usuelles

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ARCS NITI



Rond

~~28,66€^{ttc}~~**-50%****14,33€^{ttc}**

-10 arcs

Rectangulaire

~~33,42€^{ttc}~~**-50%****16,71€^{ttc}**

-10 arcs

PROMO

ARCS

-50%

SINGLE PACK

4 FORMES

ARCS THERMIQUES



Rond

~~40,56€^{ttc}~~**-50%****20,28€^{ttc}**

-10 arcs

Rectangulaire

~~45,32€^{ttc}~~**-50%****22,66€^{ttc}**

-10 arcs

ARCS TMA[®]

Rectangulaire

~~83,50€^{ttc}~~**-50%****41,75€^{ttc}**

-10 arcs

SECTIONS D'ARCS DISPONIBLES

EN ROND :

- .012 ■ .014 ■ .016
- .018 ■ .020

CARRÉ - RECTANGULAIRE :

- 14x25
- 16x16 ■ 16x22 ■ 16x25
- 17x25 ■ 18x18 ■ 18x25
- 19x25 ■ 20x20 ■ 21x25

Sur demande d'autres sections
sont disponibles.

ARCS NITI ESTHETIQUE




Rond/Rectangulaire

~~93,40€^{ttc}~~**-50%****46,70€^{ttc}**

-10 arcs

FORMES
disponibles




* Marque Damon déposée par ORMCO

OPTIMISATION DU TORQUE NITI PRÉ-TORQUÉ

- 20 degrés de torque appliqués de latérale à latérale
- Contrôle précoce du torque
- Disponible en Forme 10
- 34 ou 38 mm en 19x25
- Entre 5 et 10 semaines de traitement pour l'optimisation du torque

NEW
Paquet de 10
en single pack

~~97,90€^{ttc}~~
-30%
68,53€^{ttc}



RÉFÉRENCE		
NITI SUP	1925-34mm	FTSE-R-1925-U1034
NITI SUP	1925-38mm	FTSE-R-1925-U1038

NITI COPPER ALX



L'alliage de cet arc est composé de nickel, de titane, de cuivre et de chrome.

La température d'activation du fil est proche de la température de la bouche « 35 degrés » il est souple à température ambiante, ce qui facilite l'engagement dans la gorge du bracket. Il se situe dans une plage de force très efficace lorsqu'il est utilisé avec les grandes sections rondes ou rectangulaires.

~~64,24 €^{ttc}~~

-50 %

32,12 €^{ttc}

- Dispo taille de 0.012 à 0.019x 0.025 en forme 9 SUP
- BOITE DE 10

ARC FLEXY NITI COOPER ALX

TAILLE	SUP	INF	QUANTITÉ
0.012	51.47.2012	52.47.2012	10
0.014	51.47.2014	52.47.2014	10
0.016	51.47.2016	52.47.2016	10
0.018	51.47.2018	52.47.2018	10
0.020	51.47.2020	52.47.2020	10
0.016 X 0.016	51.47.2116	52.47.2116	10
0.014 X 0.025	51.47.2514	52.47.2514	10
0.016 X 0.022	51.47.2216	52.47.2216	10
0.016 X 0.025	51.47.2516	52.47.2516	10
0.017 X 0.025	51.47.2517	52.47.2517	10
0.018 X 0.025	51.47.2518	52.47.2518	10
0.019 X 0.025	51.47.2519	52.47.2519	10

Caractéristiques :

- Force plus faible à température ambiante pour un engagement plus facile du fil
- Propriétés thermiques améliorées par l'ajout de cuivre
- Plus résistant à la déformation permanente
- Caractéristique unique d'élasticité fournissant une force continue, même à de très petites déflexions.
- Réduction de la fréquence des changements de fils et le temps de rendez-vous
- Meilleurs résultats lors de l'utilisation de bracket auto ligaturant passif.

PRÉSENTOIR ARCS



- Présentoir en plexiglas avec fond de couleur noir, emplacement arcade supérieure et inférieure
- Identification des sections

~~93,60 €^{ttc}~~

-10 %

84,15 €^{ttc}



Ref : PRSTAC

FIL NITI COURBE DE SPEE



- SECTION 0.016 au 0.019 x 0.025 (SUP ET INF)
- BOITE DE 10



~~43,50 €^{ttc}~~


-20%

34,80 €^{ttc}

ARC FLEXY NITI COURBE DE SPEE

TAILLE	SUP	INF	QUANTITÉ
0.014	51.18.2014	52.18.2014	10
0.016	51.18.2016	52.18.2016	10
0.018	51.18.2018	52.18.2018	10
0.020	51.18.2020	52.18.2020	10
0.016 X 0.016	51.18.2116	52.18.2116	10
0.014 X 0.025	51.18.2514	52.18.2514	10
0.016 X 0.022	51.18.2216	52.18.2216	10
0.016 X 0.025	51.18.2516	52.18.2516	10
0.017 X 0.025	51.18.2517	52.18.2517	10
0.018 X 0.025	51.18.2518	52.18.2518	10
0.019 X 0.025	51.18.2519	52.18.2519	10

FIL ACIER



~~14,40 €^{ttc}~~

-20%

11,52 €^{ttc}
25 arcs

- SECTION DE 0.012 AU 0.021 x 0.025 (SUP ET INF)
- BOITE DE 25 FORME 10

PASSEZ AUX ARCS BIO MULTIFORCE AU PRIX DES ARCS THERMIQUES



Un arc qui supporte la déformation extrême dans les cas difficiles. L'arc doit non seulement être facile à plier et à insérer, mais il doit aussi résister à la déformation et exercer les forces souhaitées, tout en respectant le confort du patient. Les arcs Biomultiforce en nickel-titane thermique vous offriront des performances, une fiabilité et une maniabilité optimale.


~~76,39€^{ttc}~~

-50 %

38,19€^{ttc}

AVANTAGES DES ARCS BIOMULTIFORCE

- Trois zones de forces, graduellement croissantes des antérieures aux postérieures
- Possibilité d'entrer plus tôt dans la phase de travail, ce qui permet bien souvent d'éliminer un arc de votre séquence
- Forces constantes pour un traitement plus confortable pour le patient
- Une super élasticité lui permettant de continuer d'exercer ses forces même en cas de déformations sévères
- Thermoactivation pour une maniabilité idéale à température ambiante
- Accepte des courbures allant jusqu'à 90° sans déformation permanente
- Les arcs Biomultiforce exercent des forces idéales pour déplacer chaque dent.



SELON LA SECTION CHOISIE

- 80 à 120g sur les incisives
La zone antérieure présente une force légère.
- 100 à 160g sur canines
Légèrement plus importante sur les canines pour intensifier la force
- 180 à 250g sur les prémolaires pour faciliter les glissements
- 250 à 300g sur les molaires

DISPO EN 4 FORMES : 9, 10, 2, 11

EN SECTIONS : CARRÉ / RECTANGULAIRE / SINGLE PACK UNITAIRE / BOITE DE 10

FORME 9 pour auto ligaturant avec stop + 5 € la boite

LE DISTALIZER ICERAM



Appareil orthodontique esthétique utilisé pour traiter les patients en Classe II en denture mixte ou permanente et reliant la canine ou la prémolaire maxillaire à la première ou à la deuxième molaire.

Avantages du Distalizer Iceram

- Facile à installer
- Il est très bien accepté par les patients car il est esthétique et confortable.
- Il favorise la résolution des problèmes antéropostérieurs de manière rapide et stable puisqu'il permet l'utilisation d'élastiques dès le début du traitement.
- Il permet la rotation des molaires et la distalisation des prémolaires et des canines en bloc, ce qui assure une plus grande stabilité de la correction.
- La correction de Classe II n'est pas dépendante d'une béance.
- Dans les cas asymétriques, son effet permet de corriger spontanément la ligne médiane durant son utilisation.
- Peut être utilisé pour des traitements avec des appareils fixes (brackets) ou des aligneurs.
- Ses pièces sont universelles, elles peuvent être utilisées pour les arcades droites et gauches.
- Disponible en 3 longueurs (23, 25 et 27 mm)
- Code couleur pour une identification facile des tailles qui sont facilement retirées juste après l'installation



Sélection de la taille

Choisir la taille à l'aide d'une règle millimétrique flexible, en mesurant du point médian de la première molaire de la surface faciale au point médian de la cuspide de la surface faciale.

Le *distalizer Iceram* peut être de taille égale ou différente de chaque côté, à droite et à gauche, en fonction de la distance obtenue avec la règle.

Durée

- 4 à 6 mois chez l'enfant (1 semestre)
- 6 à 10 mois chez l'adulte avec extraction des dents de sagesse sur l'arcade du bas + gouttière + boutons sur 36 et 46
- Pose élastique, force conseillée : force 1 (1/4 6oz -jogging) et puis force 2 (3/16 6oz base Ball)

KIT DISTALIZER ICERAM ESTHETIQUE

■ PRIX DU KIT DE 3 TAILLES

1 paire de chaque
23mm/25mm/27mm
Réf : 11901000

~~659,99 € ttc~~

-35%

428,99 € ttc

Soit 142.99 € la paire

■ PRIX DE LA PAIRE

23 MM PK 2 Réf : 11901001
25 MM PK 2 Réf : 11901002
27 MM PK 2 Réf : 11901003

~~219,99 € ttc~~

-25%

164,99 € ttc

la paire

Ou 2 + 1 OFFERTE


Soit **146.66 € ttc**

LES RESSORTS À TORQUER



Sert à appliquer un torque individuel sur une dent antérieure.

Le ressort glisse sur l'arc et se place de part et d'autre du bracket de l'incisive à torquer. L'insertion de l'arc dans le bracket active les ressorts par simple appui de la boucle sur la dent. Il existe plusieurs tailles étudiées chacune pour une dimension d'arc précise.



■ Arc 16x22 Paquet de 10

Medium : Ref IA231622M

Large : Ref IA231622L

■ Arc 18X25 Paquet de 10

Medium : Ref IA231825M

Large : Ref IA231825L

■ Arc 19X25 Paquet de 10

Medium : Ref IA231925M


Large : Ref IA231925L



■ CROCHET UNIVERSEL

■ Paquet de 5

Ref : 30.40.010



Si vous souhaitez régler la hauteur, retirez les crochets en faisant une flexion aux points indiqués et bloquez. vous pouvez appliquer la résine flow à l'extrémité, pour le confort du patient.



■ CROCHETS à sertir en spirale

■ Paquet de 10

Ref : IA05-301 GAUCHE

Ref : IA05-302 DROIT



■ CROCHETS à sertir

■ Paquet de 10

Ref : 30-40-009



■ CROCHETS à sertir courbes

■ Droit et gauche

Ref Droit : 30-40-003

Gauche : 30-40-004



■ CROCHETS à coulisser

■ Du .016x .022 au .021x .025

Ref : IA05-105



■ **CROCHETS LONGS à sertir**

- Paquet de 10
- Ref : 30-40-005



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTON A COLLER multi-crochet bi-directionnel**

- Paquet de 10
- Ref : IA 04 303



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTONS à coller**

- Paquet de 10
- Ref : 906-000



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTON à coller œillet articulé croisé**

- Paquet de 10
- Ref : IA 17001



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTONS à coller base ronde et perforée**

- Paquet de 10
- Ref : IA04-081



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTON TRACTION avec boucle**

- Paquet de 10
- Ref : IA 17 201



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTONS à coller Cleat**

- Paquet de 10
- Ref : IA10051



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ **BOUTONS en céramique avec crochet**

- Paquet de 10
- Ref : IA04901



~~38 €^{ttc}~~
-30%
26,60 €^{ttc}

■ **BOUTONS en céramique**

- Paquet de 10
- Ref : ALB 03



~~27,20 €^{ttc}~~
-30%
19,25 €^{ttc}

■ STOPS à sertir sur barrette

- Paquet de 10

Ref : 30-40-008



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ STOPS pour Arc rond

- Paquet de 10

Ref : 30-40-020



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ CHAINETTE or

- Vendue par paquet de 2

Ref : ALBC 02



~~35,80 €^{ttc}~~
-50%
17,90 €^{ttc}

■ COIL SPRING ressort fermé

- Paquet de 10

3 tailles : medium force

- 6 mm : Ref : NTCS-06
- 9 mm : Ref : NTCS-09
- 12 mm : Ref : NTCS-12



~~47,59 €^{ttc}~~
-50%
23,79 €^{ttc}

■ JAUGES DE MESURE POUR STRIPPING

Set de 7 tailles : 0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm

Ref : HK 05



~~39,60 €^{ttc}~~
-30%
27,72 €^{ttc}

■ RESSORT NITI ouvert

- 3 longueurs de 18 cm

Ref : 35-200-62




~~63,80 €^{ttc}~~
-40%
38,28 €^{ttc}

■ RESSORT A DISTALER LES MOLAIRES

Ref : 35-200-72

- Facile à utiliser sur n'importe quel arc (toutes tailles), il exercera une force douce et constante (150 gr).
- Il se coupe facilement (bord plat, spire fermée), il suffira ensuite de le compresser entre les brackets.

3 longueurs de 18 cm



~~69,14 €^{ttc}~~
-40%
41,49 €^{ttc}

CONTENTION FLEX ORTHODEAL




- Dimension : 1 mètre
Ref : IA06208

74,80 €^{TTC}
LA BOBINE

à partir de
5 bobines

-10%

67,32 €^{ttc}



- Fil de contention tressé acier plat
- Précision pour épouser la forme d'arcade
- Grande flexibilité et maléabilité

➤ QUAD HELIX




REF	DESIGNATION
QH1	Quad Helix taille 1
QH2	Quad Helix taille 2
QH3	Quad Helix taille 3

~~15 €^{ttc}~~
-40%
8,99 €^{ttc}
pièce

* Vendu par paquet de 3

➤ BARRES PALATINES MESIAL LONGUE



REF	DESIGNATION
TH35LL	Barre Palatine 35 mm
TH37LL	Barre Palatine 37 mm
TH39LL	Barre Palatine 39 mm
TH41LL	Barre Palatine 41 mm
TH43LL	Barre Palatine 43 mm
TH45LL	Barre Palatine 45 mm
TH47LL	Barre Palatine 47 mm
TH49LL	Barre Palatine 49 mm
TH51LL	Barre Palatine 51 mm
TH53LL	Barre Palatine 53 mm
TH55LL	Barre Palatine 55 mm
TH57LL	Barre Palatine 57 mm

~~2,86 €^{ttc}~~
-20%
2,29 €^{ttc}
pièce

* Vendu par paquet de 10

➤ **PIQUE LANGUE**

- Pour le contrôle des mauvaises habitudes de la langue ou pour empêcher de sucer son pouce

■ Paquet de 10
Ref : 30-60-002



~~37,62€^{ttc}~~
-50%
18,80€^{ttc}

➤ **DÉCONVERTISSEUR
POUR TUBE CONVERTIBLE**

- Le seul instrument qui vous permet de déconvertir votre tube de façon simple en toute sécurité

■ INSTRUMENT
Ref : 75-01-024



~~30,80€^{ttc}~~
-30%
21,56€^{ttc}

■ LAMES
Paquet de 5
Ref : 75-01-025



~~25,30€^{ttc}~~
-30%
17,71€^{ttc}

➤ **MIROIR DENTAIRE
PATIENT**



Ref : HK775 Blanc

Ref : HK775 Violet

~~8,80€^{ttc}~~
-30%
6,16€^{ttc}

LIGATURES METAL

➤ LIGATURES PRÉFORMÉES



QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
1000	Métal	0.010	LT090
100	Dent	0.010	ESTHL010

~~32,28€^{ttc}~~
-20%
25,83€^{ttc}
métal

~~66€^{ttc}~~
-20%
52,80€^{ttc}
dent

➤ LIGATURES PRÉFORMÉES COURTES



QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
1000	Métal	0.010	LT010-1000
100	Dent	0.010	ESTHC010

~~40,04€^{ttc}~~
-20%
32,03€^{ttc}
métal

~~71,50€^{ttc}~~
-20%
57,20€^{ttc}
dent

➤ KOBAYASHI LONG



~~31,62€^{ttc}~~
-20%
25,30€^{ttc}
métal

QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
100	Métal	0.012	KOBL012
100	Métal	0.014	KOBL014

➤ KOBAYASHI COURT



~~46,09€^{ttc}~~
-20%
36,87€^{ttc}
métal

QUANTITÉ	COULEUR	TAILLE	RÉFÉRENCES
100	Métal	0.012	KOBC012
100	Métal	0.014	SK14

LIGATURE ET CHAINETTE BLUE PEARL



~~17,10€^{ttc}~~

-15%

14,59€^{ttc}



Un effet holographique qui reflète plusieurs couleurs en fonction de l'incidence de la lumière, cela aide à minorer l'altération de l'élastomère et son changement de couleur avec les aliments et autres substances.



Additif anti microbien intégré, amplement utilisé dans la santé, évitant ainsi le développement et les fixations des bactéries et fongicides, pas d'odeur en bouche.



Mémoire de forme, une qualité supérieure apportant de la résistance à l'élastomère par un traitement thermique.



Très bon rendu esthétique sur la céramique et le métal.



Ref : 6005101 Chainettes short Pearl Blue -1,5m

Ref : 6005201 Chainettes medium Pearl Blue -1,5m

Ref : 6005301 Chainette long Pearl Blue -1,5m

Ref : 6006010 Ligatures Pearl Blue x 500 unités

CALE DE ROTATION



~~19,80€^{ttc}~~

-30%

13,86€^{ttc}

Ref : 6007101 Cale de rotation gris x 100 unités

Ref : 6007100 Cale de rotation clair x 100 unités

PROMO LIGATURES


Passez à la couleur

soit le paquet à

~~24,20€^{ttc}~~

-25%

18,15€^{ttc}
la boîte



Black
60061004



White
60061013



Pearl
60061024



Crystal
60061009



Silver
60061018



Crystal green
60061006



Crystal blue
60061010



Baby blue
60061020



Baby pink
60061021



Crystal red
60061022



Navy blue
60061011



Lilas
60061016



Purple
60061012



Wine
60061054



Crystal grape
60061053



Lemon yellow
60061017



Multi colors
60061053

PROMO 10

+5 OFFERTS

16,33€^{ttc}

Le paquet de 1000

ELASTIQUES ORTHODEAL



~~49,50€^{ttc}~~

-20%

39,60€^{ttc}
la boîte

34,65€^{ttc}

la boîte à partir
de 5 boîtes



- 50 sachets de 100 élastiques, soit 5000/boîte
- Sachets d'élastiques présentés dans des boîtes distributrices avec un design exclusif
- Chaque sachet contient un instrument pour la mise en place des élastiques en bouche
- Une identification facile, un sport pour chaque force avec le diamètre correspondant, ce qui facilitera la mémorisation pour le patient

SUPPORT BOÎTE ELASTIQUE



~~99€^{ttc}~~

-20%

79,20€^{ttc}
l'unité

20 boîtes
achetées =
1 support

Taille/ Force	(3,2 mm) 1/8	(4,8mm) 3/16	(6,14 mm) 1/4	(7,9 mm) 5/16	(9,5 mm) 3/8
3,5 OZ	KARATE	VOLLEY BALL	SKATE BOARD	GOLF	TIR À L'ARC
					
Réf.	06kar	06vol	06ska	06gol	06tir
5 OZ	BASKET	FOOTBALL	VTT	PING PONG	TENNIS
					
Réf.	06bas	06foo	06vtt	06pin	06ten
6,5 OZ	KUNG FU	BASE BALL	JOGGING	GYMNASTIQUE	KARTING
					
Réf.	06kun	06base	06jog	06gym	06kart

CHAINETTES

■ ARGENT / CRYSTAL / PEARL
bobine de 4.5 mètres


~~24,58€^{ttc}~~
-20%
19,66€^{ttc}



CHAINETTES	SHORT	MEDIUM	LONG
PEARL	60055124	60056124	60057124
SILVER	60055118	60056118	60057118
CRYSTAL	60055109	60056109	60057109



SÉPARATEUR



~~26,40€^{ttc}~~
-30%
18,48€^{ttc}




Pour vous permettre de poser vos bagues facilement et confortablement

- 15x80 soit 1200 unités
- Ref : ESS01 Séparateur en S

PORTE-EMPRESSES INOX

Porte-empreses inox perforés avec bords rétentifs
Marquage laser personnalisé, **OFFERT POUR L'ACHAT DE 20 PIÈCES**

-20%
sur toute la gamme



SUPÉRIEUR	
REF	TAILLE MM
3041.U1	61x47
3041.U2	64x51
3041.U3	66x53
3041.U4	69x57
3041.U5	71x60
3041.U6	73x62


INFÉRIEUR	
REF	TAILLE MM
3041.L1	55x47
3041.L2	60x49
3041.L3	72x54
3041.L4	75x57
3041.L5	76x59
3041.L6	78x61

MIROIRS POUR PHOTOS



- Acier découpé au laser
- Polissage parfait
- Double extrémité

Ref : G13 Occlusal enfant/adulte



~~93,50€^{ttc}~~
-35%
60,77€^{ttc}



Ref : G12 Lingual



Ref : G14 Lingual



Ref : G15 Buccal

➤ MIROIR POUR PHOTO OCCLUSAL

■ Adulte x 1



Ref : G2

~~49,50€^{ttc}~~
-25%
37,12€^{ttc}

■ Enfant x 1



Ref : G3

➤ PLAQUETTE DE POSITIONNEMENT X25



Ref : BKW

~~49,50€^{ttc}~~
-15%
42,07€^{ttc}

FRAISE EN ZIRCONIUM MULTI LAMES



- Recommandée pour enlever en toute sécurité l'excès de résine orthodontique après la dépose des brackets sans altérer ou endommager l'émail
- Utilisation sur contre angle basse vitesse.
- Efficacité et haute résistance à la stérilisation en autoclave : Elimination facile des résidus.
- A basse vitesse (de 3000 et 10000 tours) elle provoque très peu de vibrations ce qui génère moins d'échauffement et laisse les superficies parfaitement lisses quelque soit le sens de rotation

Boite de 5 unités

~~27,50€^{ttc}~~**-20%****22€^{ttc}**
boite

Ref : 7503001

POLISSOIR

boite de 20 unités

~~31,90€^{ttc}~~**-20%****25,52€^{ttc}**
la boite

- Après utilisation de la fraise en zirconium idéal pour obtenir un brillant optimal
- Utilisation sur contre angle à basse vitesse
- Sa forme arrondie permet un accès aux zones difficiles et un travail en toute sécurité garantissant une finition parfaite grâce à sa composition en polymère renforcée en fibre de verre

Ref : 7503002



FRAISE KMT

« SÉCURITÉ, LONGÉVITÉ, PERFORMANCE »



- DIAMÈTRE 016
- LONGUEUR 8.3MM
- Vendu par paquet de 5 pièces

Ref : 5778 / 314 TURBINE

Ref : 5779 / 204 CONTRE ANGLE

Fraise en carbure de "tungstene" pour enlever l'adhésif et les résidus avec embout non coupant pour ne pas endommager la gencive, vestibulaire, bout mousse.

1 PAQUET

73,99€^{ttc}

3 PAQUETS

-5%**70,29€^{ttc}**

6 PAQUETS

-10%**66,59€^{ttc}**

CIRE PRÉ-DOSÉE



- Format et quantité adéquate, prête à l'usage.
- Pratique
- Emballage hygiénique
- Parfum menthe
- 10 plaquettes de 20 pastilles de cire

~~28,60€^{ttc}~~

- 40%

17,10€^{ttc}

CIRE ORTHODONTIQUE DE PROTECTION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

10 plaquettes

35.33.001

CIRE PATIENT

Cire patient de protection individuelle x 100 unités



Ref : 09012

~~76,56€^{ttc}~~

- 20%

61,25€^{ttc}

CIRE D'OCCLUSION

Gris argent x 40



36,96€^{ttc}

Ref : DWS202

ECARTEUR



■ ECATEUR AUTO



~~17,6€^{ttc}~~

30 %

12,32€^{ttc}

Stérilisable autoclave 110 degrés

REF	NOM
05041	Ecarteur transparent auto petit
05045	Ecarteur transparent auto moyen
05053	Ecarteur transparent manuel avec tirettes petit
05054	Ecarteur transparent manuel avec tirettes moyen
05057B	Ecarteur bleu manuel avec tirettes moyen
05057Y	Ecarteur jaune manuel avec tirettes moyen
05057R	Ecarteur rouge manuel avec tirettes moyen
05057G	Ecarteur vert manuel avec tirettes moyen

■ ECATEUR MANUEL avec tirette



~~26,40€^{ttc}~~

30 %

18,48€^{ttc}

MASQUE AJUSTABLE

- Confort du patient
- Multi positions
- Mentonnière ergonomique
- trou de ventilation


Ref Bleu : 70-50-001

Ref Rose : 70-50-002

~~75,90€^{ttc}~~

-40%

45,54€^{ttc}



EVERSTICK ORTHO

■ LA MEILLEURE CONTENTION DU MARCHÉ PAR EXCELLENCE

Renforcement en fibre de verre pour les contentions post orthodontique

EverStick ORTHO est indiqué pour la phase de contention après un traitement orthodontique. Il épouse fidèlement la morphologie dentaire, pas d'effilochage. Une contention avec une adaptation facile, esthétique et pérenne dans le temps.

Caractéristiques de la Fibre de Verre

- Correspond à la couleur naturelle de la dent
- Grande résistance à la flexion
- Facile à adapter, mise en œuvre directe
- Liaison adhésive fiable
- Confortable à porter et facile à nettoyer.
- Il ne contient pas de métaux, ce qui élimine le risque d'allergie aux métaux (Ni, Cr)
- Contenu : 2 paquets de 12 cm
- Dimension 0.75 mm



303,60€^{ttc}

à partir
de 2 boîtes

-25%

227,70€^{ttc}

EVERSTICK ORTHO

ATTELLE DE CONTENTION



Couper le renfort au travers des protections.



Appliquer l'adhésif. Photopolymériser.



Etendre une fine couche de composite fluide. Ne pas photopolymériser à ce stade.



Photopolymériser la 1ère dent pendant 2 sec.



Procéder de la même manière pour chaque dent.



Recouvrir tout le renfort de composite fluide. Photopolymériser chaque dent 40 sec.



Finir et polir l'attelle.

LE SABLAGE EST INDISPENSABLE

Mais ... Pourquoi sabler tout votre cabinet ?



Sableur SD Etch'Air
raccord universel 2 à 6 trous

538 €

- Raccord turbine universel (type Midwest)
- Activation à la pédale. Poids : 60g

SD Etch'Air raccord rapide
Kavo*, Sirona*, W&H*, Bien Air*, NSK

758 €

- Se clipse sur le raccord turbine
- Activation à la pédale
- Poids : 40g. • Ø 1,5 cm

Raccord Quick Disconnect**

868 €

- Livré avec raccord mâle et manomètre.
- Poids : 135g

Chaque sableuse est livrée avec 10 embouts d'alumine 27µm (8 petits et 2 gros)

Embouts jetables : Boîte de 25 embouts (petit : 4 dents ; gros : 16 dents)

Abrusif	Couleur	Taille	Tarifs	Orientation buse
Alumine 27 µm	Rouge	25 Petits embouts réf. EA27P	115,50 €	Classique
		25 Gros embouts réf. EA27L	189,20 €	
Alumine 50 µm	Noir	25 Petits embouts réf. EA50PR	115,50 €	Classique
		25 Gros embouts réf. EA50LR	189,20 €	
Alumine 50 µm	Noir	25 Gros embouts réf. EA50LC	189,20 €	Linguale
Cojet® (3M)	Brun	25 Petits embouts réf. EACOJET	115,50 €	Classique



Petit embout : sable 4 surfaces dentaires



Gros embout : sable 16 surfaces dentaires

ADHÉSIFS ET CONTENTIONS

Le N°1 en produit de collage Orthodontique dans le monde, une garantie de collage dans votre cabinet

PROMOTION

Découvrez nos tarifs
Téléphonez-nous au
01 47 82 09 48

➤ LIGHT BOND

Kit de collage pour les brackets



Ref : LBEPF

- 4 seringues de 5 gr
- 2 flacons de sealant 3 cc
- 1 flacon etching
- 2 spatules
- 1 paquet de 50 pinceaux
- 1 bloc à spatuler

➤ ULTRA BAND LOK

Collage pour les bagues



ref : bleu - UBL-BPP / blanc - UBL-PP

vendu à l'unité

- Produit très puissant à haut pouvoir rétentif
- Nettoyage de la dent plus facile (bleu)
- Très facile à utiliser (pas de mélange)
- Pas de contrainte de temps
- Permet de faire un plan de surélévation occlusal (blanc)
- photopolymérisable sans mélange

➤ ASSURE



- Augmente l'adhésion et minimise les décollements
- Supporte l'humidité
- Diffusion d'ions fluorés pendant le traitement

Ref : AS

➤ ASSURE PLUS



Et maintenant le nouveau **Assure Plus** : le seul primer qui colle sur toutes les surfaces

- Email classique ou atypique
- Amalgame
- Acier, Or, etc.

Ref : PLUS REL

➤ LA NOUVEAUTÉ RELIANCE GOTO®

Seringue de 4g, fluorescente pour un nettoyage complet

GoTo® est un adhésif photopolymérisable avec des propriétés d'adhésion supérieures ainsi qu'une viscosité idéale.

- Une viscosité unique
- Reste en place jusqu'à durcissement
- Translucide qui correspond à n'importe

quelle teinte de dent

- Adhérence maximale
- Retrait et nettoyage faciles
- Agent révélateur UV - fluorescent sur la dent

Applications cliniques pour toute gamme de Brackets, Tubes et Contentions



Ref : GTP

➤ MICRO BRUSH

Taille fine - 4 X 100 unités



Ref : MA04

~~39,60€ ttc~~

30 %

27,72€ ttc

➤ PINCEAU APPLICATEUR

Taille regular, tête oblique, 4 X 100 unités



Ref : BA01B

~~39,60€ ttc~~

30 %

27,72€ ttc

➤ **SERINGUE LCR™**

Un composite photo hybride qui durcit, une finition de verre lisse pour le confort du patient et une usure réduite. Cette pâte hautement chargée est un excellent choix lorsque la longévité et la durabilité sont requises pour vos contentions.



Ref : LCR

Existe aussi en capsules



Ref : LCRT5

➤ **FLOW TAIN™ LOW VISCOSITY**

Un composite photopolymérisable fluide. Le composite est hautement polissable, ce qui réduira l'usure et améliorera le confort du patient. Une fois durci, Flow Tain Low Viscosity a un faible module d'élasticité et n'est pas aussi cassant que les composites conventionnels.



Ref : FTLV

➤ **GEL ETCHING**

Gel Etching en seringue de 6,5 g avec 20 embouts. Vendu par 5 seringues.



Ref : EGES

➤ **BOND ALIGNER**

Adhésif pour aligneur

NOUVEAUTÉ



Ref : BA

- Adhère à tout matériau d'aligneur transparent
- Pas d'apprêt ni de conditionneur
- Colle les attaches en céramique, métal ou plastique

- Une seringue de 1,4 g avec 5 embouts.

Applications cliniques :
Collage de boutons ou de crochets sur les aligneurs

➤ **BOND A BRAID**



- Grande flexibilité
- Souplesse d'utilisation
- Très maléable

Ref : BAB

➤ **RETANIUM**



- 70% plus fort que le multi brin
- Meilleur maintien
- Fil plat
- Sans nickel
- Très facile à manipuler

Ref : RET

➤ **FLEX TECH OR**



Ref : OFT2

➤ **FLEX TECH ACIER**



Fil de contention tressé en Or ou acier, une des références sur le marché orthodontique, ce fil vous permet :

- D'épouser avec précision la forme de l'arcade
- D'avoir une grande flexibilité et une grande maléabilité

Ref : SSOFT

EDUCATION FONCTIONNELLE

myobrace®

By

OrthoDeal



Le **traitement orthodontique précoce** par l'éducation fonctionnelle

La majorité de nos enfants (75 %) ont une malocclusion en phase de croissance et cela à partir de 5 ans, telle que :

- Classe II
- Béance
- Encombrement
- Sourire gingival
- Menton hyperactif
- Respiration buccale
- Déglutition atypique
- Troubles respiratoires du sommeil

De fait des millions de patients ont besoin d'un traitement d'éducation fonctionnelle et le système MYOBACE vous permettra de rétablir ces fonctions telles que :

- La correction des classe II
- La stimulation du développement transversal
- La correction de l'ensemble des dysfonctions

FORMATION

Connectez-vous au site myoresearch.com

Créez votre compte et accédez en ligne

RÉSULTAT AVEC LES APPAREILS MYOBACE



PROMOTION MYOBRACE

PROMO %	DE 5 À 10 APPAREILS ★ - 10 %	DE 11 À 30 APPAREILS ★★ - 20 %	DE 31 À 50 APPAREILS ★★★ - 30 %	À PARTIR DE 50 APPAREILS ★★★★ - 35 %
------------	---	---	--	---

KIT D'INTRODUCTION MYOBRACE



Pour commencer vos premiers cas en éducation fonctionnelle, nous vous proposons un coffret d'introduction de 15 appareils.

**15 Myobrases
-35 %**

- Coffret offrant le maximum de possibilités de choix et de tailles
- Gouttières stérilisables à 121 degrés
- Coffret fixe, pas de possibilité de modifier les produits à l'intérieur du coffret
- Fiches d'utilisations pour les appareils et réglottes de mesures dans le coffret



Contenu intérieur :

- J1 Medium x 1, J1 Large x 3
- K 1 Medium x 4, K2 Medium x 1
- T1 medium x 2, T2 Medium x 1
- I 3 n Medium x 1, I 3 Medium x 1
- B1 Medium x 1

MYOBACE® REDRESSER LES DENTS DE FAÇON NATURELLE

MYOBACE, des appareils en silicone de grade médical, confortables, biocompatibles, inodores

Le "Myobrace® System" combine correction des habitudes, expansion d'arcade et alignement dentaire rendant le traitement orthodontique précoce et efficace, avec des avantages significatifs pour la santé de l'enfant en croissance.

SELECTION DES APPAREILS

Toutes nos gouttières traiteront : * La respiration * La déglutition * L'alignement * L'équilibre facial * La posture
 Les appareils Myobrace® doivent être portés : 1h/jour et la nuit

ETAPE 1

ETAPE 2

DENTURE DE LAIT GAMME JUNIOR

3 • 6 ans
Classe I et II



J1 Correction des mauvaises habitudes
Existe en 2 tailles et 2 couleurs

4 à 6 mois



J2 Développement de l'arcade
Existe en 2 tailles et 2 couleurs

DENTURE MIXTE GAMME KIDS

6 • 10 ans
Classe I et II



K1 Correction des mauvaises habitudes et pré-alignement
Existe en 3 tailles et 2 couleurs

4 à 6 mois

OU



K0 Correction des mauvaises habitudes et pré-alignement pour respirateurs buccaux
Existe en 1 taille et 1 couleur

4 à 6 mois

OU



Phase d'interception par :
• Quad Helix
• Disjoncteur
• Activateur

4 à 6 mois



K2 Développement de l'arcade et pré-alignement
Existe en 3 tailles et 2 couleurs

DENTURE PERMANENTE GAMME TEENS

10 • 15 ans
Classe I et II



T1 Correction des mauvaises habitudes et pré-alignement
Existe en 2 tailles

4 à 6 mois



T2 Développement de l'arcade et alignement
Existe en 2 tailles

DENTURE PERMANENTE avec port de BRACKET

10 • 15 ans
Classe I et II



B1 Correction des mauvaises habitudes
Existe en 2 tailles

4 à 6 mois



B2 Développement de l'arcade et contrôle du sens transversal
Existe en 2 tailles

TRAITEMENT CLASSE III

4 • 10 ans
Classe III



i-3N Correction des mauvaises habitudes
Existe en 3 tailles

4 à 6 mois



i-3 Développement de l'arcade
Existe en 3 tailles

POSITIONNEUR POST TRAITEMENT ORTHODONTIQUE OU ALIGNEUR

Le seul Positionneur du marché avec rééducateur de langue contribuant à la stabilité du traitement et des récidives

12 et +




T3N Positionneur souple
Un modèle d'arcade idéal, un guide de pré-indentation alvéolaire de 4/4 sur deux arcades en occlusion de classe I
Existe en 7 tailles : de 1 à 7

OU



T3 Positionneur rigide
Existe en 7 tailles : 1 à 7

Myobrace® for Juniors



Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.


- 1 **Matériau souple** – à utiliser pour commencer des cas plus sévères et pour une coopération et un confort du patient améliorés.
- 2 **Air spring** – permet une stimulation douce et active des muscles faciaux et mandibulaires en croissance.
- 3 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement et préviennent la succion du pouce.
- 4 **Lip bumper étendu** – inhibe les muscles labiaux hyperactifs.

Denture de lait

Myobrace® for Juniors est un système d'appareils en trois étapes spécifiquement conçu pour corriger les mauvaises habitudes orales tout en traitant les problèmes de développement des mâchoires supérieure et inférieure. Myobrace® for Juniors est le plus efficace en denture de lait, dès trois ans et jusqu'à six ans. Pour une aide à la sélection d'appareil, utilisez l'outil 'Sélecteur d'appareil' sur myoresearch.com.

Conçu pour :

- Corriger les problèmes de respiration (buccale).
- Corriger la position de la langue et le schéma de déglutition.
- Exercer les muscles des mâchoires.
- Remplacer la sucette.
- Améliorer le développement naturel des arcades.
- Traitement précoce des béances et articulés croisés.



3 à 6 ANS

Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.


J1

CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1

4-6 mois



Le J1 est disponible en médium et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J1 - VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)
J1 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® J1

Le J1 se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible, ce qui permet une meilleure coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion. Il comporte des trous de respiration antérieurs pour autoriser un minimum de respiration buccale au début. Le ressort pneumatique postérieur encourage l'exercice des muscles crânio-mandibulaires. Ne passez au J2 que lorsque le J1 est conservé toute la nuit et que la respiration nasale est établie.

J2

DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2

4-6 mois



Le J2 est disponible en médium et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J2 - VUE SUPÉRIEURE (à gauche)
J2 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® J2

Le J2 se focalise sur le développement d'arcade et sur la poursuite de la correction des habitudes. Ses trous de respiration sont plus petits, vu que la respiration nasale a été établie à l'étape précédente. Il se focalise sur l'établissement d'une position de repos de la langue et d'une déglutition correctes. Le J2 est fabriqué dans un matériau de rigidité moyenne qui aide à développer la forme d'arcade et à corriger la relation inter-arcades. Ne passez au J3 que lorsque les objectifs ci-dessus ont été atteints.

J3

ALIGNEMENT DES MAXILLAIRES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes.

ÉTAPE 3

4-6 mois




Le J3 est disponible en médium et large, en rose et en bleu.
APPAREIL J3 - VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)
J3 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® J3

Le J3 se focalise sur la finition du développement d'arcade, la forme d'arcade correcte et la correction des habitudes. Le matériau du J3 est plus rigide pour exercer plus de forces sur les dents et les maxillaires pour un meilleur alignement, il optimise la forme d'arcade pour les dents antérieures permanentes en éruption. La languette linguale plus large permet à la langue de reposer dans sa position naturelle, directement sur le point approprié. Passez à la série Myobrace® for Kids si un traitement supplémentaire est nécessaire en denture mixte.

Myobrace® for Kids



Porter une heure le jour plus toute la nuit en dormant.


- 1 **DynamiCore™** avec cage de Fränkel – aide à élargir et à développer les maxillaires.
- 2 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement et préviennent la succion du pouce.
- 3 **Lip bumper étendu** – inhibe les muscles labiaux hyperactifs.

Denture mixte

Myobrace® for Kids est un système d'appareils en trois étapes, spécifiquement conçu pour corriger la respiration buccale et les mauvaises habitudes orales, ce qui aide à traiter les problèmes de développement du maxillaire et de la mandibule. Il aide les dents permanentes à faire s'aligner à leurs positions naturelles. Très efficace du début au milieu de denture mixte – 6 à 10 ans. Pour une aide à la sélection d'appareil, utilisez l'outil "Sélecteur d'appareil" sur myoresearch.com.

Conçu pour :

- Malocclusions de Classe II 1 + 2.
- Encombrement antérieur (haut + bas).
- Supraclusion.
- Béance.



6 à 10 ANS


Tous les appareils Myobrace® sont conçus pour corriger les habitudes, développer le maxillaire et la mandibule et aligner les dents. Chaque étape se focalise sur un objectif de traitement distinct.



CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale.

ÉTAPE 1



4-6 mois

Le K1 est disponible en trois tailles, en rose, bleu et transparent.
APPAREIL K1 – VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)
K1 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® K1

Le K1 se focalise sur l'établissement d'une respiration nasale et la correction des habitudes myofonctionnelles. Il est souple et flexible ce qui permet une excellente coopération, il s'adapte à toute forme d'arcade et à toute malocclusion, et optimise la rétention nocturne. Ne passez au K2 que lorsque le K1 reste en place toute la nuit et que la respiration nasale est établie.



DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue.

ÉTAPE 2



4-6 mois

Le K2 est disponible en trois tailles, en rose, bleu et transparent.
APPAREIL K2 – VUE SUPÉRIEURE (à gauche)
K2 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® K2


Le K2 se focalise sur le développement d'arcade et la poursuite de la correction des habitudes. Il possède un DynamiCore™ qui aide au développement des formes d'arcade du haut et du bas, ménageant davantage de place pour établir la position de repos correcte de la langue et corriger le schéma de déglutition. Ne passez au K3 que lorsque la forme d'arcade est améliorée, et que la position de repos correcte de la langue et le schéma de déglutition ont été établis, ainsi qu'un bon alignement dentaire.



ALIGNEMENT DES MAXILLAIRES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes.

ÉTAPE 3



4-6 mois

Le K3 est disponible en moyen, en rose et bleu.
APPAREIL K3 – VUE TECHNIQUE POSTÉRIEURE (à gauche)
K3 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBACE® K3


Le K3 se focalise sur la finition de la correction des habitudes, l'alignement dentaire final et la contention, grâce à sa construction en polyuréthane plus rigide. La languette linguale creuse facilite la position finale de la langue directement sur le point. Il sert aussi de contention jusqu'à l'éruption de la denture permanente. Le K3 peut être suivi des T3 et T4 pour l'alignement dentaire final de la denture permanente en développement.

MYOBRACE AVEC TRAITEMENT ORTHODONTIQUE

NOUVELLE GAMME

myobrace[®]

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
POUR SOLUTIONNER LES
PROBLEMES D'ÉDUCATION
FONCTIONNELLE
AVEC LES BRACKETS



Expansion d'arcade assistée
par le B1 et le B2



Brackets vestibulaires
ou aligneurs



Brackets linguaux



Expansion d'arcade



Contention

Augmenter l'efficacité de votre traitement ortho en

- Corrigant la position linguale
- En favorisant la respiration nasale en ouvrant les voies aériennes
 - Tout cela en développant une expansion stable et efficace

B1 Medium : Ref 41500

B1 Large : Ref 415005

B2 Medium : Ref 415030

B2 Large : Ref 415035

B3 Medium : Ref 415040

Myobrace avec Port de brackets

**PERMANENT
DENTITION
WITH BRACES**

Myobrace for Braces™ est un système d'appareils en trois étapes spécifiquement conçu pour être compatible avec les brackets tout en corrigeant les mauvaises habitudes buccales, pour améliorer les problèmes de développement des maxillaires supérieurs et inférieurs et aider les brackets à aligner les dents en position correcte. Ces appareils corrigent les mauvaises habitudes myofonctionnelles qui peuvent causer un mauvais alignement dentaire, tout en exerçant des forces légères pour contribuer à l'expansion du maxillaire et aider les brackets à aligner les dents dans leurs positions correctes.



- ① Gorge pour brackets accueille les brackets du haut (et du bas) et l'arc orthodontique tout en protégeant les joues et les gencives.
- ② La languette linguale, la cage et la rampe à langue rééduquent la langue vers sa position correcte.
- ③ Le lip bumper étendu et les écrans vestibulaires hauts préviennent l'hyperactivité des lèvres et favorisent la respiration nasale.



APPAREIL B1 (à gauche)
B1 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B1

Le B1 corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.



APPAREIL B1 LING (à gauche)
B1 LING EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B1 LING

Le B1 LING corrige les habitudes.

Il possède une gorge pour brackets, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

CORRECTION DES HABITUDES

ÉTAPE 1



APPAREIL B2 (à gauche)
B2 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B2

Le B2 réalise une expansion d'arcade.

Il possède une gorge pour brackets, un Dynamicore™, une languette linguale, une cage, une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour contribuer au développement d'arcade, corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec le traitement par brackets collés.

EXPANSION D'ARCADE

ÉTAPE 2



APPAREIL B3 (à gauche)
B3 EN COUPE (ci-dessus)

MYOBRACE® B3

Le B3 corrige les habitudes pendant la phase de contention.

Il possède une gorge élargie, une languette linguale, une cage et une rampe à langue, un lip bumper étendu et des écrans vestibulaires hauts, pour corriger la position de la langue, prévenir l'hyperactivité des lèvres et favoriser la respiration nasale, en conjonction avec des gouttières transparentes.

CORRECTION DES HABITUDES PENDANT LA PHASE DE CONTENTION

ÉTAPE 3

LE TRAITEMENT DE LA RESPIRATION DYSFONCTIONNELLE


Vous avez détecté ces troubles respiratoires du sommeil chez votre enfant ?

- Respiration buccale chronique
- Ronflement plus d'une fois par semaine
- Sommeil agité
- Déficit de l'attention à l'école

myobrace®

Une solution simple et efficace pour les enfants âgés de 6 à 10 ans

PROMOTION
10 Ko achetés
+
5 Ko OFFERTS




Ko Medium • Réf : 411000

UNE OUVERTURE
qui fait toute la différence



ETAPE 1
PASSAGE DE LA RESPIRATION
BUCCALE À LA RESPIRATION MIXTE

ETAPE 2
PASSAGE DE LA RESPIRATION
MIXTE À LA RESPIRATION NASALE



EDUCATION FONCTIONNELLE

myobrace®


FOR KIDS

Dentition Mixte

6 -12 ans




ETAPE 1 CORRECTION DES HABITUDES



Etablir une respiration nasale
et corriger les fonctions

4-6 MOIS

ETAPE 2 DEVELOPPEMENT D'ARCADE



Etablir une position de la langue, une
posture labiale et une déglutition correctes

4-6 MOIS

Myobrace for kids est un système en deux étapes, favorisant le traitement des classe II, il est plus haut sur la partie antérieure ce qui permet un bon enveloppement des arcades et le traitement des cas avec un décalage important :


1. Des parois latérales hautes qui assurent une bonne rétention sans modelage
2. Deux aérateurs respiratoires qui régulent efficacement
3. La languette linguale fine et mince qui guide la langue vers une position correcte
4. Une cage à langue « brevetée » qui la maintient en bonne position
5. Une base ressort « Air Spring » confortable pour les ATM
6. Une position optimum de la mandibule et une ouverture verticale

MYOBRACE FOR KIDS - Existe en trois tailles

411145	K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans	411215	K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL BLUE 4/6 ans
411146	K1 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4/6 ans	411216	K2 MYOBRACE FOR KIDS SMALL PINK 4/6 ans
411150	K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans	411220	K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM BLUE 7/9 ans
411151	K1 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/9 ans	411221	K2 MYOBRACE FOR KIDS MEDIUM PINK 7/9 ans
411155	K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans	411225	K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE BLUE 10/12 ans
411156	K1 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans	411226	K2 MYOBRACE FOR KIDS LARGE PINK 10/12 ans

LES TRAITEMENTS CLASSE III

Port d'une par heure jour + la nuit



- 1 **DynamiCor®** avec cage de Fränkel – aide à élargir et à développer les maxillaires, dégagant davantage d'espace pour la langue.
- 2 Les petits trous de respiration et la forme des arcades jumelles préviennent la respiration buccale, fréquente dans la plupart des cas de Classe III.
- 3 **Languette linguale, cage et rampe à langue** – entraînent la langue à se placer correctement. Cela peut prévenir une croissance indésirable de la mandibule.

COMMENT LES SOLUTIONNER ?

La gamme i 3 pour les enfants de 5 à 10 ans traitera :

- La malocclusion de classe III
- La respiration buccale
- La position basse de la langue
- La posture de la mandibule

5 à 11 ANS 4-6 mois

i-3^N



ÉTAPE 1
CORRECTION DES HABITUDES
ÉTABLIR UNE RESPIRATION NASALE



L'i-3^N est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3^N – VUE EN PERSPECTIVE (à gauche)
i-3^N EN COUPE (ci-dessus)



5 à 11 ANS 4-6 mois

i-3[®]



ÉTAPE 2
DÉVELOPPEMENT D'ARCADE
ÉTABLIR UNE POSITION CORRECTE DE LA LANGUE



L'i-3[®] est disponible en trois tailles, en jaune et en transparent.
APPAREIL i-3[®] – VUE SUPÉRIEURE (à gauche)
i-3[®] EN COUPE (ci-dessus)



➤ EXEMPLE DE CAS



Début 8 ans et 1/2



Traitement pose i3N



Résultat mi-Traitement Pose i3



Fin de traitement 11 ans

LA NOUVELLE GAMME POUR LES PATIENTS CLASSE III EN DENTITION DÉFINITIVE

myobrace®



P-3^N

Souple et flexible maximisant ainsi la coopération et le confort du patient, cette première phase servira à travailler la ventilation du patient.

Compte tenu des 3 mm de surplomb, la posture mandibulaire sera également travaillée dès le début du traitement.

- Taille : Medium



P-3

Expansion de l'arcade et poursuite de la correction des habitudes.

Cette deuxième phase servira à travailler les fonctions de déglutition et de posture linguale tout en continuant sur la ventilation. Le dynamicore avec cage de Frankel favorisera l'expansion et le maintient.

- Taille : Medium



P-3^H

Finalisation de l'alignement et contention.

Une languette ouverte pour que la langue retrouve un contact direct avec les papilles rétro incisives.

- Taille : Medium et Large



MEDESYS, des pinces d'exception.

- Longévité
- Sécurité
- Performance
- Garantie 5 ans



Box joint assurant une jonction parfaite



Acier forgé européen lui assurant une grande résistance à la corrosion



Fine et légère afin d'optimiser le confort de l'utilisateur



Nos pinces coupantes avec mors en carbure de tungstène

➤ DISTAL & CUTTERS

-40%
sur toute
la gamme
à partir de
5 pinces



3000/85 TC
Pince coupante ligature fine
Mors en carbure de tungstène



3000/69 TC
Pince coupante distale
manche court
Mors en carbure de tungstène



3000/69 LL
Pince TC coupante distale manche long
Mors en carbure de tungstène



3000/87 TC
Pince coupante fil
max .021x.025



3000/89 TC
Pince fine coupante
ligature micro
max .012

➤ DISTAL & CUTTERS



3000/76 TC

Pince coupe à ras distale flush
max .020x.025

-40%
sur toute
la gamme
à partir de
5 pince



3000/32

Pince de Weingart fine



3000/38 TC


Pince coupante
à former les arcs
max .0,6 mm



3000/40 TC

Pince de tweed coupante
max .0,4 mm

➤ UTILITY PLIERS



3000/63 TC
Pince cinch back



3000/25 TC
Pince weingart angulée



3000/34
Pince de la rosa
max .0,5 mm



3000/35
Pince de la rosa
avec rainures
max .0,5 mm



3000/39 TC
Pince bec d'oiseau
max .0,7 mm



3000/45
Pince à enlever
le composite

➤ UTILITY PLIERS



3000/49
Pince courte à ôter
les bagues



3000/51
Pince de tweed courte
max .0,5 mm



3000/50
Pincés longue à ôter
les bagues



3000/52
Pince de tweed longue
max .0,7 mm



3000/53
Pince optique concave
à boucle max .0,7 mm



3000/54
Pince 3 becs longue
max .0,7 mm

➤ UTILITY PLIERS



3000/55
Pince de young
à former arcs max .0,7 mm




3000/57
Pince 3 becs courte
max .0,6 mm



3000/58
Pince à former les arcs
lingaux
max .0,7 mm



3000/62
Pince à sertir les crochets



3000/70
Pince de hollow chop
max .0,8 mm



3000/20
Pince de jarabak

➤ UTILITY PLIERS



3000/79
Pince optique
max .0,5 mm



3000/80
Pince de Nance
max .0,7 mm



3000/81
Pince bec d'oiseau
fine et longue



3000/82
Pince à ôter les brackets
angulée



3000/83
Pince à ôter les brackets
droite



3000/86 TC
Pince bec d'oiseau longue

➤ UTILITY PLIERS



3000/95
Pince de tweed loop
fine courte
max .0,7mm



3000/97
Pince de tweed
loop Obrein
max .0,7mm



3000/98
Pince de tweed loop courte
max .020




LIGATURE FORCE <

2823
pince à séparateur



1850
Pince de
Mathieu fine



1852
Pince smaha
courbe



1851
Pince smaha fine
140mm



672/0.HL8
Pousse ligature sonde



672/1.HL8
Pousse ligature double



672/2.HL8
Pousse ligature double



672/10.HL8
Pousse ligature double



673/1.HL8
Band pusher scaler
mini



673/2C.HL8
Band pusher/ scaler



672/10.HL8
Pousse ligature
double mini



673/1.HL8
Band pusher/scaler
mini



673/2C.HL8
Band pusher/scaler



673/HL8
Band pusher/scaler



674/HL8
Instrument pour ligature



1006
Precelle à bracket
avec lame



1008
Precelle à bracket



1009
Precelle à bracket



4873
Enfonce bague
tête échangeable
4873 PR
Tête seule

➤ **TWEEZER**


75 01 028
Tweezer



~~30€^{ttc}~~
-20%
24€^{ttc}
pièce

Avec sa pointe abaissée, elle offrira des avantages avérés pour :

- La pose de ligatures, des ressorts, des chainettes, des fils etc.




➤ PORTE PINCE DOUBLE



Ref : 6142
Porte pinces double

➤ PINCE HORIZONTALE



~~95€^{ttc}~~
-20%
76€^{ttc}
pièce

Ref : 687802
PINCE HORIZONTALE

Cette pince produit une indentation pour accentuer le couple au niveau de la racine. Elle améliore également la rétention des aligneurs transparents ou des dispositifs de retenue en plaçant une empreinte dans la contre-dépouille d'une dent ou sous une attache collée.

➤ PINCE VERTICALE



~~95€^{ttc}~~
-20%
76€^{ttc}
pièce

➤ PINCE À POINÇON



Ref : 687 804

PINCE À POINÇON

Cette pince qui est parfaitement adaptée pour une utilisation de pose d'élastiques inter et intra maxillaire en liaison avec une découpe sur le bord gingival de la gouttière. Il n'y aura pas ou plus besoin de positionner de fastidieux boutons. La découpe spéciale empêche les élastiques de glisser et à la gouttière de se fissurer.

~~299€^{ttc}~~
-30%
209.30€^{ttc}
 pièce



➤ PINCE PERFORATRICE



Ref : 687803

PINCE PERFORATRICE .6 MM

Ref : 687803-4

PINCE PERFORATRICE .4 MM



~~99€^{ttc}~~
-20%
79,20€^{ttc}
 pièce

Crée des découpes en demi-lune pour le soulagement des aligneurs autour des boutons collés utilisés pour les élastiques. Il peut également pincer le plastique pour fournir un dégagement des tissus mous afin d'éviter tout impact de l'aligneur sur ces derniers.

Existe en 2 tailles 4 et 6mm.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE



■ ILE-DE-FRANCE
+ 18/27/28/36/37/41/45/58/89
Julien Michaud
06 99 63 38 18
julienmichaud@orthodeal.com



■ PARIS
Géraldine Loison
07 61 93 15 62
geraldineloison@orthodeal.com



■ NORD ET EST
Xavier Castille
06 98 81 44 01
xaviercastille@orthodeal.com



■ RHÔNE ALPES
Sandrine Ortega
07 62 54 47 19
sandrineortega@orthodeal.com



■ GRAND OUEST
Thomas Madec
06 98 99 44 06
thomasmadec@orthodeal.com



■ SUD OUEST ET SUD EST
Magali Walter
06 98 28 44 05
magaliwalter@orthodeal.com

Orthodeal

www.orthodeal.com

Tél : 01 47 82 09 48

Fax : 01 57 67 68 51

info@orthodeal.com

Siège : 44, Chemin du Château d'eau
38200 SEYSSUEL

Logistique : 179, terrasse de l'Université
92000 Nanterre