

Catalogue orthodontie  
**2026**

**Vous donne le sourire**

2, Rue Gozh Hent  
58860 S  n    
01 47 82 09 48

[www.orthodeal.com](http://www.orthodeal.com)



**orthodeal<sup>®</sup>**

**Vous donne le sourire**



Tout ce dont  
vous avez  
besoin pour  
une meilleure  
expérience



## BRACKETS

Brackets métalliques  
Brackets céramiques  
Brackets auto-ligaturants

9



## TUBES À COLLER

Tubes simples  
Tubes convertibles  
Tubes auto-ligaturants

14



## ARCS

Arcs NiTi  
Arcs Thermiques  
Arcs Thermiques Bio Multi force  
Arcs Acier  
Arcs TMA / Beta Titanium  
Arcs spéciaux

20



## BAGUES

Bagues molaires

28



## AUXILIAIRES

Ressorts - stops - crochets - boutons etc

30



## LIGATURES - ÉLASTOMÈRES

Ligatures élastomériques  
Chaînettes élastomériques  
Ligatures métalliques  
Élastiques intermaxillaires

34



## ÉDUCATION FONCTIONNELLE MYOBRACE

Myobrace Enfants  
Myobrace Adolescents  
Myobrace Adultes  
Accessoires Myofonctionnels

40



## PINCES & INSTRUMENTS MEDESY

Pinces orthodontiques

52



## COLLAGE - SCHELLEMENT CONTENTION

Colles orthodontiques  
Primers & mordançage  
Scelléments bague  
Fils de contention

60



## DIVERS - ACCESSOIRES

Accessoires de cabinet  
Boîtes & rangements  
Consommables  
Produits d'hygiène orthodontique

66





**David Colas**  
Gérant d'Orthodeal

**Thomas Madec**  
Directeur Associé

#### Nos valeurs

- L'écoute
- Le sourire
- L'exigence de service
- L'innovation
- L'engagement durable auprès des cabinets

# édito

En 2008, deux passionnés d'orthodontie, **David Colas et Alain Conesa**, décident de transformer plus de dix ans d'expérience commerciale au sein de la société GAC en un projet ambitieux : créer Orthodeal. Leur idée est simple et forte : proposer aux Orthodontistes des solutions fiables, innovantes et pensées pour accompagner durablement leur pratique. Orthodeal naît ainsi d'une passion partagée et d'une véritable volonté d'élever les standards du secteur.



**L'expertise  
qui fait  
la différence  
et le sourire.**

Très vite, l'entreprise s'impose comme un acteur reconnu de la distribution de dispositifs orthodontiques. Elle fournit l'ensemble des consommables indispensables aux cabinets, avec une exigence quotidienne : sélectionner des produits irréprochables, offrir un service exemplaire et rester au plus près de chaque client.

Un tournant majeur survient en 2015. Orthodeal devient le distributeur exclusif de Myobrace, n°1 mondial et pionnier de l'éducation fonctionnelle. Cette approche thérapeutique unique, globale et préventive, s'attache à traiter les causes des malocclusions en corrigeant les dysfonctions oro-faciales et les troubles respiratoires du sommeil. Elle favorise une croissance faciale harmonieuse et un alignement dentaire durable - une complémentarité naturelle avec les traitements orthodontiques traditionnels.

En 2023, l'histoire continue : Alain Conesa transmet le relais à Thomas Madec, nouvel associé et désormais Directeur Commercial. Cette transition apporte une dynamique nouvelle tout en préservant l'ADN d'Orthodeal : authenticité, excellence et engagement.

Aujourd'hui, l'entreprise s'appuie sur une équipe d'une douzaine de collaborateurs passionnés. Installée dans de nouveaux locaux à Séné, dans le Morbihan, Orthodeal confirme sa volonté de structuration, de développement et d'excellence, avec la même énergie qu'à ses débuts.




## Notre équipe, à votre service

Une équipe attentionnée,  
disponible et toujours  
à l'écoute. Chaque jour,  
nous sommes là pour vous  
accompagner simplement,  
efficacement...  
et avec le sourire.



### CONTRÔLE / PRÉPARATION

Un contrôle minutieux et une  
préparation soignée de chaque  
colis pour garantir une livraison  
fiable et irréprochable.



### SERVICE CLIENTS

Un service client attentionné,  
réactif... et toujours à votre  
écoute.



### COMPTABILITÉ

Aurélié Muzzin, votre  
interlocutrice comptable,  
toujours disponible pour vous  
accompagner avec clarté et  
bienveillance.

**Pour toutes autres demandes**  
[info@orthodeal.com](mailto:info@orthodeal.com)

**Pour toute nouvelle commande**  
[commandes@orthodeal.com](mailto:commandes@orthodeal.com)

### Votre service client à votre écoute

Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h - 14h à 18h

**Orthodeal**  
01 47 82 09 48

**Comptabilité**  
01 47 82 84 83



# Nos Partenaires

## Orthodeal s'appuie sur des partenariats exclusifs

avec des fabricants de confiance afin d'offrir à nos clients des produits sélectionnés avec rigueur, une qualité constante et des gammes uniques, développées spécialement pour répondre aux exigences de la pratique orthodontique.



### MYOBACE

est la référence mondiale de l'éducation fonctionnelle, traitant les causes des malocclusions (respiration, posture linguale, fonctions oro-faciales) et non seulement leurs conséquences.

Une approche innovante et préventive, reconnue pour ses résultats durables, son confort patient et sa forte valeur médicale.



### MEDESY

entreprise italienne au savoir-faire artisanal centenaire implantée à Maniago, berceau mondial de la coutellerie est reconnue internationalement pour la fabrication d'instruments dentaires et pinces orthodontiques de très haute qualité "Made in Italy", alliant précision, durabilité et innovation technique.



### RELIANCE ORTHODONTIC

Depuis plus de 40 ans, « Reliance Orthodontic » s'impose comme un leader mondial en produits orthodontiques, avec des solutions de collage, de contention et des accessoires cliniques reconnues pour leur qualité, leur fiabilité et leur performance constante.

Une marque plébiscitée pour l'efficacité de ses adhésifs, la diversité de sa gamme et son engagement envers l'excellence clinique.



### MORELLI

s'impose comme un acteur majeur de l'orthodontie mondiale, avec une gamme complète de produits alliant performance clinique, fiabilité industrielle et excellent rapport qualité-prix.

Une marque plébiscitée pour sa constance, sa robustesse et son efficacité au quotidien, du cabinet à la fin de traitement.

# Orthodeal aujourd'hui

**c'est une équipe investie, des partenariats internationaux solides, une logistique renforcée et une volonté constante d'apporter des solutions fiables, modernes et accessibles.**

Ce catalogue en est le reflet : plus clair, plus complet, avec des visuels repensés et une sélection de produits répondant aux exigences du quotidien clinique.

Merci pour votre confiance et bienvenue dans l'édition 2026

## 17 ans

**pour devenir** un acteur solide et engagé au service des Orthodontistes.

## 2 000

**cabinets clients**

et à une activité qui dépasse chaque année les **10 000 commandes** expédiées partout en France.

## 400 m<sup>2</sup>

**notre nouveau site dans le Morbihan,** réunissant à la

fois notre service commercial et l'ensemble de notre stock. Cet espace moderne, conçu pour optimiser réactivité et disponibilité, renforce notre capacité à accompagner les praticiens avec encore plus d'efficacité et de proximité.



## Nos Valeurs



### LE SOURIRE

Au cœur de notre métier, le sourire guide chacune de nos actions. Il symbolise la confiance, l'empathie et le résultat final attendu par chaque praticien et chaque patient.



### ÉCOUTE & PROXIMITÉ

Comprendre les besoins des cabinets est essentiel. Une écoute attentive nous permet d'apporter des solutions adaptées, réactives et utiles au quotidien clinique de nos clients.



### EXIGENCE DE SERVICE

L'exigence guide chacune de nos actions. La qualité de notre relation avec les praticiens garantit une expérience fluide, fiable et efficace à chaque commande, du conseil à la livraison.



### INNOVATION CONTINUE

Nous avançons avec une volonté constante d'améliorer nos gammes, nos outils et notre organisation. L'innovation guide notre croissance et assure aux orthodontistes des solutions toujours plus performantes.





# Brackets



# BRACKET METAL Mustang

Le bracket Mustang est issue de la technologie MIM dont la conception précise du slot permet de minimiser la friction avec l'arc et d'assurer un positionnement rapide de celui-ci. La force de rétention est garantie par une base anatomique en maille de 80 gauges, soudée au laser.

- Full control
- Profil ultra plat- Low profile
- Bracket Mesh base
- Rétention maximum
- Bracket forme rhomboïde
- Base anatomique
- Torque dans la base
- Crochet boule
- Code couleur
- Sur plaquette



Prix  
Orthodeal

2,80€ ttc le bracket

1,12€ ttc le bracket\*

\* à partir de 31 cas

Brackets

PRIMO

De 10 à 30 cas  
COMPLETS

1,40€ ttc

31 cas et plus  
COMPLETS

1,12€ ttc

| BRACKET MUSTANG    |               | référence cas complet  |                   |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| .018 Slot          | .022 Slot     | DESIGNATION            |                   |
| ME18505HK3         | ME22-505HK3   | ROTH SUP / INF 5-5,    | Crochet 3         |
| ME18-505HK345      | ME22-505HK345 | ROTH SUP / INF 5-5     | Crochet 3/4/5     |
| ME-RIC-18-505HK3   | *****         | RICKETTS SUP / INF 5-5 | Crochet sur 3     |
| ME-RIC-18-505HK345 | *****         | RICKETTS SUP / INF 5-5 | Crochet sur 3/4/5 |

Existe par référence et par dent, en paquets de 10



## Disponibilité

- Roth 18x25
- Roth 22x28
- Ricketts 18x25
- Crochet sur 3 ou 3/4/5

# BRACKET CÉRAMIQUE Diamant

Prenez le meilleur avec la performance & l'innovation

Un bracket céramique petit et confortable, hautement translucide, pratiquement invisible avec un glaçage sur la surface afin d'améliorer l'esthétisme et le confort en bouche.



| BRACKET DIAMANT |            | référence cas complet |                   |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------------|
| .018 Slot       | .022 Slot  | DESIGNATION           |                   |
| CR18-303HU      | CR22-303HU | ROTH SUP 3-3          | Crochet sur 3     |
| CR18-505HU      | CR22-505HU | ROTH SUP 5-5          | Crochet sur 3     |
| CR18-505H       | CR22-505H  | ROTH SUP / INF 5-5    | Crochet sur 3     |
| CR18-505HB      | CR22-505HB | ROTH SUP / INF 5-5    | Crochet sur 3/4/5 |

Existe par référence et par dent, en paquets de 10



## Disponibilité

- Roth 18x25
- Roth 22x28

Prix -55%  
Orthodeal

7,16€ ttc le bracket

3,22€ ttc le bracket

PRIMO

De 1 à 10 cas  
COMPLETS

3,22€ ttc

De 11 à 50 cas  
COMPLETS

2,90€ ttc

# BRACKET Beryl

## LE SYSTEME AUTOLIGATURANT PASSIF

### Allez à l'essentiel

Conçu pour optimiser le quotidien du cabinet, ce bracket auto-ligaturant passif associe faible friction, confort patient et contrôle clinique maîtrisé. L'absence de ligatures réduit les manipulations, accélère les changements d'arcs et limite les consommables. Les finitions soignées et le profil optimisé améliorent le confort et l'hygiène tout au long du traitement.

Un système fiable, moderne, pensé pour conjuguer performance clinique et efficacité au fauteuil.

- Acier 17.4 mim technologie, grande durabilité
- Clapet Passif avec un meilleur contrôle des rotations grâce à la largeur de la porte
- Épaisseur réduite Low Profile
- Base anatomique
- Slot vertical sur 2/4/5 supérieur et inférieur
- Crochet disponible sur 3 ou 3/4/5
- Slot horizontal en supérieur et inférieur pour fil 0.12 et 0.14
- Ouverture facile et confortable
- Ailettes rétentes et douces
- Système d'ouverture et fermeture ergonomique avec clic audible
- Précision des informations
- Présentation sur plaquette auto-collante



**POUR 100 CAS  
COMPLET**

**2,90€** ttc  
Pièce

**Prix -50%  
Orthodeal**

**6,86€** ttc le bracket

**3,43€** ttc le bracket

### BERYL HIGH TORQUE

| MAXILAIRE  |    |    |   |    |    | MANDIBULAIRE |    |    |    |     |     |
|------------|----|----|---|----|----|--------------|----|----|----|-----|-----|
|            | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  |              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| TORQUE     | 19 | 12 | 9 | -6 | -6 | TORQUE       | -5 | -5 | 12 | -16 | -21 |
| ANGULATION | 4  | 6  | 7 | 2  | 2  | ANGULATION   | 0  | 0  | 3  | 6   | 6   |

### BERYL STANDARD

| MAXILAIRE  |    |    |   |    |    | MANDIBULAIRE |   |   |   |     |     |
|------------|----|----|---|----|----|--------------|---|---|---|-----|-----|
|            | 1  | 2  | 3 | 4  | 5  |              | 1 | 2 | 3 | 4   | 5   |
| TORQUE     | 14 | 12 | 9 | -6 | -6 | TORQUE       | 0 | 0 | 9 | -16 | -21 |
| ANGULATION | 4  | 6  | 7 | 2  | 2  | ANGULATION   | 0 | 0 | 7 | 6   | 6   |

### BERYL MBT

| MAXILAIRE  |    |    |    |    |    | MANDIBULAIRE |    |    |    |     |     |
|------------|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|-----|-----|
|            | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| TORQUE     | 19 | 12 | -8 | -6 | -6 | TORQUE       | -5 | -5 | -8 | -16 | -21 |
| ANGULATION | 4  | 6  | 7  | 2  | 2  | ANGULATION   | 0  | 0  | 7  | 6   | 6   |

### Référence BRACKET BERYL CAS COMPLET

| .022 Slot      | DESIGNATION                         |
|----------------|-------------------------------------|
| BERSL223H      | MBT 022 5-5 SUP/INF HK 3            |
| BERSL22345H    | MBT 022 5/5 SUP/INF HK 345          |
| BERSLHT22345H  | AUTO HIGH TORQUE 5/5 SUP/INF HK 345 |
| BERSLHT223H    | AUTO HIGH TORQUE 5/5 SUP/INF HK 3   |
| BERSLSTD22345H | STANDARD 5/5 SUP/INF HK 345         |
| BERSLSTD223H   | STANDARD 5-5 SUP/INF HK 3           |

# BRACKET Onyx

## Auto-ligaturant actif

- Ouverture ou fermeture du Clapet ultra sécurisée et facile
- Clapet avec ressort pour un meilleur maintien de l'arc dans le slot
- Ailettes relevées et douces pour la pose des chaînettes
- Torque dans la base
- Crochet disponible sur 3 ou 3/4/5
- Identification code couleur
- Présentation sur plaquette

### Référence BRACKET ONYX AUTO-LIGATURANT

| .022 Slot   | DESIGNATION                |
|-------------|----------------------------|
| ONYSL22345H | MBT 022 5-5 SUP/INF HK 345 |
| ONYSL223H   | MBT 022 5-5 SUP/INF HK 3   |



DISPONIBLE  
MBT 22

Prix -50%  
**Orthodeal**

6,38€ ttc le bracket

3,19€ ttc le bracket

POUR 100 CAS  
COMPLET

**2,55€** ttc  
pièce

# BRACKET auto-ligaturant passif en céramique CePass®

## Performance efficace, esthétique et confort optimal

Découvrez notre bracket céramique auto-ligaturant passif CePass : une solution moderne alliant esthétique haut de gamme et biomécanique optimisée. La configuration passive réduit la friction en phase d'alignement, pour des mouvements plus doux et fluide sans ligatures. Les changements d'arcs sont rapides, le confort patient est amélioré et l'hygiène simplifiée. Les finitions céramiques premium offrent une teinte discrète et élégante tout au long du traitement.

### Référence BRACKET CEPASS AUTOLIGATURANT

| .022 Slot  | DESIGNATION                          |
|------------|--------------------------------------|
| BR222539M  | MEDIUM 5/5 SUP/INF HK 3              |
| BR222539MU | MEDIUM 5/5 SUP HK3 (ONLY UPPER)      |
| BR222559M  | MEDIUM 5/5 SUP/INF HK 3/4/5          |
| BR222559MU | MEDIUM 5/5 SUP HK 3/4/5 (ONLY UPPER) |



Prix -40%  
**Orthodeal**

14€ ttc le bracket

8,40€ ttc le bracket

POUR 10 CAS  
COMPLET

**7,98€** ttc  
le bracket

- Crochet doux et confortable
- Base anatomique
- Très haute transparence
- Très faible épaisseur
- Clapet avec ouverture facile, avec clic





# BRACKET BERYL

## Lingual auto-ligaturant

### Une Approche Hybride

Le bracket lingual auto-ligaturant Beryl se distingue par son profil « low profile » et son design très confortable. Il permet d'accélérer l'alignement avant la pose des aligneurs, réduisant ainsi le nombre de gouttières nécessaires et améliorant la durée globale du traitement. Une alternative innovante et une véritable approche hybride: en complément des aligneurs ou simplement pour corriger les récidives en fin de traitement.

**Deux types de brackets disponible :** antérieurs 3-3 supérieur/inférieur et prémolaires supérieur/inférieur.

- Slot : 0.017" x 0.017"
- Torque antérieur : -10°
- Torque prémolaire : -6°
- Sans ailettes – design arrondi
- Largeur M-D : 1.7 mm
- Ultra bas profil : 1.4 mm
- Collage direct
- Clapet passif auto-ligaturant glissant verticalement vers l'occlusion
- Système économique et pratique pour le traitement lingual




**Prix -45%**  
**Orthodeal**

**6,86€ ttc le bracket**

**3,77€ ttc le bracket**

### Arcs recommandés forme Lingual

- Fils ronds 0.012", 0.014", 0.016"
- Fils carrés jusqu'à 0.016" x 0.016"



| BRACKET BERYL LINGUAL |                      |             |           |              |  |
|-----------------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|--|
| RÉFÉRENCE             | DESIGNATION          |             |           |              |  |
| BR85010119            | BKT AUTOLIG.         | 0.017X0.017 | ANTÉRIEUR | 5 pc/sachets |  |
| BR85010149            | BKT AUTOLIG.         | 0.017X0.017 | PREMO     | 5 pc/sachets |  |
| BR850109              | CAS COMPLET AUTOLIG. | 0.017X0.017 | PK        | 20 pc        |  |

# BRACKET

## Onyx Clear

Onyx clear vous offre tous les avantages : une faible épaisseur, il est fabriqué par injection, 100 % céramique.

Une technologie qui permet de réaliser des brackets plus petits avec une haute résistance aux chocs tout en donnant plus de confort aux patients.

Une expression parfaite du torque, une optimisation du glissement de l'arc, un clip interactif, une base anatomique mécanique qui suit la courbure de la dent et lui assure un collage parfait.

### Disponible

- en Roth 22
- Base mécanique moulée qui assure 100 % de rétention et permet une dépose simplifiée
- Torque dans la base
- Identification couleur disto-gingivale
- Crochets sur 3/4/5
- Vendu en sachet de 10



**Prix -50%**  
**Orthodeal**

**16,66€** ttc le bracket

**8,33€** ttc le bracket

**POUR 10 CAS  
COMPLET**

**7,50€** ttc  
le bracket

### BRACKET ONYX CLEAR cas complet

| RÉFÉRENCE    | DESIGNATION                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ONYCLE22345H | CAS BKTS ONYX CLEAR AUTOLIG ROTH 022 5-5 SUP/INF HK 3/4/5 |





# Tubes à coller





## LOW PROFILE tube Cobra

Le meilleur tube, au meilleur prix

- Tube lisse et confortable
- Guide de positionnement pour précelle à tube
- Encoche sillon
- Guide couleur
- Ouverture du slot biseauté en forme d'entonnoir
- Crochet boule maléable
- Torque dans la base



Précelle à tube REF : 250070R

**Prix -40%**  
**Orthodeal** 60€ ttc pièce  
36€ ttc pièce



**Prix -50%**  
**Orthodeal** 6,92€ ttc pièce  
3,46€ ttc pièce

**PROMO**

A partir de 400 tubes -60% 2,77€ ttc



**Disponibilité**

- Roth/MBT 18, 22
- Edgewise 22
- Ricketts 18 double tube

## 2 LOW PROFILE tube Cobra II

Le meilleur tube, au meilleur prix

Le Cobra II Low Profile établit une nouvelle référence dans le domaine orthodontique. Sa forme compacte associe un profil bas à une entrée de slot évasée extrêmement large. Ergonomie, facilité d'utilisation et confort du patient font de cette gamme une référence dans sa catégorie. Entièrement fabriqué par procédé MIM, il est disponible pour les 1<sup>res</sup> et 2<sup>es</sup> molaires dans les principales prescriptions.

- Crochet
- Ouverture en entonnoir
- Guide de positionnement
- Torque dans la base
- Guide couleur



Aussi, en  
2<sup>ème</sup> molaire



**Prix -50%**  
**Orthodeal** 6,92€ ttc pièce  
3,46€ ttc pièce

**PROMO**

A partir de 400 tubes -60% 2,77€ ttc



**Disponibilité**

- Roth 18
- Roth 22



## MICRO TUBE pour molaire en éruption

Pour un contrôle précoce

Spécialement conçu pour la deuxième molaire partiellement incluse, parfait pour le collage au niveau de la cuspide mésiale.

- Collage fiable sur une molaire partiellement sortie
- Contrôle orthodontique plus précoce : axe, rotation, guidage de l'éruption
- Réduit les forces parasites avec un design compact et un slot plus bas
- Meilleure hygiène par rapport aux bagues
- Solution temporaire ou transitoire



### Disponibilité

- Roth 18
- Roth 22



Prix -50%  
Orthodeal

6,92€ ttc pièce

3,46€ ttc pièce

**PROMO**

A partir de  
400 tubes

-60%

2,77€ ttc

## TUBE auto ligaturant Beryl SL

La précision du Beryl pour les molaires

Passez au tube auto ligaturant au prix du tube classique.

Le tube auto ligaturant passif Beryl associe faible friction et contrôle biomécanique précis. Son système passif optimise le glissement de l'arc tout en assurant une stabilité fiable du fil dans le slot, favorisant des mouvements dentaires fluides et physiologiquement maîtrisés. La conception du clip garantit une activation simple, sécurisée et durable, réduisant les contraintes cliniques tout en améliorant le confort du patient.

- Une nouvelle base développée qui s'adapte sur toutes les molaires
- Le tube auto ligaturant Beryl facilite le placement de l'arc horizontalement grâce à sa porte glissière
- Conception unique du système de verrouillage, ouverture et fermeture très douces avec clic audible
- Torque et ancrage optimisés
- Insertion facile de l'arc
- Profil ultra-plat



Prix -50%  
Orthodeal

9,80€ ttc pièce

4,90€ ttc pièce

**PROMO**

A partir de  
400 tubes

-60%

3,92€ ttc



### Disponibilité

- Roth 18
- Roth 22

## TUBE convertible Mustang

- Ailettes biseautées qui minimisent les interférences occlusales
- Crochet
- Extension pour dé-convertir
- La base anatomique évite le basculement du tube
- Entrée mésiale conique facilitant l'insertion de l'arc



### Disponibilité

- Roth 18
- Roth 22



Prix -50%  
Orthodeal

6,92 € ttc pièce

3,46 € ttc pièce

PRIMO

A partir de  
400 tubes -60%

2,77 € ttc

Tubes à coller



## TUBE autoligaturant Onyx SL

### La version tube

Grâce à sa conception hybride, le tube auto ligaturant Onyx SL combine la même facilité d'engagement du fil qu'un tube convertible avec les **bénéfices biomécaniques du clip** offrant un mouvement dentaire avec du contrôle et moins de friction.

- Disponible en 0.022 Roth/MBT par paquet de 5 pc.
- Torque et distal offsets intégrés à la base du tube.
- Excellente rétention : Base « Big Foot » avec micro-picots assurant une rétention exceptionnelle.
- Insertion facilitée : Mise en place de l'arc aussi simple que sur un bracket.
- Polyvalence totale : Compatible avec les prescriptions MBT et Roth.
- Clip en Niti : Grande résistance et mémoire élastique.
- Praticité : Élimine la nécessité des ligatures.
- Rapidité et économie : Réduit le temps au fauteuil grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides du clip.



Prix -40%  
Orthodeal

6,65 € ttc pièce

3,99 € ttc pièce



### Disponibilité

- Roth 18
- Roth 22

## RÉFÉRENCES

| TUBES COBRA I                 | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE  | .018 SLOT   | .022 SLOT   |
|-------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|-------------|
| <b>1<sup>RE</sup> MOLAIRE</b> |            |        |        |       |             |             |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR    | BT18-16     | BT22-16     |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL    | BT18-26     | BT22-26     |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH       | -25°   | 4°     | LL    | BT18-36     | BT22-36     |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH       | -25°   | 4°     | LR    | BT18-46     | BT22-46     |
| SIMPLE TUBE                   | EDGEWISE   | 0°     | 0°     | UR/LL | BT1800UR/LL | BT2200UR/LL |
| SIMPLE TUBE                   | EDGEWISE   | 0°     | 0°     | UL/LR | BT1800UL/LR | BT2200UL/LR |
| DOUBLE TUBE                   | RICKETTS   | 0°     | 0°     | UR/LL | BT18RICK16  | *****       |
| DOUBLE TUBE                   | RICKETTS   | 0°     | 0°     | UL/LR | BT18RICK26  | *****       |

| TUBES COBRA I                  | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | .018 SLOT | .022 SLOT |
|--------------------------------|------------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| <b>2<sup>EME</sup> MOLAIRE</b> |            |        |        |      |           |           |
| SIMPLE TUBE                    | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR   | BT18-17   | BT22-17   |
| SIMPLE TUBE                    | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL   | BT18-27   | BT22-27   |
| SIMPLE TUBE                    | ROTH       | -25°   | 4°     | LL   | BT18-37   | BT22-37   |
| SIMPLE TUBE                    | ROTH       | -25°   | 4°     | LR   | BT18-47   | BT22-47   |

| TUBES COBRA II                       | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | .018 SLOT | .022 SLOT |
|--------------------------------------|------------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| <b>1<sup>RE</sup> MOLAIRE SIMPLE</b> |            |        |        |      |           |           |
| SIMPLE TUBE                          | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR   | NWBT18-16 | NWBT22-16 |
| SIMPLE TUBE                          | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL   | NWBT18-26 | NWBT22-26 |
| SIMPLE TUBE                          | ROTH       | -25°   | 4°     | LL   | NWBT18-36 | NWBT22-36 |
| SIMPLE TUBE                          | ROTH       | -25°   | 4°     | LR   | NWBT18-46 | NWBT22-46 |

| TUBES COBRA convertible       | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | .018 SLOT   | .022 SLOT   |
|-------------------------------|------------|--------|--------|------|-------------|-------------|
| <b>1<sup>RE</sup> MOLAIRE</b> |            |        |        |      |             |             |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR   | BTCONV18-16 | BTCONV22-16 |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL   | BTCONV18-26 | BTCONV22-26 |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH       | -25°   | 4°     | LL   | BTCONV18-36 | BTCONV22-36 |
| SIMPLE TUBE                   | ROTH       | -25°   | 4°     | LR   | BTCONV18-46 | BTCONV22-46 |

| MICRO TUBE Eruption | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | .018 SLOT | .022 SLOT |
|---------------------|------------|--------|--------|------|-----------|-----------|
| SIMPLE TUBE         | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR   | BTM1816   | BTM2216   |
| SIMPLE TUBE         | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL   | BTM1826   | BTM2226   |
| SIMPLE TUBE         | ROTH       | -25°   | 4°     | LL   | BTM1836   | BTM2236   |
| SIMPLE TUBE         | ROTH       | -25°   | 4°     | LR   | BTM1846   | BTM2246   |

| TUBE AUTO LIGATURANT BERYL | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | REF .022 SLOT |
|----------------------------|------------|--------|--------|------|---------------|
| SIMPLE TUBE                | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UR   | WPSLT2216     |
| SIMPLE TUBE                | ROTH / MBT | -14°   | 10°    | UL   | WPSLT2226     |
| SIMPLE TUBE                | ROTH       | -19    | 4°     | LL   | WPSLT2236     |
| SIMPLE TUBE                | ROTH       | -19    | 4°     | LR   | WPSLT2246     |

| TUBE AUTO LIGATURANT ONYX | RX         | TORQUE | OFFSET | SIDE | REF .022 SLOT |
|---------------------------|------------|--------|--------|------|---------------|
| SIMPLE TUBE               | ROTH / MBT | -10°   | 10°    | UR   | 2013211       |
| SIMPLE TUBE               | ROTH / MBT | -10°   | 10°    | UL   | 2013212       |
| SIMPLE TUBE               | ROTH       | -25°   | 4°     | LL   | 2013221       |
| SIMPLE TUBE               | ROTH       | -25°   | 4°     | LR   | 2013222       |





# Arcs

Conçus à partir d'alliages de haute précision, nos arcs orthodontiques incarnent un standard d'excellence en biomécanique.



# LES Arcs

Les meilleurs arcs, au meilleur prix

Conçus à partir d'alliages de haute précision, nos arcs orthodontiques incarnent un standard d'excellence en biomécanique. Leur dimension, leur mémoire élastique contrôlée et la stabilité des forces délivrées garantissent une performance clinique constante. Soumis à des protocoles de fabrication rigoureux, ils offrent au praticien fiabilité, précision et sérénité à chaque étape du traitement.



## PROMO

SINGLE PACK \*  
4 FORMES

**-50%**

\* Single pack de 10 arcs

Arcs



### SECTIONS D'ARCS DISPONIBLES

#### ROND

.012 / .014 / .016 / .018 / .020

#### CARRÉ - RECTANGULAIRE

• 14x25 • 16x16 • 16x22 • 16x25  
• 17x25 • 18x18 • 18x25 • 19x25  
• 20x20 • 21x25

Sur demande, d'autres sections  
sont disponibles :

• Arcs pré-stoppés + 5€ la boîte de 10

## ARCS NITI

• Disponibles en trois formes : 2, 9, 10  
par boîte de 10 en single pack

Les arcs NiTi Orthodeal concentrent le meilleur de la technologie nickel-titane. Leur super élasticité délivre des forces légères, continues et parfaitement maîtrisées pour des mouvements rapides, précis et confortables. Leur constance mécanique garantit au praticien performance et sécurité clinique.



• Rond

**Prix -50%  
Orthodeal**

**28,66€ ttc boîte**

**14,33€ ttc boîte**

• Rectangulaire

**Prix -50%  
Orthodeal**

**33,42€ ttc boîte**

**16,71€ ttc boîte**

## ARCS THERMIQUES

• Disponibles en trois formes : 2, 9, 10  
par boîte de 10 en single pack

Les arcs thermiques Orthodeal à mémoire de forme incarnent une technologie avancée au service de la performance clinique. Leur activation thermique intelligente, basée sur la transition martensitique-austénitique, permet une insertion facilitée puis la délivrance de forces continues, douces et parfaitement contrôlées à température buccale. Le résultat : des mouvements efficaces, prévisibles et un confort optimal pour le patient, avec une fiabilité mécanique conçue pour les exigences des traitements modernes.



• Rond

**Prix -50%  
Orthodeal**

**40,56€ ttc boîte**

**20,28€ ttc boîte**

• Rectangulaire

**Prix -50%  
Orthodeal**

**45,32€ ttc boîte**

**22,66€ ttc boîte**

## ARCS BIO MULTIFORCE

- Disponibles en trois formes : 2, 9, 10 par boîte de 10 en single pack
- En sections : carré et rectangulaire
- Forme 9 pour auto ligaturant avec stop + 5 € la boîte

Les arcs thermiques Bio Multiforce Orthodeal répartissent les forces de manière progressive pour respecter la biomécanique naturelle de l'arcade : forces douces sur l'antérieur pour un alignement confortable, puis augmentation contrôlée vers les secteurs postérieurs pour un ancrage efficace. La rigidité renforcée sur les zones latérales améliore le glissement de l'arc et la transmission des forces. Résultat : une dynamique de traitement fluide, prévisible et confortable dès les premières activations.




Prix -50%  
**Orthodeal**

76,39€ ttc boîte

**38,19€ ttc boîte**


- 80 à 120g sur les incisives  
La zone antérieure présente une force légère.
- 100 à 160g sur les canines  
Légèrement plus importante sur les canines pour intensifier la force
- 180 à 250g sur les prémolaires pour faciliter les glissements
- 250 à 300g sur les molaires



## COPPER ALLOY THERMIQUE

- Disponibles en forme : 9 Upper par boîte de 10 en single pack

Les arcs Copper Alloy Orthodeal sont des arcs à mémoire de forme enrichis de 6 % de cuivre. Cette composition optimise la réponse thermique de l'alliage afin de délivrer des forces continues, précises et physiologiquement adaptées. Elle favorise des mouvements dentaires fluides, un contrôle clinique optimal et un confort renforcé pour le patient. Une solution conçue pour allier performance, stabilité et fiabilité tout au long du traitement.



Prix -50%  
**Orthodeal**

64,24€ ttc boîte

**32,12 € ttc boîte**

- Force plus faible à température ambiante pour un engagement plus facile du fil.
- Propriétés thermiques améliorées par l'ajout de cuivre de 35 degrés.
- Plus résistant à la déformation permanente.
- Caractéristique unique d'élasticité
- fournissant une force continue, même à de très petites déflexions.
- Réduction de la fréquence des changements de fils et le temps de rendez-vous.
- Meilleurs résultats lors de l'utilisation de bracket auto ligaturant passif.
- Disponible en forme Damon® sup.

## ARCS TMA®

- Disponibles en trois formes : 2, 9, 10 par boîte de 10 en single pack

Les arcs TMA Orthodeal, en alliage titane-molybdène, offrent une large plage de travail et un contrôle biomécanique précis. Leur formabilité supérieure permet des ajustements cliniques fiables sans altération des propriétés mécaniques. Ils délivrent des forces progressives et stables, particulièrement adaptées aux phases de finition et au contrôle tridimensionnel.



- Rectangulaire

Prix -50%  
**Orthodeal**


83,50€ ttc boîte

**41,75€ ttc boîte**

## ARCS ACIER

- Disponibles forme 10  
par boîte de 25 en single pack
- Sections de 0.12 au 0.21 X 0.25 (Sup et inf)

Fabriqués en acier inoxydable médical haute performance et usinés avec une précision dimensionnelle stricte, les arcs acier Orthodeal sont dédiés aux phases de finition orthodontique. Leur rigidité mécanique élevée permet un contrôle tridimensionnel précis, une expression optimale du torque et une stabilité durable des réglages. La finition de surface polie réduit les coefficients de friction et favorise un glissement contrôlé dans le système. Le repérage du centre est identifié par trois marquages pour le maxillaire et un pour la mandibulaire.



Prix -20%  
**Orthodeal**

17,28€ ttc boîte

13,82€ ttc boîte

## ARCS NITI ESTHÉTIQUE

Précision Confort et Discrétion

- Disponibles en forme 10  
par boîte de 10 en single pack

Les arcs NiTi esthétiques Orthodeal conjuguent excellence biomécanique et intégration visuelle discrète. Leur alliage nickel-titane super élastique délivre des forces continues, précises et physiologiquement optimisées pour un contrôle clinique fiable. Le revêtement esthétique résiste à l'usure et aux variations de teinte et préserve durablement les performances mécaniques de l'arc. Une solution pensée pour offrir efficacité, stabilité et élégance tout au long du traitement.



- Rond et Rectangulaire

Prix -50%  
**Orthodeal**

93,40€ ttc boîte

46,70€ ttc boîte

## ARCS NITI COURBE DE SPEE

- Section 0.16 Au 0.19 X 0.25 (Sup et inf)  
par boîte de 10 en single pack



Prix -20%  
**Orthodeal**


43,50€ ttc boîte

34,80€ ttc boîte

## ARCS NITI PRÉ-TORQUÉ

- Disponibles en forme 10 par boîte de 10 en single pack

- 20 degrés de torque appliqués de latérale à latérale
- Contrôle précoce du torque
- 34 ou 38 mm en 19x25
- Entre 5 et 10 semaines de traitement pour l'optimisation du torque



Notre stock à votre disposition


Prix -35%  
**Orthodeal**

97,90€ ttc la boîte

**63,33€ ttc la boîte de 10**

## FORMES DISPONIBLES

- Formes 2, 9 et 10 par boîte de 10 en single pack



\* Marque Damon  
déposée par ORMCO



## RÉFÉRENCES

| ARCS NITI |          |          | FORMES    |           |          |          |
|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| TAILLE    | F2 SUP   | F2 INF   | F10 SUP   | F10 INF   | F9 SUP   | F9 INF   |
| .012      | NI012U2  | NI012L2  | NI012U10  | NI012L10  | NI012U9  | NI012L9  |
| .014      | NI014U2  | NI014L2  | NI014U10  | NI014L10  | NI014U9  | NI014L9  |
| .016      | NI016U2  | NI016L2  | NI016U10  | NI016L10  | NI016U9  | NI016L9  |
| .018      | NI018U2  | NI018L2  | NI018U10  | NI018L10  | NI018U9  | NI018L9  |
| .020      | NI020U2  | NI020L2  | NI020U10  | NI020L10  | NI020U9  | NI020L9  |
| .014x.025 | NI1425U2 | NI1425L2 | NI1425U10 | NI1425L10 | NI1425U9 | NI1425L9 |
| .016x.016 | NI1616U2 | NI1616L2 | NI1616U10 | NI1616L10 | NI1616U9 | NI1616L9 |
| .016x.022 | NI1622U2 | NI1622L2 | NI1622U10 | NI1622L10 | NI1622U9 | NI1622L9 |
| .016x.025 | NI1625U2 | NI1625L2 | NI1625U10 | NI1625L10 | NI1625U9 | NI1625L9 |
| .017x.025 | NI1725U2 | NI1725L2 | NI1725U10 | NI1725L10 | NI1725U9 | NI1725L9 |
| .018x.018 | NI1818U2 | NI1818L2 | NI1818U10 | NI1818L10 | NI1818U9 | NI1818L9 |
| .018x.025 | NI1825U2 | NI1825L2 | NI1825U10 | NI1825L10 | NI1825U9 | NI1825L9 |
| .019x.025 | NI1925U2 | NI1925L2 | NI1925U10 | NI1925L10 | NI1925U9 | NI1925L9 |
| .020x.020 | NI2020U2 | NI2020L2 | NI2020U10 | NI2020L10 | NI2020U9 | NI2020L9 |
| .021x.025 | NI2125U2 | NI2125L2 | NI2125U10 | NI2125L10 | NI2125U9 | NI2125L9 |

| ARCS THERMIQUES |          |          | FORMES    |           |          |          |
|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Taille          | F2 SUP   | F2 INF   | F10 SUP   | F10 INF   | F9 SUP   | F9 INF   |
| .012            | TH012U2  | TH012L2  | TH012U10  | TH012L10  | TH012U9  | TH012L9  |
| .014            | TH014U2  | TH014L2  | TH014U10  | TH014L10  | TH014U9  | TH014L9  |
| .016            | TH016U2  | TH016L2  | TH016U10  | TH016L10  | TH016U9  | TH016L9  |
| .018            | TH018U2  | TH018L2  | TH018U10  | TH018L10  | TH018U9  | TH018L9  |
| .020            | TH020U2  | TH020L2  | TH020U10  | TH020L10  | TH020U9  | TH020L9  |
| .014x.025       | TH1425U2 | TH1425L2 | TH1425U10 | TH1425L10 | TH1425U9 | TH1425L9 |
| .016x.016       | TH1616U2 | TH1616L2 | TH1616U10 | TH1616L10 | TH1616U9 | TH1616L9 |
| .016x.022       | TH1622U2 | TH1622L2 | TH1622U10 | TH1622L10 | TH1622U9 | TH1622L9 |
| .016x.025       | TH1625U2 | TH1625L2 | TH1625U10 | TH1625L10 | TH1625U9 | TH1625L9 |
| .017x.025       | TH1725U2 | TH1725L2 | TH1725U10 | TH1725L10 | TH1725U9 | TH1725L9 |
| .018x.018       | TH1818U2 | TH1818L2 | TH1818U10 | TH1818L10 | TH1818U9 | TH1818L9 |
| .018x.025       | TH1825U2 | TH1825L2 | TH1825U10 | TH1825L10 | TH1825U9 | TH1825L9 |
| .019x.025       | TH1925U2 | TH1925L2 | TH1925U10 | TH1925L10 | TH1925U9 | TH1925L9 |

| ARCS BIOMULTIFORCE |           |           | FORMES     |            |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Taille             | F2 SUP    | F2 INF    | F10 SUP    | F10 INF    | F9 SUP    | F9 INF    |
| <b>.014x.025</b>   | BIO1425U2 | BIO1425L2 | BIO1425U10 | BIO1425L10 | BIO1425U9 | BIO1425L9 |
| <b>.016x.016</b>   | BIO1616U2 | BIO1616L2 | BIO1616U10 | BIO1616L10 | BIO1616U9 | BIO1616L9 |
| <b>.016x.022</b>   | BIO1622U2 | BIO1622L2 | BIO1622U10 | BIO1622L10 | BIO1622U9 | BIO1622L9 |
| <b>.016x.025</b>   | BIO1625U2 | BIO1625L2 | BIO1625U10 | BIO1625L10 | BIO1625U9 | BIO1625L9 |
| <b>.017x.025</b>   | BIO1725U2 | BIO1725L2 | BIO1725U10 | BIO1725L10 | BIO1725U9 | BIO1725L9 |
| <b>.018x.018</b>   | BIO1818U2 | BIO1818L2 | BIO1818U10 | BIO1818L10 | BIO1818U9 | BIO1818L9 |
| <b>.018x.025</b>   | BIO1825U2 | BIO1825L2 | BIO1825U10 | BIO1825L10 | BIO1825U9 | BIO1825L9 |
| <b>.019x.025</b>   | BIO1925U2 | BIO1925L2 | BIO1925U10 | BIO1925L10 | BIO1925U9 | BIO1925L9 |
| <b>.020x.020</b>   | BIO2020U2 | BIO2020L2 | BIO2020U10 | BIO2020L10 | BIO2020U9 | BIO2020L9 |

| ARCS TMA         |          |          |           |           |          |          |
|------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| TAILLE           | F2 SUP   | F2 INF   | F10 SUP   | F10 INF   | F9 SUP   | F9 INF   |
| <b>.014x.025</b> | TM1425U2 | TM1425L2 | TM1425U10 | TM1425L10 | TM1425U9 | TM1425L9 |
| <b>.016x.016</b> | TM1616U2 | TM1616L2 | TM1616U10 | TM1616L10 | TM1616U9 | TM1616L9 |
| <b>.016x.022</b> | TM1622U2 | TM1622L2 | TM1622U10 | TM1622L10 | TM1622U9 | TM1622L9 |
| <b>.016x.025</b> | TM1625U2 | TM1625L2 | TM1625U10 | TM1625L10 | TM1625U9 | TM1625L9 |
| <b>.017x.025</b> | TM1725U2 | TM1725L2 | TM1725U10 | TM1725L10 | TM1725U9 | TM1725L9 |
| <b>.018x.018</b> | TM1818U2 | TM1818L2 | TM1818U10 | TM1818L10 | TM1818U9 | TM1818L9 |
| <b>.018x.025</b> | TM1825U2 | TM1825L2 | TM1825U10 | TM1825L10 | TM1825U9 | TM1825L9 |
| <b>.019x.025</b> | TM1925U2 | TM1925L2 | TM1925U10 | TM1925L10 | TM1925U9 | TM1925L9 |
| <b>.020x.020</b> | TM2020U2 | TM2020L2 | TM2020U10 | TM2020L10 | TM2020U9 | TM2020L9 |
| <b>.021x.025</b> | TM2125U2 | TM2125L2 | TM2125U10 | TM2125L10 | TM2125U9 | TM2125L9 |

## ARCS NITI COURBE DE SPEE

| TAILLE             | SUP        | INF        | QUANTITÉ |
|--------------------|------------|------------|----------|
| <b>0.014</b>       | NIRCS014U  | NIRCS014L  | 10       |
| <b>0.016</b>       | NIRCS016U  | NIRCS016L  | 10       |
| <b>0.018</b>       | NIRCS018U  | NIRCS018U  | 10       |
| <b>0.020</b>       | NIRCS020U  | NIRCS020L  | 10       |
| <b>0.016X0.016</b> | NIRCS1616U | NIRCS1616L | 10       |
| <b>0.016X0.022</b> | NIRCS1622U | NIRCS1622L | 10       |
| <b>0.017X0.025</b> | NIRCS1725U | NIRCS1725L | 10       |
| <b>0.018X0.025</b> | NIRCS1825U | NIRCS1825L | 10       |

## ARCS ACIER


| TAILLE      | SUP       | INF       | QUANTITÉ |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| <b>12</b>   | 10SS012U  | 10SS012L  | 25       |
| <b>14</b>   | 10SS014U  | 10SS014L  | 25       |
| <b>16</b>   | 10SS016U  | 10SS016L  | 25       |
| <b>18</b>   | 10SS018U  | 10SS018L  | 25       |
| <b>20</b>   | 10SS020U  | 10SS020L  | 25       |
| <b>1616</b> | 10SS1616U | 10SS1616L | 25       |
| <b>1622</b> | 10SS1622U | 10SS1622L | 25       |
| <b>1725</b> | 10SS1725U | 10SS1725L | 25       |
| <b>1825</b> | 10SS1825U | 10SS1825L | 25       |
| <b>1925</b> | 10SS1925U | 10SS1925L | 25       |

## ARCS COPPER ALLOY THERMIQUE

| TAILLE             | SUP        |
|--------------------|------------|
| <b>0,13</b>        | CU091301   |
| <b>0,14</b>        | CU091401   |
| <b>0,16</b>        | CU091601   |
| <b>0,014x0,025</b> | CU09142501 |
| <b>0,016x0,022</b> | CU09162201 |
| <b>0,016x0,025</b> | CU09162501 |
| <b>0,018x0,025</b> | CU09182501 |

## ARCS NITI PRÉ-TORQUE

| TAILLE           |           |                   |
|------------------|-----------|-------------------|
| <b>.019x.025</b> | 1925-34mm | FTSE-R-1925-U1034 |
| <b>.019x.025</b> | 1925-38mm | FTSE-R-1925-U1038 |



# Bagues



N'ATTENDEZ PLUS VOS BAGUES



**LIVRAISON 48H**

- Simple tube conv
- Fourreau ou cleat

# BAGUES présoudées Orthodeal

Les bagues Orthodeal sont fabriquées à partir d'un alliage qui a été choisi pour sa rigidité et son élasticité.

Une pose et un ajustage sur les molaires très précis et sans déformation, le choix de cette bague sera pour vous un gage de confort d'utilisation.

- Forme anatomique
- Ajustement précis avec 32 tailles
- Marquage laser pour une identification permanente
- Micro sablage procurant une meilleure rétention
- Présoudage classique avec une gorge parallèle au bord occlusal de la bague
- Vendu par 5 bagues par taille

**Prix -50%  
Orthodeal**

**9,80€ ttc pièce**

**4,90€ ttc pièce**



**Disponibilité**

- Roth 18 et 22 simple tube convertible
- Ricketts 18 double tube

## 1 BAGUE AU CHOIX = 1 PRIX UNIQUE

En effet, Orthodeal vous propose de composer vous-même votre bague :

Choisissez cleat ou fourreau = vous les recevrez en 48h00



**Exemple :** Bague nue + Simple tube  
Fourreau ou Cleat

**Tailles 1<sup>ère</sup> molaire**

Tailles les moins usuelles

Tailles les plus usuelles

Tailles les moins usuelles

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|







# Auxiliaires



# LES RESSORTS à torquer

Sert à appliquer un torque individuel sur une dent antérieure.

Le ressort glisse sur l'arc et se place de part et d'autre du bracket de l'incisive à torquer. L'insertion de l'arc dans le bracket active les ressorts par simple appui de la boucle sur la dent. Il existe plusieurs tailles étudiées, chacune pour une dimension d'arc précise.



## • Arc 16x22 Paquet de 10

Small : Ref IA231622S

Medium : Ref IA231622M

Large : Ref IA231622L

## • Arc 18X25 Paquet de 10

Medium : Ref IA231825M

Medium : Ref IA231825M

Large : Ref IA231825L

## • Arc 19X25 Paquet de 10

Small : Ref IA231925S

Medium : Ref IA231925M

Large : Ref IA231925L

**Prix -50%**

**Orthodeal**

**70€ ttc**

**35€ ttc**

Paquet de 10

## CROCHETS UNIVERSELS

### • Paquet de 5

Ref : 30.40.010



Si vous souhaitez régler la hauteur, retirez les crochets en faisant une flexion aux points indiqués et bloquez. Vous pouvez appliquer la résine flow à l'extrémité, pour le confort du patient.

**Prix -50%**  
**Orthodeal**

**38€ ttc**

**19€ ttc**

Paquet de 5

## QUADHELIX

### • vendu par 3

Ref taille 1 : QH1

Ref taille 2 : QH2

Ref taille 3 : QH3

**Prix -40%**  
**Orthodeal**

**15€ ttc**

**8,99€ ttc**

L'unité/pc



## CROCHETS à sertir

### • Paquet de 10

Ref : 30-40-009



**Prix -50%**  
**Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

## CROCHETS à sertir courbes

### • Paquet de 10

Droit et gauche

Ref Droit : 30-40-003

Ref Gauche : 30-40-004



**Prix -50%**  
**Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

## CROCHETS à coulisser

### • Paquet de 10

Du .016x .022 au .021x .025

Ref : IA05-105



**Prix -50%**  
**Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10



### CROCHETS LONGS à sertir

• Paquet de 10  
Ref : 30-40-005



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON À COLLER multi-crochet bi-directionnel

• Paquet de 10  
Ref : IA 04 303



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON À COLLER

• Paquet de 10  
Ref : 906-000



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON À COLLER œillet articulé croisé

• Paquet de 10  
Ref : IA 17001



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON À COLLER base ronde et perforée

• Paquet de 10  
Ref : IA04-081



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON TRACTION avec boucle

• Paquet de 10  
Ref : IA 17 201



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON À COLLER Cleat

• Paquet de 10  
Ref : IA10051



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON en céramique avec crochet

• Paquet de 10  
Ref : IA04901



**Prix -50%  
Orthodeal**

38€ ttc pièce

**19€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON en céramique

• Paquet de 10  
Ref : ALB 03



**Prix -50%  
Orthodeal**

38,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON à coller base elliptique

• Paquet de 10  
Ref : IA04 603



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### BOUTON à coller small

• Paquet de 10 - hauteur 0,7mm  
Ref : IA04 051



**Prix -50%  
Orthodeal**

35,80€ ttc

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### DEMI - BOUTON A COLLER avec crochet - Base perforée

• Paquet de 10  
Ref : IA04 082M



**Prix -50%  
Orthodeal**

47,59€ ttc

**23,79€ ttc**

Paquet de 10

### CHAINETTE de traction or

- Paquet de 2
- Ref : ALBC 02



**Prix -50%  
Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### COIL SPRING ressort fermé

- Paquet de 10



3 tailles : medium force  
6 mm : Ref : NTCS-06  
9 mm : Ref : NTCS-09  
12 mm : Ref : NTCS-12

**Prix -50%  
Orthodeal**

**47,59€ ttc**

**23,79€ ttc**

Paquet de 10

### TUBE CROISÉ

- Paquet de 10

Ref : 30 40 006

Un accessoire précieux dans les traitements orthodontiques, offrant une grande liberté de positionnement sur différents points d'ancrage.



**Prix -50%  
Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### STOP À SERTIR sur barrette

- Paquet de 10
- Ref : 30-40-008



**Prix -50%  
Orthodeal**

**38€ ttc**

**19€ ttc**

Paquet de 10

### STOPS pour Arc rond

- Paquet de 10
- Ref : 30-40-020



**Prix -50%  
Orthodeal**

**35,80€ ttc**

**17,90€ ttc**

Paquet de 10

### PIQUE langue

- Paquet de 10
- Ref : IA12-002

Pour le contrôle des mauvaises habitudes de la langue ou pour empêcher de sucer son pouce



**Prix -50%  
Orthodeal**

**37,62€ ttc**

**18,80€ ttc**

Paquet de 10

### RESSORT NITI fermé en bobine

- 0.010X 0.030 – 53 CM
- Ref : CS1030021



**Prix -35%  
Orthodeal**

**44,66€ ttc pièce**

**29,03€ ttc pièce**

### RESSORT NITI ouvert en bobine

- 0.010x 0.030 – 53 cm
- Ref : OS103021




**Prix -35%  
Orthodeal**

**44,66€ ttc pièce**

**29,03€ ttc pièce**

### RESSORT à distaler les molaires

- 3 longueurs de 18 cm
- Ref : 35-200-72



- Facile à utiliser sur n'importe quel arc (toutes tailles), il exercera une force douce et constante (150 gr).
- Il se coupe facilement (bord plat, spire fermée), il suffira ensuite de le compresser entre les brackets.

**Prix -40%  
Orthodeal**

**69,14€ ttc pièce**

**41,49€ ttc pièce**

### RESSORT NITI ouvert

- 3 longueurs de 18 cm
- Ref : 35-200-62



**Prix -40%  
Orthodeal**

**63,80€ ttc pièce**

**38,28€ ttc pièce**







# Ligatures Élastomères





# LES LIGATURES élastomères

Passez à la couleur



## LIGATURES mix couleurs pastel

• 1040 pièces  
Ref : ELN00B



Prix -25%  
Orthodeal

24,20€ ttc

18,15€ ttc boîte

**PROMO**

10 ACHETÉS  
+5 OFFERTS  
la boîte de 1040

16,33€ ttc

## LIGATURES mix couleurs métal

• 1040 pièces  
Ref : ELN00A



## LIGATURES Oring argent

• 1040 pièces  
Ref : EBLN06

## LIGATURES Oring transparente

• 1040 pièces  
Ref : EBLN027

## LIGATURES Oring nacre

• 1040 pièces  
Ref : EBL40



## LIGATURES argent

• 1040 pièces  
Ref : ELN06

## LIGATURES transparent

• 1040 pièces  
Ref : ELN27



## BOBINE tube protection

Prix -20%  
Orthodeal

15,65€ ttc pièce

12,52€ ttc pièce



### BOBINE TUBE PROTECTION

| RÉFÉRENCE | TUBE         |
|-----------|--------------|
| 600 54 00 | 0,75mm Clear |
| 600 54 01 | 0,75mm Grey  |
| 600 54 10 | 0,95mm Clear |
| 600 54 11 | 0,95mm Grey  |

# LIGATURES ET CHAINETTE

## Blue Pearl



Un effet holographique qui reflète plusieurs couleurs en fonction de l'incidence de la lumière, cela aide à minorer l'altération de l'élastomère et son changement de couleur avec les aliments et autres substances.




Additif anti microbien intégré, amplement utilisé dans la santé, évitant ainsi le développement et les fixations des bactéries et fongicides, pas d'odeur en bouche.



Mémoire de forme, une qualité supérieure apportant de la résistance à l'élastomère par un traitement thermique.



Très bon rendu esthétique sur la céramique et le métal.



**Prix -15%**  
**Orthodeal**

**17,10€ ttc pièce**

**14,59€ ttc pièce**

- Chainette short Pearl Blue -1,5m

Ref : 6005101

- 1 Chainette medium Pearl Blue -1,5m

Ref : 600520

- Chainette long Pearl Blue -1,5m

Ref : 6005301

- Ligatures Pearl Blue x 500 unités

Ref : 6006010

## CALES de rotation

- Cales de rotation gris x 100 unités

Ref : 6007101

- Cales de rotation clair x 100 unités

Ref : 6007100

Prix -30%  
**Orthodeal**

19,80€ ttc pièce

13,86€ ttc pièce



## SÉPARATEURS

Pour vous permettre de poser  
vos bagues facilement et  
confortablement

- Séparateur en S


15x80 - 1200 unités

Ref : ESS01

Prix -30%  
**Orthodeal**

26,40€ ttc pièce

18,48€ ttc pièce



## CHAINETTES

- Argent et Crystal

bobine de 4,5 mètres


Elastic Chains • Short



Elastic Chains • Medium



Elastic Chains • Long



Prix -30%  
**Orthodeal**

24,53€ ttc pièce

17,17€ ttc pièce



| CHAINETTES | SHORT | MEDIUM | LONG  |
|------------|-------|--------|-------|
| ARGENT     | ECC06 | ECS06  | ECL06 |
| CRYSTAL    | ECC27 | ECS27  | ECL27 |

# ÉLASTIQUES Orthodeal

- 50 sachets de 100 élastiques, soit 5000/boîte
- Sachets d'élastiques présentés dans des boîtes distributrices avec un design exclusif
- Chaque sachet contient un crochet pour la mise en place des élastiques en bouche
- Une identification facile, un sport pour chaque force avec le diamètre correspondant, ce qui facilitera la mémorisation pour le patient



## SUPPORT boîte élastiques



Prix -20% **Orthodeal** 49,50€ ttc  
39,60€ ttc boîte

**PRIMO**

A partir de  
5 boîtes

**34,65€ ttc**

Prix -20% **Orthodeal** 99€ ttc pièce  
79,20€ ttc pièce

| Taille/ Force | (3,2 mm) 1/8                                                                                   | (4,8mm) 3/16                                                                                       | (6,14 mm) 1/4                                                                                      | (7,9 mm) 5/16                                                                                        | (9,5 mm) 3/8                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3,5 OZ</b> | KARATE<br>  | VOLLEY BALL<br> | SKATE BOARD<br> | GOLF<br>        | TIR À L'ARC<br> |
| Réf.          | 06kar                                                                                          | 06vol                                                                                              | 06ska                                                                                              | 06gol                                                                                                | 06tir                                                                                                |
| <b>5 OZ</b>   | BASKET<br>  | FOOTBALL<br>    | VTT<br>         | PING PONG<br>   | TENNIS<br>      |
| Réf.          | 06bas                                                                                          | 06foo                                                                                              | 06vtt                                                                                              | 06pin                                                                                                | 06ten                                                                                                |
| <b>6,5 OZ</b> | KUNG FU<br> | BASE BALL<br>   | JOGGING<br>     | GYMNASTIQUE<br> | KARTING<br>     |
| Réf.          | 06kun                                                                                          | 06base                                                                                             | 06jog                                                                                              | 06gym                                                                                                | 06kart                                                                                               |

# LIGATURES Métal

## LIGATURES performées



Prix -20%  
**Orthodeal**

32,28€ ttc pièce

**25,83€ ttc pièce**

Métal

Prix -20%  
**Orthodeal**

66€ ttc pièce

**52,80€ ttc pièce**

Dent

### LIGATURES PERFORMÉES

| RÉFÉRENCES | COULEUR | TAILLE | QUANTITÉ |
|------------|---------|--------|----------|
| LT090      | Métal   | 0.010  | 1000     |
| ESTHL010   | Dent    | 0.010  | 100      |

## LIGATURES performées courtes



Prix -20%  
**Orthodeal**

40,04€ ttc pièce

**32,03€ ttc pièce**

Métal

Prix -20%  
**Orthodeal**

71,50€ ttc pièce

**57,20€ ttc pièce**

Dent

### LIGATURES PERFORMÉES COURTES

| RÉFÉRENCES | COULEUR | TAILLE | QUANTITÉ |
|------------|---------|--------|----------|
| LC010-1000 | Métal   | 0.010  | 1000     |
| ESTHC010   | Dent    | 0.010  | 100      |

## KOBAYASHI long



### KOBAYASHI LONG

| RÉFÉRENCES | COULEUR | TAILLE | QUANTITÉ |
|------------|---------|--------|----------|
| KOBL012    | Métal   | 0.012  | 100      |
| KOBL014    | Métal   | 0.014  | 100      |

Prix -20%  
**Orthodeal**

31,62€ ttc pièce

**25,30€ ttc pièce**

Métal

## KOBAYASHI court



### KOBAYASHI COURT

| RÉFÉRENCES | COULEUR | TAILLE | QUANTITÉ |
|------------|---------|--------|----------|
| KOBC012    | Métal   | 0.012  | 100      |
| SK14       | Métal   | 0.014  | 100      |

Prix -20%  
**Orthodeal**

46,09€ ttc pièce

**36,87€ ttc pièce**

Métal





N°1  
MONDIAL

# Éducation fonctionnelle Myobrace®

Orthodeal est le distributeur exclusif  
de Myofunctional Research MYOBRACE  
Le n°1 mondial en éducation  
fonctionnelle.



# ÉDUCATION FONCTIONNELLE Myobrace®


## L'orthodontie fonctionnelle

Une approche clinique reconnue internationalement, alliant traitement étiologique, efficacité thérapeutique et programmes de formation structurés.

Le leadership mondial de l'orthodontie fonctionnelle disponible en exclusivité chez Orthodeal.

Correction de la respiration et des habitudes, intégrée au développement de la voûte palatine et à l'alignement dentaire pour les enfants, les adolescents et les adultes.

*La technologie la plus avancée en matière d'appareils thermomoulés.*



Traitement de toutes les malocclusions en privilégiant la respiration et la correction myofonctionnelle afin d'optimiser le développement de l'arcade dentaire et l'alignement des dents.

## PRIMO

|                         |      |                             |      |
|-------------------------|------|-----------------------------|------|
| DE 5 à 10<br>APPAREILS  | -10% | DE 11 à 30<br>APPAREILS     | -20% |
| DE 31 à 50<br>APPAREILS | -30% | À PARTIR DE 50<br>APPAREILS | -35% |

# MYOBRACE® for Juniors


## Dentition lactéale

3-6 ans

**Myobrace® for Juniors** (pour les juniors) propose un traitement de la dentition lactéale afin de poser les bases d'une bonne occlusion dentaire et d'un bon développement cranio-facial grâce à une correction précoce de la respiration buccale et des mauvaises habitudes myofonctionnelles.

### Indications :

- Bécasse
- Articulé croisé antérieur et postérieur
- Arcade étroite
- Problèmes respiratoires et myofonctionnels précoces



### ÉTAPE 1

#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une  
respiration nasale

4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 2

#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position  
correcte de la langue

4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 3

#### ALIGNEMENT DES ARCADES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale  
et une déglutition correctes

4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



# MYOBACE® for Kids


Dentition mixte  
6-10 ans

**Myobrace® for Kids** (pour les enfants) est la gamme d'appareils la plus utilisée. Celle-ci optimise le développement cranio-facial et aligne les dents antérieures qui font éruption en corrigeant la respiration buccale et les habitudes myofonctionnelles, tandis que l'incorporation du *Dynamicore™* favorise le développement de l'arcade maxillaire.

Utiliser *Myolay™* pour de meilleurs résultats.

## Indications :

- Encombrement des incisives
- Classe II (divisions 1 et 2)
- Bécance et supraclusion
- Arcade étroite et articulé croisé postérieur



## MYOBACE® K0

Pour établir des voies aériennes fonctionnelles



## ÉTAPE 1

### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale

4-6 mois



Disponible en trois tailles  
Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



## ÉTAPE 2

### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue

4-6 mois



Disponible en trois tailles  
Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



## ÉTAPE 3


### ALIGNEMENT DES ARCADES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes

4-6 mois



Disponible en trois tailles  
Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)





# MYOBRACE® for Teens

Développer la dentition définitive  
10–15 ans

**Myobrace® for Teens** (pour les adolescents) est le traitement orthodontique myofonctionnel destiné aux patients de la tranche d'âge orthodontique conventionnelle. Il permet d'aligner les dents, d'optimiser le développement facial et de guider l'éruption des dents, produisant des résultats qui peuvent rivaliser avec les appareils dentaires et les aligneurs.

Utiliser le *The Farrell Bent Wire System™* (BWS) pour de meilleurs résultats.



## Indications :

- Encombrement des incisives
- Classe II (divisions 1 et 2)
- Béance et supraclusion
- Arcade étroite et articulé croisé postérieur



### ÉTAPE 1

#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale  
4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large


Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 1

#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une respiration nasale et une forme d'arcade correcte



Disponible en taille médium

Vue supérieure sur typodont (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 2

#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position de la langue, une posture labiale et une déglutition correctes  
4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 3

#### ALIGNEMENT DENTAIRE

Alignement dentaire une fois que les habitudes et la coopération sont bonnes  
4-6 mois



Disponible en sept tailles


Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 4

#### CONTENTION

Maintenir l'alignement dentaire et la correction des habitudes  
4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)





# MYOBRACE®

## Interceptive Class III

Dentition mixte

5-15 ans

Le Myobrace® Interceptive Class III (classe III interceptive) est conçu pour traiter la classe III au début de la dentition mixte, ce qui correspond à la période optimale où il est possible de corriger les habitudes afin de favoriser le développement médio-facial et normaliser la relation dento-squelettique. Le groupe d'appareils peut être utilisé dans la tranche d'âges des 5 - 12 ans, mais les meilleurs résultats sont obtenus dans la tranche d'âges des 5 - 8 ans.

### Indications :

- Malocclusion de Classe III



i-3<sup>N</sup>

### ÉTAPE 1

#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale  
4-6 mois



Disponible en trois tailles  
Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



i-3<sup>®</sup>

### ÉTAPE 1

#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue  
4-6 mois



Disponible en trois tailles  
Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



i-3<sup>H</sup>

### ÉTAPE 2

#### ALIGNEMENT DES ARCADES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes



Disponible en taille médium  
Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



# MYOBRACE® PERMANENT Dentition Class III

## Dentition définitive

10 ans +

Il est difficile de corriger une malocclusion de classe III en dentition définitive, mais privilégiée par les médecins qui se concentrent sur le développement maxillaire et la correction de l'articulé croisé avec un traitement de la respiration et de la position de la langue. Les alternatives chirurgicales pour traiter la classe III sont invasives, aux résultats imprévisibles et sujettes à des récives, ce qui les rend inacceptables pour de nombreux patients et médecins.

Le Myobrace® Permanent Dentition Class III (dentition définitive de classe III) propose un traitement non invasif pour les patients avec une classe III en dentition définitive qui n'ont pas pu bénéficier du traitement Myobrace® Interceptive Class III pendant leur enfance.



**ÉTAPE 1**  
**CORRECTION**  
**DES HABITUDES**  
Établir une  
respiration nasale  
4-6 mois



Disponible en taille médium  
Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



**ÉTAPE 2**  
**DÉVELOPPEMENT**  
**D'ARCADE**  
Poursuivre la correction  
des habitudes  
4-6 mois



avec Dynamicore™

Disponible en taille médium  
Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



**ÉTAPE 3**  
**ALIGNEMENT DES**  
**ARCADES ET CONTENTION**  
Maintenir une posture labiale  
et une déglutition correctes



Disponible en taille médium et large  
Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)





# MYOBRACE® Adult Aligner

De plus en plus de patients adultes ont recours à l'orthodontie avec des aligneurs après avoir porté un appareil dentaire à l'adolescence et présentent désormais une récurrence modérée à sévère. D'autres recherchent une solution plus durable avec un traitement respiratoire, myofonctionnel et de l'ATM afin d'empêcher toute récurrence.

Le Myobrace® Adult Aligner (aligneur pour adultes) est le tout dernier système de MRC destiné à traiter tous les problèmes rencontrés par les patients adultes présentant une récurrence, des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire, un affaissement de l'arcade supérieure et un encombrement dentaire des antérieures. Le traitement en trois étapes avec les activités *Fast Track* se concentre sur les causes, en traitant les habitudes respiratoires et bucco-dentaires ainsi que le développement de l'arcade et l'alignement dentaire grâce à la nouvelle technologie unique *Dynamicore™*.



## Indications :

- Malocclusion ou récurrence orthodontique chez les patients adultes



### ÉTAPE 1

#### CORRECTION DES HABITUDES

Établir une respiration nasale

4-6 mois



Disponible en taille  
médium et large

Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 1

#### DÉVELOPPEMENT D'ARCADE

Établir une position correcte de la langue

4-6 mois



avec Dynamicore™

Disponible en taille  
médium et large

Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



### ÉTAPE 2

#### ALIGNEMENT DES ARCADES ET CONTENTION

Maintenir une posture labiale et une déglutition correctes



avec Dynamicore™

Disponible en taille  
médium et large

Vue technique postérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)



# MYOBRACE Myoretainr®

## Contention à plus long terme après le traitement Myobrace® et les appareils orthodontiques

Le nouveau système d'appareils *Myoretainr®* d'MRC. Conçu pour aider tous les professionnels dentaires et orthodontistes à accompagner leur programme de contention en combinant simultanément la contention avec la respiration et la correction des habitudes après tout traitement orthodontique.

En cas de perte des appareils de contention ou en cas de récurrence, le *Myoretainr®* peut rétablir l'alignement sans nouveau traitement dans de nombreux cas.

Utilisé avec des aligneurs transparents et des appareils de contention linguaux fixes.




**PLUS SOUPLE**  
POUR UN PLUS  
GRAND CONFORT



Disponible en taille médium et large  
Vue en perspective (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)

Base extra fine pour optimiser  
la normocclusion



**PLUS RIGIDE**  
POUR UNE  
MEILLEURE  
CONTENTION



Disponible en taille médium et large  
Vue supérieure (à gauche)  
Vue en coupe (ci-dessous)

Espace découpé pour les  
appareils de contention fixes

Base extra fine pour  
optimiser la normocclusion



**CLASSE II**  
CORRECTION DE  
L'ASPIRATION  
ET DES HABITUDES  
AVEC LES ALIGNEURS



**RA**  
Aligneurs

Récidive après la  
perte de gouttière

**R** **RH**  
Début Fin





## Améliorer l'élasticité, la force et le tonus des muscles buccaux, faciaux et respiratoires

De plus en plus de patients adultes ont recours à l'orthodontie avec des aligneurs après avoir porté un appareil dentaire à l'adolescence et présentent désormais une récurrence modérée à sévère. D'autres souhaitent une solution plus permanente avec un traitement respiratoire, myofonctionnel et de l'ATM afin d'empêcher toute récurrence.



## **TLJ** TONGUE, LIP & JAW APPLIANCE Appareil pour langue, lèvres et mâchoires

L'appareil Myotalea® TLJ est le premier appareil myofonctionnel intra-oral actif au monde, conçu pour renforcer spécifiquement les muscles de la langue, des lèvres, de la mâchoire, du pharynx et des muscles suprahyoïdiens. Avec l'arrivée du Myotalea® TLJ, il existe désormais une option pour les praticiens qui cherchent à renforcer les muscles oropharyngés et des voies respiratoires, ainsi que la transition des patients vers la respiration nasale grâce à un appareil intégré facile à utiliser.



Disponible en trois tailles  
Vue en perspective (ci-dessus 1)  
Vue en coupe (ci-dessus 2)

### CARACTÉRISTIQUES

Le TLJ possède de nombreux outils qui aident à corriger les habitudes dysfonctionnelles des tissus mous, notamment :


- Respiration buccale habituelle
- Lèvres entrouvertes au repos
- Position basse de la langue au repos
- Manque de force des muscles de la gorge et des voies respiratoires
- Un schéma de déglutition incorrect

1. Le tube pour pression labiale renforce les muscles labiaux pour un meilleur scellement labial et permettre la transition vers la respiration nasale.
2. Le tube pour pression linguale améliore la force et la position de la langue.
3. Les ressorts pneumatiques améliorent le fonctionnement articulaire et renforcent les muscles maxillaires.
4. Le Myo Variable Opening Sleep Aperture (Myovosa®) aide le patient à passer de la respiration buccale à la respiration nasale.



### ÉGALEMENT DISPONIBLE POUR LES APPAREILS DENTAIRES

Le TLJ for Braces (TLJB) comprend toutes les caractéristiques du TLJ, plus un canal pour une utilisation en conjonction avec les appareils dentaires.



Tunnel pour brackets

Vue postérieure du TLJB



# MYOBRACE® for Braces

Le Myobrace® for Braces (pour les brackets) est conçu pour aider à corriger les habitudes de respiration buccale, de langue et de lèvres qui sont à l'origine de la malocclusion, prolongent le traitement orthodontique fixe et provoquent des récurrences.

Le Myobrace® B1 est utilisé avant ou au moment de la pose de l'appareil dentaire pour prévenir l'inconfort et peut être utilisé tout au long du traitement jusqu'à ce que la correction des habitudes soit terminée.

Le Myobrace® B2 possède un noyau interne (Dynamicore™) pour développer et maintenir une forme d'arcade agrandie après l'utilisation d'expansateurs ou d'appareils fixes autoligaturants.

Utiliser une heure par jour et pendant la nuit. Pour de meilleurs résultats, passer ensuite au Myotalea®.




## MYOBRACE® B1

Le B1 est un appareil universel pour la protection des tissus mous, la correction des habitudes et la correction de la classe II pour tous les cas qui commencent par un appareil dentaire



## MYOBRACE® B2

Le B2 est un appareil plus rigide doté du noyau actif Dynamicore™. Il peut s'utiliser après des appareils d'expansion dentaire afin de maintenir l'expansion une fois les bagues en place.



# MYOBRACE

## Redresser les dents de façon naturelle

Des appareils en silicone de grade médical, confortables, bio-compatibles, inodores. Le "Myobrace® System" combine correction des habitudes, expansion d'arcade et alignement dentaire rendant le traitement orthodontique précoce et efficace, avec des avantages significatifs pour la santé de l'enfant en croissance.

### Sélection des appareils

Toutes nos gouttières traiteront :

- La respiration • La déglutition • L'alignement
- L'équilibre facial • La posture.

Les appareils Myobrace® doivent être portés :

- 1h/jour et la nuit

### ETAPE 1


### ETAPE 2

#### DENTURE DE LAIT GAMME JUNIOR


4 à 6 mois

3 • 6 ans

CLASSE I et II



**J1 Correction des mauvaises habitudes**  
Existe en 2 tailles et 2 couleurs



**J2 Développement de l'arcade**  
Existe en 2 tailles

#### DENTURE MIXTE GAMME KIDS


4 à 6 mois

6 • 10 ans

CLASSE I et II




**K1 Correction des mauvaises habitudes et pré-alignement**  
Existe en 3 tailles et 2 couleurs



**K0 Correction des mauvaises habitudes et pré-alignement pour respirateurs buccaux**  
Existe en 1 taille et 1 couleur


ou

4 à 6 mois



**K2 Développement de l'arcade et pré-alignement**  
Existe en 3 tailles et 2 couleurs

ou



**Phase d'interception par :**  
• Quad Helix • Disjoncteur • Activateur



## ETAPE 1

## ETAPE 2

### DENTURE PERMANENTE GAMME TEENS

4 à 6 mois

10 • 15 ans  
CLASSE I et II



**T1** Correction des mauvaises habitudes  
et pré-alignement  
Existe en 2 tailles



**J2** Développement de l'arcade  
et alignement  
Existe en 2 tailles

### DENTURE PERMANENTE AVEC PORT DE BRACKET

4 à 6 mois

10 • 15 ans  
CLASSE I et II



**B1** Correction des mauvaises habitudes  
Existe en 2 tailles



**B2** Développement de l'arcade  
et contrôle du sens transversal  
Existe en 2 tailles

### TRAITEMENT CLASSE III

4 à 6 mois

4 • 10 ans  
CLASSE III



**i-3N** Correction des mauvaises habitudes  
Existe en 2 tailles



**i-3** Développement de l'arcade  
Existe en 2 tailles

### TRAITEMENT DENTITION DÉFINITIVE

4 à 6 mois

12 ans et +  
CLASSE III



**P3N** Taille Médium  
La gamme P3 : Surcorrection en classe II  
avec 3 mm de surplomb



**P3** Positionneur rigide  
Taille médium



| FOR TEENS 10 ->15 ans |                        |
|-----------------------|------------------------|
| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION            |
| 412000                | T1 MEDIUM CLEAR        |
| 412001                | T1 MEDIUM BLEU         |
| 412005                | T1 LARGE CLEAR         |
| 412006                | T1 LARGE BLEU          |
| 412011                | T3N TAILLE 1 (30,0 mm) |
| 412012                | T3N TAILLE 2 (31,5 mm) |
| 412013                | T3N TAILLE 3 (32,5 mm) |
| 412014                | T3N TAILLE 4 (33,5 mm) |
| 412015                | T3N TAILLE 5 (35,0 mm) |
| 412016                | T3N TAILLE 6 (36,5 mm) |
| 412017                | T3N TAILLE 7 (37,5 mm) |
| 412018                | T1BWS MEDIUM CLEAR     |
| 412021                | T2 MEDIUM CLEAR        |
| 412022                | T2 LARGE CLEAR         |
| 412031                | T3 TAILLE 1 (30,0 mm)  |
| 412032                | T3 TAILLE 2 (31,5 mm)  |
| 412033                | T3 TAILLE 3 (32,5 mm)  |
| 412034                | T3 TAILLE 4 (33,5 mm)  |
| 412035                | T3 TAILLE 5 (35,0 mm)  |
| 412036                | T3 TAILLE 6 (36,5 mm)  |
| 412037                | T3 TAILLE 7 (37,5 mm)  |
| 412040                | T4 MEDIUM BLEU         |
| 412041                | T4 LARGE BLEU          |

| FOR KIDS 6 ->10 ans |                              |
|---------------------|------------------------------|
| RÉFÉRENCE           | DESCRIPTION                  |
| 411000              | K0 MEDIUM BLEU               |
| 411001              | K0 MEDIUM CLEAR              |
| 411145              | K1 SMALL BLEU                |
| 411146              | K1 SMALL ROSE                |
| 411150              | K1 MEDIUM BLEU               |
| 411151              | K1 MEDIUM ROSE               |
| 411152              | K1 MEDIUM CLEAR sur commande |
| 411155              | K1 LARGE BLEU                |
| 411156              | K1 LARGE ROSE                |
| 411170              | K1 BROAD MEDIUM CLEAR        |
| 411180              | K2 BROAD MEDIUM CLEAR        |
| 411190              | K3 BROAD MEDIUM CLEAR        |
| 411215              | K2 SMALL BLEU                |
| 411216              | K2 SMALL ROSE                |
| 411220              | K2 MEDIUM BLEU               |
| 411221              | K2 MEDIUM ROSE               |
| 411222              | K2 MEDIUM CLEAR              |
| 411225              | K2 LARGE BLEU                |
| 411226              | K2 LARGE ROSE                |
| 411370              | K3 SMALL BLEU                |
| 411380              | K3 MEDIUM BLEU               |
| 411381              | K3 MEDIUM ROSE               |
| 411390              | K3 LARGE BLEU                |

| FOR JUNIOR |                              |
|------------|------------------------------|
| RÉFÉRENCE  | DESCRIPTION                  |
| 410010     | (6 ->9 ans) - J1 LARGE BLEU  |
| 410011     | (3 ->6 ans) - J1 MEDIUM BLEU |
| 410015     | (6 ->9 ans) - J1 LARGE ROSE  |
| 410016     | (3 ->6 ans) - J1 MEDIUM ROSE |
| 410020     | (6 ->9 ans) - J2 LARGE BLEU  |
| 410021     | (3 ->6 ans) - J2 MEDIUM BLEU |
| 410025     | (6 ->9 ans) - J2 LARGE ROSE  |
| 410026     | (3 ->6 ans) - J2 MEDIUM ROSE |
| 410030     | (6 ->9 ans) - J3 LARGE BLEU  |
| 410031     | (3 ->6 ans) - J3 MEDIUM BLEU |
| 410035     | (6 ->9 ans) - J3 LARGE ROSE  |
| 410036     | (3 ->6 ans) - J3 MEDIUM ROSE |

| CLASS III • INTERCEPTIVE 5 ->10 ANS |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| RÉFÉRENCE                           | DESCRIPTION       |
| 413000                              | i-3 MEDIUM JAUNE  |
| 413001                              | i-3 MEDIUM CLEAR  |
| 413005                              | i-3 SMALL JAUNE   |
| 413006                              | i-3 SMALL CLEAR   |
| 413010                              | i-3 LARGE JAUNE   |
| 413011                              | i-3 LARGE CLEAR   |
| 413055                              | i-3N SMALL JAUNE  |
| 413056                              | i-3N SMALL CLEAR  |
| 413060                              | i-3N MEDIUM JAUNE |
| 413061                              | i-3N MEDIUM CLEAR |
| 413065                              | i-3N LARGE JAUNE  |
| 413066                              | i-3N LARGE CLEAR  |
| 413080                              | i-3H MEDIUM JAUNE |


| CLASS III • PERMANENT DENTITION >10 ANS |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| RÉFÉRENCE                               | DESCRIPTION       |
| 413091                                  | P-3N MEDIUM CLEAR |
| 413095                                  | P3 MEDIUM CLEAR   |
| 413111                                  | P3H MEDIUM CLEAR  |
| 413116                                  | P3H LARGE CLEAR   |

| BRACE >10 ANS |                      |
|---------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE     | DESCRIPTION          |
| 41500         | B1 MEDIUM CLEAR      |
| 415005        | B1 LARGE CLEAR       |
| 415020        | B1 Ling MEDIUM CLEAR |
| 415030        | B2 MEDIUM CLEAR      |
| 415035        | B2 LARGE CLEAR       |
| 415036        | B2 LARGE ORANGE      |
| 415040        | B3 MEDIUM CLEAR      |

| ADULT ALIGNER >15 ANS |                  |
|-----------------------|------------------|
| RÉFÉRENCE             | DESCRIPTION      |
| 414175                | AA1 MEDIUM CLEAR |
| 414176                | AA1 LARGE CLEAR  |
| 414185                | AA2 MEDIUM CLEAR |
| 414186                | AA2 LARGE CLEAR  |

| MYORETAINR |         |        |                                |
|------------|---------|--------|--------------------------------|
| RÉFÉRENCE  | FAMILLE | MARQUE | DESCRIPTION                    |
| 416002     | 07MRC   | MYO    | >12 ans - R MEDIUM CLEAR       |
| 416057     | 07MRC   | MYO    | >12 ans - R LARGE CLEAR        |
| 416102     | 07MRC   | MYO    | >12 ans - RH HARD MEDIUM CLEAR |
| 416157     | 07MRC   | MYO    | >12 ans - RH HARD LARGE CLEAR  |
| 416180     | 07MRC   | MYO    | FOR ALIGNERS - RA MEDIUM CLEAR |

| MYOTALEA TLJ |                      |
|--------------|----------------------|
| RÉFÉRENCE    | DESCRIPTION          |
| 710000       | MEDIUM CLEAR         |
| 710005       | SMALL CLEAR          |
| 710010       | LARGE CLEAR          |
| 714000       | Bracket MEDIUM CLEAR |



# Pinces et instruments Medesy





## Les Valeurs de Medesy

Nous créons des solutions d'excellence afin de répondre aux besoins des techniques dentaires les plus avancées, tout en valorisant le travail des professionnels et la santé de leurs patients.

- **Haute Qualité**

Matières premières sélectionnées, savoir-faire et fabrication d'excellence : chaque outil MEDESY naît de la volonté et de la capacité de fournir le meilleur.

- **Innovation**

Recherche et développement constants pour créer des solutions toujours plus avancées et complètes, capables de répondre au mieux à chaque exigence.

## Caractéristiques de la gamme "Century Line"

- Inserts en carbure de tungstène soudés électriquement
- Finition anti-reflets par microbilles de verre
- Nouveau design en losange, plus léger
- Articulation box-joint haute précision
- Manches dorés (code international TC)

## Medesy Story

Histoire d'une famille et d'une passion forgée dans l'acier de Maniago, un lieu reconnu depuis 600 ans au niveau international pour la fabrication de lames.

Nous combinons cette tradition artisanale séculaire avec le développement constant de solutions innovantes en matière de design, d'ergonomie et de fonctionnalité.

Compétence, soin et dévouement sont les valeurs qui guident notre engagement depuis trois générations et orientent notre relation avec nos clients.



# PINCES Medesy® DISTAL & CUTTERS

**PRIMO**

À partir de  
5 PINCES

**-40%**

Sur toute la gamme Medesy



## Pince coupante ligature fine

- Mors en carbure de tungstène

Ref : 3000/85



## Pince coupante distale manche court

- Mors en carbure de tungstène

Ref : 3000/69 TC



## Pince TC coupante distale manche long

- Mors en carbure de tungstène

Ref : 3000/69 LL



## Pince coupante fil

- max .021x.025

Ref : 3000/87 TC



## Pince fine coupante ligature micro

- max .012

Ref : 3000/89 TC



## Pince coupe à ras distale flush

- max .020x.025

Ref : 3000/76 TC



## Pince de Weingart fine

Ref : 3000/32



## Pince coupante à former les arcs

- max .0,6 mm

Ref : 3000/38 TC




## Pince de tweed coupante

- max .0,4 mm

Ref : 3000/40 TC

## UTILITY PLIERS



**Pince cinch back**  
Ref : 3000/63 TC



**Pince weingart  
angulée**  
Ref : 3000/25 TC



**Pince de la rosa**  
• max .0,5 mm  
Ref : 3000/34



**Pince de la rosa  
avec rainures**  
Ref : 3000/35



**Pince bec d'oiseau**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/39 TC



**Pince à enlever  
le composite**  
Ref : 3000/45




**Pince courte à  
ôter les bagues**  
Ref : 3000/49



**Pincettes longue  
à ôter les bagues**  
Ref : 3000/50



**Pince de tweed  
courte**  
• max .0,5 mm  
Ref : 3000/51



**Pince de tweed  
longue**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/52



**Pince optique  
concave à boucle**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/53



**Pince 3 becs longue**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/54



## UTILITY PLIERS



**Pince de young  
à former arcs**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/55



**Pince 3 becs courte**  
• max .0,6 mm  
Ref : 3000/57



**Pince à former  
les arcs linguaux**  
• max .0,7  
Ref : 3000/58



**Pince à sertir  
les crochets**  
Ref : 3000/62



**Pince de hollow chop**  
Ref : 3000/70



**Pince de jarabak**  
Ref : 3000/20



**Pince optique**  
• max .0,5 mm  
Ref : 3000/79



**Pince de Nance**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/80



**Pince bec d'oiseau  
fine et longue**  
Ref : 3000/81



**Pince à ôter les  
brackets angulée**  
Ref : 3000/82




**Pince à ôter les  
brackets droite**  
Ref : 3000/83



**Pince bec d'oiseau  
longue**  
Ref : 3000/86 TC





**Pince de tweed  
loop fine courte**  
• max .0,7 mm  
Ref : 3000/95



**Pince de tweed  
loop Obrein**  
• max .0,7mm  
Ref : 3000/97



**Pince de tweed  
loop courte**  
• max .0,7  
Ref : 3000/98

## LIGATURES FORCE



**Pince à séparateur**  
Ref : 2823




**Pince de Mathieu**  
Ref : 1850




**Pince de Mathieu  
fine**  
• 140mm  
Ref : 1851




**Pince de Mathie  
courbe fine**  
Ref : 1852




**Pousse ligatures  
sonde**  
Ref : 672/0.HL8



**Pousse ligatures**  
Ref : 672/1.HL8



**Pousse ligatures  
double droit**  
Ref : 672/2.HL8




**Pousse ligatures  
manche double  
droit**  
Ref : 672/10.HL8



**Scaler/band  
pusher manche 8**  
Ref : 673/1.HL8



**Scaler/band  
pusher mini**  
Ref : 673/2C.HL8



**Pousse ligature  
double mini**  
Ref : 673/10.HL8



## LIGATURES FORCE



**Scaler/band  
pusher**

Ref : 673/HL8




**Instrument pour  
ligatures**

Ref : 674/HL8



**Precelle à brackets  
avec languette**

Ref : 1006



**Enfonce bague  
tête échangeable**

Ref : 4873

**Tête seule**

Ref : 4873 PR



**Precelle à brackets**

Ref : 1009



**Precelle à  
brackets tube**

Ref : 1130



**Precelle à tube  
courte**

Ref : 1134

## TWEEZER

### • Tweezer

Ref : 75 01 028

Avec sa pointe abaissée,  
elle offrira des avantages  
avérés pour :

- La pose de ligatures,  
des ressorts, des chaînettes,  
des fils etc.



**Prix -20%**  
**Orthodeal**

**30€ ttc pièce**

**24€ ttc pièce**



## PINCE PERFORATRICE

Ref : 401-01

Crée des découpes en demi-lune pour le soulagement des aligneurs autour des boutons collés utilisés pour les élastiques. Elle peut également pincer le plastique pour fournir un dégagement des tissus mous afin d'éviter tout impact de l'aligneur sur ces derniers.



taille : .0,6



**Prix -30%  
Orthodeal**

**150€ ttc pièce  
105€ ttc pièce**

## PINCE À POINÇON

Ref : 401-06

Cette pince qui est parfaitement adaptée pour une utilisation de pose d'élastique inter et intra maxillaire en liaison avec une découpe sur le bord gingival de la gouttière. Il n'y aura pas ou plus besoin de positionner de fastidieux boutons. La découpe spéciale empêche les élastiques de glisser et à la gouttière de se fissurer.




**Prix -30%  
Orthodeal**

**150€ ttc pièce  
105€ ttc pièce**

## PINCE HORIZONTALE

Ref : 401-04

Cette pince produit une indentation pour accentuer le couple au niveau de la racine. Elle améliore également la rétention des aligneurs.



**Prix -30%  
Orthodeal**

**150€ ttc pièce  
105€ ttc pièce**

## PINCE VERTICALE

Ref : 401-03

Cette pince accentue la sur-correction des rotations en produisant une indentation aux angles de la ligne mésiale ou distale en vestibulaire et/ou en lingual d'une dent spécifique.



**Prix -30%  
Orthodeal**

**150€ ttc pièce  
105€ ttc pièce**

## DÉCONVERTISSEUR POUR TUBE CONVERTIBLE

Ref : 75-01-024

Le seul instrument qui vous permet de déconvertir votre tube de façon simple en toute sécurité.



**Prix -30%  
Orthodeal**

**30,80€ ttc pièce  
21,56€ ttc pièce**

## LAMES

Paquet de 5

Ref : 75-01-025



**Prix -30%  
Orthodeal**

**25,30€ ttc  
17,71€ ttc**



# Collage scellement contention

Le N°1 en produit de collage  
Orthodontique dans le monde,  
une garantie de collage dans  
votre cabinet



## COLLAGE Scellement et contentions

### LIGHT BOND

• Kit de collage pour les brackets

Ref : LBEPPF



- 4 seringues de 5 gr
- 2 flacons de sealant 3 cc
- 1 flacon etching
- 2 spatules
- 1 paquet de 50 pinceaux
- 1 bloc à spatuler

### ULTRA BAND LOK

• Collage pour les bagues

Ref : bleu - UBL-BPP • Ref : blanc - UBL-PP



vendu à l'unité

- Produit très puissant à haut pouvoir rétentif
- Nettoyage de la dent plus facile (bleu)
- Très facile à utiliser (pas de mélange)
- Pas de contrainte de temps
- Permet de faire un plan de surélévation occlusal (blanc)
- Photopolymérisable sans mélange

### ASSURE

Ref : AS



- Augmente l'adhésion et minimise les décollements
- Supporte l'humidité
- Diffusion d'ions fluorés pendant le traitement

### ULTRA BAND LOK

Ref : PLUS REL



- **Assure Plus**  
Le seul primer qui colle sur toutes les surfaces.

- Email classique ou atypique
- Amalgame
- Acier, Or, etc.

### GOTO® COLOR CHANGE

Adhésif Ortho avec changement de couleur

Ref : GTPCC

• Seringue de 4g, fluorescente pour un nettoyage complet

GoTo® est un adhésif photopolymérisable avec des propriétés d'adhésion supérieures ainsi qu'une viscosité idéale. Applications cliniques pour toute gamme de Brackets, Tubes et Contentions.

- Reste en place jusqu'à durcissement
- Une viscosité unique
- Translucide qui correspond à n'importe quelle teinte de dent
- Adhérence maximale
- Retrait et nettoyage faciles
- Agent révélateur UV - fluorescent sur la dent
- Positionnement non glissant
- Retrait de la colle facile
- Libération du fluor sous UV
- Liaisons propres et sécurisées



RELIANCE®  
ORTHODONTIC



- Rose avant
- Ivoire après

Prix -20%  
**Orthodeal**





## SERINGUE LCR™

Ref : LCR

Un composite photo hybride qui durcit, une finition de verre lisse pour le confort du patient et une usure réduite. Cette pâte hautement chargée est un excellent choix lorsque la longévité et la durabilité sont requises pour vos contentions.



## RELIANCE GOTO®

Ref : GTP

Adhésif photopolymérisable pour bracket et tubes



- Un viscosité unique
- Bonne tenue au placement
- Adhésion parfaite
- Retrait et nettoyage faciles

## FLOW TAIN™ LOW VISCOSITY

Ref : FTLV

Un composite photopolymérisable fluide. Le composite est hautement polissable, ce qui réduira l'usure et améliorera le confort du patient. Une fois durci, Flow Tain Low Viscosity a un faible module d'élasticité et n'est pas aussi cassant que les composites conventionnels.



## GEL ETCHING

- Paquet de 5 seringues

Ref : EGES

Gel Etching en seringue de 6,5 g avec 20 embouts.



## BOND ALIGNER

- Adhésif pour aligneur

Ref : BA

**NOUVEAUTÉ**



- Adhère à tout matériau d'aligneur transparent
- Pas d'apprêt ni de conditionneur
- Colle les attaches en céramique, métal ou plastique
- Une seringue de 1,4 g avec 5 embouts

### • Applications cliniques :

Collage de boutons ou de crochets sur les aligneurs

## BOND A BRAID

Ref : BAB

- Grande flexibilité
- Souplesse d'utilisation
- Très malléable



## RETAINIUM

Ref : RET

- 70% plus fort que le multi brin
- Sans nickel
- Meilleur maintien
- Très facile à manipuler
- Fil plat





## EVERSTICK ORTHO

La meilleure contention du marché par excellence

Renforcement en fibre de verre pour les contentions post orthodontique

Ref : ST100016

EverStick ORTHO est indiqué pour la phase de contention après un traitement orthodontique. Il épouse fidèlement la morphologie dentaire, pas d'effilochage.  
Une contention avec une adaptation facile, esthétique



### Caractéristiques de la Fibre de Verre

- Correspond à la couleur naturelle de la dent
- Grande résistance à la flexion
- Facile à adapter, mise en œuvre directe
- Liaison adhésive fiable
- Confortable à porter et facile à nettoyer.
- Il ne contient pas de métaux, ce qui élimine le risque d'allergie aux métaux (Ni, Cr)
- Contenu : 2 paquets de 12 cm
- Dimension 0.75 mm

Orthodeal

303,60 € ttc pièce

**PRIMO**

À partir de  
2 BOÎTES

**-25%**

227,70 € ttc

## PÂTE À POLIR RELIANCE

1<sup>st</sup> & FINAL

- 1<sup>st</sup> & Final est conçu pour polir l'émail avant ou après collage.
- Pré-emballés, 200 pots stériles à usage individuel par chaque patient.

Ref : FF



- Ne nécessite pas d'être mélangé à de l'eau.
- Il suffit d'ouvrir et d'appliquer.
- Amélioration de la force d'adhérence.
- Aucun produit chimique ajouté, aucun additif, fluorure ou huile pouvant laisser un film qui empêcherait ou affaiblirait l'adhérence.
- Peut être utilisé pour polir l'émail après avoir retiré l'adhésif.

**PRIMO**

**-15%**

## MICRO BRUSH

- Taille fine
- 4 X 100 unités

Ref : MA04



Prix - 30 %  
**Orthodeal**

39,60 € ttc pièce  
27,72 € ttc pièce

## PINCEAU APPLICATEUR

- Taille regular
- Tête oblique
- 4 X 100 unités

Ref : BA01B



Prix - 30 %  
**Orthodeal**

39,60 € ttc pièce  
27,72 € ttc pièce

## ORTHO BREIZH-TECH

### Système de contention orthodontique

Le meilleur de la contention. Orthodeal Breizh-Tech est destiné à être utilisé pour conserver la position des dents après un traitement orthodontique.

Ref : IA06208 -1 mètre

- Fil de contention tressé et ultra plat
- Grande flexibilité
- Précision totale pour épouser la forme d'arcade
- Rétention passive sur le long terme sécurisée et stable
- Conception de chaîne brevetée
- S'adapte très facilement à l'anatomie linguale, pas de pliage
- Flexion interproximale pour résister aux ruptures de liaison

Souple et résistant



Prix -10 %  
**Orthodeal**

**74,80€** ttc bobine

**67,32€** ttc bobine

**PROMO**

À partir de  
5 BOBINES

**-25%**

**56,10€** ttc  
la bobine

## FLEX TECH OR

Ref : OFT2



## FLEX TECH ACIER

Ref : SSOF2



Fil de contention tressé en Or ou Acier, une des références sur le marché orthodontique.

Ce fil vous permet :

- D'épouser avec précision la forme de l'arcade
- D'avoir une grande flexibilité et une grande malléabilité

## KIT TROUSSES ORTHO

Kit ortho mix couleurs

Lot de 10 trousse

Prix -30%  
**Orthodeal**

**4,68€** ttc unité

**3,27€** ttc unité



### Le kit contient

- 1 trousse en tissu de type filet de pêche zippé
- Brossettes inter-dentaires x 2 (droite & coudée)
- Crochet pour placer les élastiques
- Cire patient
- Brosse à dents voyage
- Brosse à dents orthodontique maison
- Timer de brossage
- Capsule de nettoyage de brosse à dents
- Coloris : violet, orange, vert, rouge

# STRIPPING

## KIT DE STRIPPING IPR

Conçu pour préserver l'émail

Ref : XM-EN01

Le système IPR Orthodeal est conçu pour réaliser une réduction précise et maîtrisée de l'émail proximal sur une ou plusieurs dents, afin d'optimiser l'espace et de simplifier les mécaniques orthodontiques. Associé à un contre-angle oscillant, il permet une action linéaire, régulière et parfaitement contrôlée des instruments abrasifs, garantissant sécurité, précision et confort clinique.

La tête compacte offre une excellente visibilité de la zone traitée, renforcée par une lumière intégrée pour un contrôle optimal. Avec jusqu'à 20 000 oscillations par minute, le système assure une efficacité élevée, une finition homogène et un respect maximal de l'émail.



- Bande oscillante perforé, revêtu de diamant sur les deux faces, conçus pour une réduction interproximale maîtrisée.
- Ils garantissent une coupe régulière, efficace et sécurisée, tout en préservant l'intégrité de l'émail.
- Compatible avec scie Intensiv®

| BANDE DE STRIP perforé double face |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| RÉFÉRENCE                          | DESCRIPTION                           |
| 001015H                            | 0.05 mm (finition)                    |
| 001025H                            | 0.08 mm (finition)                    |
| 001040H                            | 0.14 mm (contournement interproximal) |
| 001060H                            | 0.18 mm (réduction)                   |
| 001090H                            | 0.24 mm (réduction interproximal)     |



Prix -20 %  
**Orthodeal**

580 € ttc kit

464 € ttc kit

### Le kit contient

- Un contre angle bague verte
- Kit jauge mesure 7 tailles de 0.10 mm à 0.5 mm
- Scies perforés, kit de 10 pièces toutes tailles
- Instrument pour scie - manuel pour stripping
- 2 bandes doubles faces pour stripper manuellement
- Lumière
- Tube plastique : éjecteur d'eau nettoyant



Prix -30 %  
**Orthodeal**

15,84 € ttc l'unité

11,09 € ttc l'unité



# Divers accessoires




# DIVERS

## Accessoires

### MIROIRS POUR PHOTOS OCCLUSAL

• Enfant/Adulte

Ref : G13



**Prix -35 %**  
**Orthodeal**

**80€ ttc pièce**  
**52€ ttc pièce**

### MIROIRS POUR PHOTOS OCCLUSAL

Ref adulte : G2

Ref enfant : G3

• Adulte x1



**Prix -25 %**  
**Orthodeal**

• Enfant x1



**49,50€ ttc pièce**  
**37,12€ ttc pièce**

### MIROIR DENTAIRE PATIENT

Ref blanc : HK775

Ref violet : HK775V

**Prix -30 %**  
**Orthodeal**  
**8,80€ ttc pièce**  
**6,16€ ttc pièce**



### PLAQUETTE DE POSITIONNEMENT X25

Ref : BKW



**Prix -15 %**  
**Orthodeal**  
**48,31€ ttc les 25**  
**41,06€ ttc les 25**

### MASQUE AJUSTABLE

Ref bleu : 70-50-001

Ref rose : 70-50-002

- Confort du patient
- Multi positions
- Mentonnière ergonomique
- Trou de ventilation

**Prix -40 %**  
**Orthodeal**  
**75,90€ ttc**  
**45,54€ ttc pièce**



### CIRE PRÉ-DOSÉE

• Cire orthodontique de protection - 10 unités

Ref : 35.33.001

- Format et quantité adéquate, prête à l'usage
- Pratique
- Emballage hygiénique
- Parfum menthe
- 10 plaquettes de 20 pastilles de cire



**Prix -40 %**  
**Orthodeal**  
**28,60€ ttc boîte**  
**17,10€ ttc boîte\***

\*Boîte de 10 unités



## CIRE PATIENT

• Cire patient de protection - 100 unités

Ref : 09012



Prix -20 %  
**Orthodeal**

**76,56€ ttc boîte**

**61,25€ ttc boîte\***

\*Boîte de 100 unités

## CIRE D'OCCLUSION

• Gris argent - 40 unités

Ref : DWS202



**PRIMO**

**36,96€ ttc**

\*Boîte de 40 unités

## POLISSOIR

Ref : 7503002

- Après utilisation de la fraise en zirconium idéal pour obtenir un brillant optimal
- Utilisation sur contre angle à basse vitesse
- Sa forme arrondie permet un accès aux zones difficiles et un travail en toute sécurité garantissant une finition parfaite grâce à sa composition en polymère renforcée en fibre de verre



Prix -20 %  
**Orthodeal**

**31,90€ ttc boîte**

**25,52€ ttc boîte\***

\*Boîte de 20 unités

## FRAISE EN ZIRCONIUM MULTI LAMES

Ref : 7503001

- Recommandée pour enlever en toute sécurité l'excès de résine orthodontique après la dépose des brackets sans altérer ou endommager l'émail
- Utilisation sur contre angle basse vitesse.
- Efficacité et haute résistance à la stérilisation en autoclave : élimination facile des résidus.
- À basse vitesse (de 3000 et 10000 tours) elle provoque très peu de vibrations ce qui génère moins d'échauffement et laisse les surfaces parfaitement lisses quelque soit le sens de rotation



Prix -20 %  
**Orthodeal**

**27,50€ ttc boîte**

**22€ ttc boîte\***

\*Boîte de 5 unités

## FRAISE KTM

• Sécurité, longévité, performance

Ref turbine : 5778 / 314

Ref contre angle : 5779 / 204

Fraise en carbure de "tungstene" pour enlever l'adhésif et les résidus avec embout non coupant pour ne pas endommager la gencive, vestibulaire, bout mousse.

- Diamètre 016
- Longueur 8.3MM
- Vendu par **paquet de 5 pièces**



**PRIMO**

1 PAQUET

**73,99€ ttc**

3 PAQUETS  
-5%

**70,29€ ttc**

6 PAQUETS  
-10%

**66,59€ ttc**

• Ecarteur Auto



**Prix -30 %**  
**Orthodeal**  
**17,60€ ttc pièce**  
**12,32€ ttc pièce**

• Ecarteur manuel avec tirette



**Prix -30 %**  
**Orthodeal**  
**26,40€ ttc pièce**  
**18,48€ ttc pièce**

**STÉRILISABLE AUTOCLAVE 110 DEGRÉS**

| REF    | NOM                                             |
|--------|-------------------------------------------------|
| 05041  | Ecarteur transparent auto petit                 |
| 05045  | Ecarteur transparent auto moyen                 |
| 05053  | Ecarteur transparent manuel avec tirettes petit |
| 05054  | Ecarteur transparent manuel avec tirettes moyen |
| 05057  | Ecarteur blanc manuel avec tirettes moyen       |
| 05057B | Ecarteur bleu manuel avec tirettes moyen        |
| 05057Y | Ecarteur jaune manuel avec tirettes moyen       |
| 05057R | Ecarteur rouge manuel avec tirettes moyen       |
| 05057G | Ecarteur vert manuel avec tirettes moyen        |

## M-CURE T7

### Pourquoi choisir la M-Cure T7 ?

La M-Cure T7 a été conçue pour les praticiens qui veulent aller plus vite, sans compromis sur la fiabilité. Elle combine puissance extrême, précision clinique et confort d'utilisation, avec un vrai avantage en orthodontie.

#### 1. Gain de temps immédiat

- Polymérisation en 1 seconde possible
  - Jusqu'à 4000 mW/cm<sup>2</sup>
  - Moins de temps fauteuil, plus de confort pour le patient
- Idéal en orthodontie pour le collage rapide des brackets*

#### 2. Une lampe pensée pour l'orthodontie

- Mode Orthodontie dédié – 3000 mW/cm<sup>2</sup>
  - Excellente pénétration lumineuse
  - Collage fiable et homogène des attaches
- Sécurité de collage + productivité accrue*

#### 3. Sécurité clinique et qualité du résultat

- Mode Pulsé : montée progressive de la puissance
  - limite le retrait de résine
  - réduit le risque de micro-infiltrations
- Polymérisation maîtrisée, résultats durables

#### 4. Polyvalence totale au cabinet

- 6 modes cliniques intégrés :
    - Standard - Renforcé - Polymérisation rapide
    - Orthodontie - Pulsé - Détection des caries
- Une seule lampe pour tous les actes courants du cabinet*

#### 5. Confort et ergonomie au quotidien

- Tête métallique rotative à 360°
- Corps léger et résistant
- Utilisable main droite ou main gauche
- Réglages personnalisables (son, luminosité, langue)
- Moins de fatigue, plus de précision

#### 6. Fiabilité et tranquillité d'esprit

- Système intelligent de détection des pannes
- Alertes LED claires (LED bleue, violette, batterie)
- Conçue pour un usage intensif

**Prix -30 %**  
**Orthodeal**  
**570€ ttc pièce**  
**399€ ttc pièce**

Curing Light  
M-Cure T7


La M-Cure T7, c'est la puissance d'une lampe haut de gamme, la rapidité indispensable en orthodontie et la sécurité clinique au quotidien.





# orthodeal®

*Vous donne le sourire*



## Le saviez-vous ?

En Bretagne rurale, jusque dans le début du XX<sup>e</sup> siècle, les douleurs dentaires étaient souvent soignées par des remèdes populaires (clous de girofle, alcool fort, prières à des saints locaux) faute de dentistes accessibles.



**David COLAS**

**La Réunion**

06 98 81 44 02

[davidcolas@orthodeal.com](mailto:davidcolas@orthodeal.com)



**Thomas MADEC**

**Bretagne, Pays de la Loire, Antilles**

06 98 99 44 06

[thomasmadec@orthodeal.com](mailto:thomasmadec@orthodeal.com)




**Julien MICHAUD**

**ILE-DE-FRANCE**

+ 18/27/28/36/37/41/45/58/89

06 99 63 38 18

[julienmichaud@orthodeal.com](mailto:julienmichaud@orthodeal.com)



**Florent ROBIN**

**PROVENCES**

**ALPES-COTES D'AZUR**

07 61 93 15 62

[florentrobin@orthodeal.com](mailto:florentrobin@orthodeal.com)



**Fabien FRANCHOMME**

**NORD & EST**

06 98 81 44 01

[fabienfranchomme@orthodeal.com](mailto:fabienfranchomme@orthodeal.com)



**Antony MORGADO**

**SUD-OUEST**

06 98 28 44 05

[anthonymorgado@orthodeal.com](mailto:anthonymorgado@orthodeal.com)



**Sylvain GARON**

**RHÔNES ALPES**

07 62 54 47 19

[sylvaingaron@orthodeal.com](mailto:sylvaingaron@orthodeal.com)

**2, Rue Gozh Hent**

**58860 Séné**

[info@orthodeal.com](mailto:info@orthodeal.com)

01 47 82 09 48

**[www.orthodeal.com](http://www.orthodeal.com)**